

NOVOGODIŠNJA AKCIJA

DO 15. JANUARA 2016.

MIKODENTAL
DENTAL DEPO

Best Dental
shop 24h information



IZDVAJAMO ZA VAS NEKE OD NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA U 2015. ! MIKODENTAL. D.O.O. ŠABAC

Poštovani klijenti,
Iskoristite i ovogodišnju akciju **NAJTRAŽENIJIH i NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA** za stomatologiju i zubnu tehniku u **2015.** godini po neverovatno povoljnim cenama!

Vaš omiljeni proizvod po sniženoj ceni možete poručiti telefonom na **00381 15 345 123!**

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

TOP INFO:

MIKODENTAL DENTAL DEPO je na sve **SHOFU** proizvode od 1997. odobrio stalni **POPUST od 20%**, kako bi najkvalitetnije materijale, koji predstavljaju **STANDARD** u **SAD** i **EVROPI** učinio pristupačnim svim svojim klijentima!

Za bolju stomatologiju i zadovoljnog pacijenta!



SREĆNI PRAZNICI !

STOMATOLOGIJA

➤ 5 Beautifil II (PN 1401 - 1420, 3x4.5g) **190€**



1 Beautifil II (PN 1401 - 1420, 1x4.5gr)



**38€
GRATIS!**

➤ 5 Beautifil Flow Plus (PN 2000 - 2007, 3x2.2gr) **125€**



1 Beautifil Flow Plus (PN 2000 - 2007, 1x2.2gr)



**25€
GRATIS!**



Beautifil II Set + Beautibond



210€



GRATIS

80€

Beautifil II je najpouzdaniji, trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih. Zasnovan na PRG tehnologiji otpušajućih fluorida. (Pre-Reacted Glass-ionomer).

Beautifil II obezbeđuje vrhunske estetske rezultate izvanrednim slaganjem boja, koje vrše transmisiju svetlosti kao prirodan zub. Tako nevidljive restauracije postaju vidljive već u jednom sloju.

Beautifil II poseduje sposobnost trajnog otpuštanja fluorida i pruža efikasnu i delotvornu zaštitu od sekundarnog karijesa. U kombinaciji sa odgovarajućim adhezivnim sistemom FL-Bond II ili Beautibond udvostručeno je preventivno dejstvo i uspostavljena je jaka adhezivna veza.

Sadržaj seta:

- 6 beautifil II špriceva (A2,A3,A3,5, B2, A30, Inc) po 4,5 g,
- 1 Dura White kamen (FL2),
- 1 Super Snap Single kit (gumice za obradu i poliranje),
- 1 One Gloss Trial set (3 gumice),
- Papirni blok.

PN/Šifra: 1775

BeautiBond

Svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni, samojetkajući adheziv. Inovativna formula, pojednostavljena upotreba. BeautiBond je inovativni-All-in-one adheziv, najnovije generacije. Na osnovu dva hydrolyse-stabilna monomera-BeautiBond pruža dugotrajnu i stabilnu vezu ka gledji i dentinu. Ne sadrži hem, isključena je mogućnost prebojavanja gingive.

Beauti Bond je u ponudi u flasci - 6ml i praktičnim jednokratnim dozama 50 x 0,1 ml.

Sadržaj:

- Beauti Bond 6 ml,
- 50 aplikatora,
- posuda za aplikaciju 25 kom.

PN/šifra: 1781

STOMATOLOGIJA

BeutiCem SA - popust 10%



96€ - 10% = 86,4€

Dostupan u 2 pakovanja:

Br.art. 3213 • BeutiCem SA Auto-Mix Clear

Sadržaj: 5ml pasta, 10 kanila za mešanje i knjižicu postupaka

Br.art. 3214 • BeutiCem SA Auto-Mix Ivory

Sadržaj: 5mL pasta, 10 kanila za mešanje i knjižicu postupaka



BeutiCem SA – samovezujući kompozitni cement

BeutiCem SA je samonagrizajući, samovezujući, dvostruko polimerizujući cement dostupan u auto-mix špricima.

BeutiCem SA lako, brzo i pouzdano veže sve indirektno materijale za restauraciju za strukturu zuba.

Optimalna viskoznost osigurava dobro rukovanje, precizno postavljanje restauracija i uklanjanje viška bez napora (sa lakoćom).

Briljantna kontrola refraktivnog indexa rezultira izvanrednom translucencijom i kod veoma zahtevnih slučajeva.

Prednosti:

- Samonagrizajući cement
- Ne zahteva podloge (osim keramike)
- Auto-mixing špricevi
- Visok radioopacitet
- Mala debljina filma (12µm)

Indikacije:

- Cementiranje inleja, onleja kruna i mostova od metala.
- Cementiranje inleja, onleja, kruna i mostova od kompozita.
- Cementiranje inleja, onleja, kruna i mostova od alumine ili cirkonijuma.
- Cementiranje metalnih i kompozitnih korova

TOP 10
NAJPRODAVANILIJI SHOFU PROIZVODI 2013. GODINE
SHOFU



~~20€~~

VAŠA UŠTEDA
2€

DURA WHITE

Najprodavaniji kamenčići za poliranje!

Aluminijum-oksidi kamenje tzv. „Arkanzas-kamenje“ je neprevaziđeno u finiranju zubne gleđi, kod preparacije patrljaka, kompozita, keramike i glasionomer cementa. Dostupni u više veličina i oblika!

SADRŽAJ: 12 kom. Dura White

OGRAIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: **18 €**
Uračunat PDV.

TOP 10
NAJPRODAVANILIJI SHOFU PROIZVODI 2013. GODINE
SHOFU



~~18€~~

VAŠA UŠTEDA
2€

SUPER-SNAP SUPERBUFF SET
Disk impregniran pastom
- za poliranje do visokog sjaja!

SuperBuff disk je namenjen za poliranje direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija do visokog sjaja. Disk je impregniran pastom i pre upotebe ga treba jednostavno pokvasiti. Za jednokratnu upotrebu. Mandrele se mogu ponovo upotrebiti. Dostupan i u refill pakovanjima.

SADRŽAJ Super-Snap Super-Buff Set:
25 diskova, 2 Super-Snap mandrele

OGRAIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: **16 €**
Uračunat PDV.

TOP 10
NAJPRODAVANILIJI SHOFU PROIZVODI 2013. GODINE
SHOFU



~~50€~~

VAŠA UŠTEDA
5 EURO

ONEGLOSS

Gumice za sve!

Gumice su nezamenljive kod uklanjanja površinskih pigmentacija bez oštećenja zubne gleđi, poliranje gleđi nakon uklanjanja zubnog kamenca, završne obrade svih vrsta kompozitnih ispuna, kao i poliranje svih fiksnih radova nakon definitivnog cementiranja. Sastoje se od visokokoncentrovanog Al-oksida + silikona.

SADRŽAJ One Gloss: SADRŽAJ One Gloss set: 20 OneGloss Cup, 20 One Gloss Midi, 20 OneGloss IC, 3 OneGloss mandrele.

OGRAIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: **45 €**
Uračunat PDV.

STOMATOLOGIJA

NOVO | DETAX - PRVOKLASNI NEMAČKI OTISNI MATERIJALI ZA VAS! AKCIJA 1 : OTISNI MATERIJALI- A Silikoni



Kupovinom 1x Detaseal® hydroflow putty + 1x Detaseal® hydroflow lite dobijate GRATIS 1x Detaseal® hydroflow lite

40€

Sadržaj seta: Baza pak. 250 ml
Katalizator pak. 250 ml
Merice 2 kom.

32€

Sadržaj seta:
Baza + katalizator pak. 2 x 50 ml
Kanile za mešanje, žute 12 kom.

16€

1 kertridž Detaseal hydroflow lite 50ml

NOVO | DETAX - PRVOKLASNI NEMAČKI OTISNI MATERIJALI ZA VAS! AKCIJA 2 : OTISNI MATERIJALI- C Silikoni



Kupovinom 1x Silaplast FUTUR i 1x Silasoft NORMAL dobijate GRATIS 1x Cat p universal FUTUR pastu

24€

Standardno pakovanje:
pak. 900 ml.

15€

Standardno pakovanje:
tuba 160 ml

8€

Cat p universal FUTUR,
pasta 5 x 35 ml

NOVO | DETAX - PRVOKLASNI NEMAČKI OTISNI MATERIJALI ZA VAS! AKCIJA 3 : OTISNI MATERIJALI- C Silikoni



Kupovinom 1x exaplast set dobijate GRATIS 1x exagel catalyst gel !

34€

Sadržaj seta: Putty, pak. 910 ml,
Wash, tuba 140 ml, Cat, tuba 60 ml

10€


Sadržaj: Cat, tuba 60 ml

IMPLANTOLOGIJA



Kompatibilno sa ZIMMER DENTAL

Kupite 10 implantata Legacy3 u vrednosti od 1.500€ i dobićete kompletan hirurški set **GRATIS** (u vrednosti od 1.950€). Ponuda je ograničena !



Legacy 3 sistem

kompatibilan sa Zimmer Dental /
implant, poklopac za zarastanje,
nastavak za formiranje gingive, prenosnik,
titanijumska suprastruktura/

Dostupni u 6 promera - 3,2 ; 3,7 ; 4,2 ; 4,7 ; 5,2 ; 5,7

Dužine implantata - 6 ; 8 ; 10 ; 11,5 ; 13 ; 16 mm



Jednostavno pametnije rešenje sa implantima

VRHUNSKI KVALITET, PAKOVANJA - SVE U JEDNOJ KUTIJI.

NAJPOVOLJNIJE CENE. TEHNIČKA PODRŠKA.

PROVERITE ZAŠTO IMPLANT DIRECT UŽIVA POVERENJE U SVETSKOJ IMPLANTOLOGIJI!

IMPLANT DIRECT - KOMPATIBILNI SISTEMI SA
NOBEL BIOCARE, STRAUMAN I ZIMMER DENTAL*

* ROBNE MARKE NOBEL, STRAUMAN I ZIMMER DENTAL

PRVI REGIONALNI ONLINE SHOP ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU

BestDentalShop[®]
www.bestdentalshop.net POWERED BY MIKODENTAL

IMPLANTOLOGIJA

Nouvag AG je Švajcarska kompanija koja je osnovana davne 1971 godine, prerastavši u jednog od lidera dentalne industrije. Ono što je karakteristično za ovu kompaniju je razvojni sektor koji je zadržao tradicionalni koncept dizajna proizvoda po čemu su jedinstveni u svetu. Pravac razvoja kompanije je veoma strog, a njena tehnološka rešenja ih stavljaju u kategoriju proizvoda najvišeg kvaliteta. Danas kompanija je prisutna na svim kontinentima kroz svoje distributivne centre sa tendencijom širenja. Nouvag Ag proizvodni pogoni se nalaze u Švajcarskoj i u Nemačkoj.



Redovna cena:
2.890€ + PDV

20% POPUST
Cena sa popustom
2.312€+PDV



MD 11

Br. Art. 2027 sa 20:1 kolenjakom

Ukoliko su za Vas važni kvalitet u kombinaciji sa mirnim, sigurnim radom i jednostavnom upotrebom, sve ono što očekujete od jednog fiziodispenzera, onda je MD 11 pravi izbor za Vas, po fer i pristupačnoj ceni.

Tehničke karakteristike

Napon:	100 V, 115 V, 230 V na 50/60 Hz
Snaga:	120 W
Motor:	Elektronski motor, bez četkica
Opseg brzine motora:	300 – 40,000 rpm
Max. obrtni moment:	6 Ncm
Performanse pumpe:	1 – 100 ml/min.
Dimenzije jedinice:	260 x 250 x 110 mm
Težina jedinice:	2.8 kg

Oprema:

• Kontrolna jedinica sa integrisanom pumpom	• Držać za flašu
• Uputstvo za upotrebu na CD-ROM-u	• Set creva
• Elektromotor 31ESS	• Tečnost za irigaciju, 0,9 % NaCl
• Kolenjak 20:1	• Klip set
• Nožna papučica	• Držać za nasadnik



PIEZOSURGERY® white **NOVO!** TEHNOLOGIJA: BEZ PREMCA

- Optimalna ravnoteža između efikasnosti i očuvanja mekog tkiva
- Automatsko podešavanje snage kroz feedback sistem (sistem povratnih informacija)
- Jednostavno rukovanje i čišćenje

Redovna cena:
4.480€ + PDV

20% POPUST
Cena sa popustom
3.580€+PDV



- U opremu su uključeni: LED nasadnik sa kablom, set sa 8 cevi za pumpu, 1 dinamometrički ključ K8, papučica, kabal za napajanje i kofer

STOMATOLOGIJA



Ekskluzivni četvorodelni kabinet od metala, sa staklenom radnom površinom. Karakteristike: staklo od 19mm, u ponudi u svim bojama. Elegantna slavina i elementi od hroma (slavina, ručke, nogare). Sistem nečujnog zatvaranja fioka.
GRATIS: Plastični ulošci za instrumente i materijal!
Dimenzije: 56x215x89 cm (h).



Sa D serijom kliničkih kabineta od metala možete napraviti Vašu idealnu kombinaciju!

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

- Materijal: 0,90mm DKP čelik
- Metalne površine presvučene ferum fosfatom, otporne na koroziju
- Metod farbanja: elektro-statički nanos boje u prahu
- Velika ponuda boja iz RAL serije

- Radna površina 22mm medijapan obložen slojem PVC-a
- Modularni sistem, kompaktan dizajn
- EN ISO 9001:2000, sertifikat TÜV
- Opcija: plastični ulošci za fioka



Klinički kabinet D-71

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 50,5 x 50,5 x 86cm (h)
- Nečujni točkovi
- 4 fioka
- Težina: 40 kg.

Redovna cena: 380€

Akcijaska cena: 360€



Klinički kabinet D-78

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 42 x 60 x 85cm (h)
- 250V 3 x utičnica
- Nečujni točkovi
- Težina : 35 kg

Redovna cena: 260€

Akcijaska cena: 240€



Klinički kabinet D-91

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 60 x 60 x 110cm (h)
- Nečujni točkovi
- Težina: 50 kg.

Redovna cena: 465€

Akcijaska cena: 400€



Preporučujemo

Degradable Solutions AG



SWISS
Quality



calc-i-oss classic™ INFO

Bio-rešenje za novu kost 100% sintetički, kompletno resorptivni materijal

Opis - Sastav



calc-i-oss™ je granulat koji se sastoji od bio-resorptivnog Beta-tri-kalcijum fosfata (β -Ca₃(PO₄)₂) visoke čistoće, za punjenje koštanih defekata. Čistoća beta-faze je > 99%, dozvoljavajući potpunu degradaciju materijala u organizmu.

calc-i-oss™ je biokompatibilan. Nema neželjenih inflamatornih uticaja niti imunološke odbrambene reakcije za čisti beta-tri-kalcijum fosfat u svojoj odgovarajućoj formi.

calc-i-oss™ je koštani provodnik. Prilikom popunjavanja defekta, granule stvaraju makro-poroznu strukturu koja omogućava formiranje autolognog tkiva. Granule koje su mikro-porozne više od 50%, su u stanju da preuzmu značajnu količinu krvi. Prisustvo krvi obezbeđuje povoljne uslove za isceljenje.

calc-i-oss™ je proizveden postupkom sinterovanja na temperaturi > 1000 ° C od sintetičkog sirovog materijala i ne sadrži supstance životinjskog ili ljudskog porekla. Posebna tehnologija proizvodnje vodi do granula visoke stabilnosti bez težnje ka opadanju finih čestica.

Primena



1g calc-i-oss™ odgovara zapremini od oko 1ml.

Polja primene:

calc-i-oss™ koristi se za punjenje koštanih defekata skeleta. Na mestu primene ne bi trebalo da bude zapaljenja, kao i mekog ili granulacionog tkiva. Indikacije u oblasti oralne, ortodontske i hirurģije lica mogu uključivati:

- Uvećanje alveolarnog grebena, eventualno u kombinaciji sa autolognom kosti i membranama (Guided Bone Regeneration, GBR)
- Popunjavanje defekta posle apikotomije
- Punjenje defekata nakon uklanjanja autologne kosti
- Punjenje defekata nakon uklanjanja koštanih cista
- Podizanje poda sinusa
- Ekstrakcioni defekti u kombinaciji sa membranama
- Popunjavanje defekata nakon hirurģskog uklanjanja neraspoređenih zuba
- Periodontalni defekti u kombinaciji sa membranama

Izbor veličine granula zavisi od veličine i lokacije defekta: za veće defekte primenjuje se veći granulat. Preporučujemo sledeće veličine:

315 - 500 μm - periodontalni defekti

500 - 1000 μm - defekti srednje veličine kao što su male ciste, alveolarni defekti

1000 - 1600 μm - veće ciste, augmentacija, podizanje poda sinusa

Farmakološka svojstva

calc-i-oss™ sastoji se od čistog β -tri-kalcijum fosfata sa Ca / P molekularnim odnosom od 1.5. Implantat materijal je koštani provodnik i može da se resorbuje putem sledeća dva procesa: fiziološkim rastvorom u telesnu tečnost i direktnim ćelijskim napadom. Ovo rezultira u telu prijateljski proizvod koji se lako metaboliše. Resorpcija će se odvijati uglavnom paralelno sa regeneracijom kostiju. U zavisnosti od veličine zrna i potencijalnom regeneracijom tkiva, calc-i-oss™ će se potpuno resorbovati u roku od 5 do 15 meseci.

**CENA
Već od
50€!**