

NOVOGODIŠNJA AKCIJA

DO 15. JANUARA 2016.

IKODENTAL
DENTAL DEPO

Best Dental
shop 24h information



ZUBNA TEHNIKA

IZDVAJAMO ZA VAS NEKE OD NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA U 2015. ! MIKODENTAL. D.O.O. ŠABAC

Poštovani klijenti,
Iskoristite i ovogodišnju akciju **NAJTRAŽENIJIH i NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA** za stomatologiju i zubnu tehniku u **2015.** godini po neverovatno povoljnim cenama!

Vaš omiljeni proizvod po sniženoj ceni možete poručiti telefonom na **00381 15 345 123!**

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

TOP INFO:

MIKODENTAL DENTAL DEPO je na sve SHOFU proizvode od 1997. odobrio stalni **POPUST od 20%**, kako bi najkvalitetnije materijale, koji predstavljaju STANDARD u SAD i EVROPI učinio pristupačnim svim svojim klijentima!

Za bolju stomatologiju i zadovoljnog pacijenta!



SREĆNI PRAZNICI !



ZUBNA TEHNIKA

VINTAGE MP UNI-LAYER set

Univerzalna jednoslojna mikro keramika za metal

Koncentrišite se na ono važno

VINTAGE MP Uni-Layer je najnovija SHOFU keramika koja se nanosi samo u jednom sloju – tehničar samo sa jednom masom i jednim nanosom brzo i efikasno postiže zahtevnu estetiku.

Odlično izbalansiran odnos svetlosnog rasipanja i bogatstvo boje daje dobitnu optičku kombinaciju dentina i gleđi u samo jednoj masi!

Može se birati između visoke i niske prozračnosti.

Nova Uni-Layer keramika je po sastavu PRIRODNA keramika kao i VINTAGE MP feldspat-metalo keramika. Rezultat je monolitna struktura i homogena čvrstoća koja ipak čuva antagonist.

VINTAGE MP Uni-Layer omogućava ekonomski interesantnu tehniku nanosa keramike sa odličnim estetskim rezultatom.

JEDNOSTAVNO do ZAHEVNE estetike:

Konstantno visok kvalitet u proizvodnji, brza i nekomplikovana jednoslojna tehnika, veća skoncentrisanost na oblik i funkciju, jednostavne mogućnosti korekcije

Svih 20 boja V-ključa se realizuju sa samo 2 mase!

Jednostavno bojenje sa VINTAGE Art keramičkim malfarbama

Ukoliko zahteva situacija moguća kombinacija sa opalescentnim i prozračnim masama VINTAGE MP Sistema.

UŠTEDA U VREMENU pri izradi rada 50%



-10%

150€ => 135€

Za POČETNIKE i PROFESIONALCE

VINTAGE MP Uni-Layer Sistem je popularan zbog jednostavne upotrebe i malih mogućnosti da se pogreši u radu.

U samo jednom radnom postupku se modeluju bočne i restauracije u frontu i potom peku.

Ova tehnika omogućava tokom nanosa keramike da tehničar posveti više pažnje obliku i funkciji,

bez opasnosti da pogreši kao kod slaganja pojedinačnih različitih slojeva keramike.

VINTAGE MP Uni-Layer Set (A2 / A3) PN: 9633

Sadržaj:

Paste Opaque Base, 5 g

Paste Opaque A20, 5 g

Paste Opaque A30, 5 g

Uni-Layer Powder HT, 50 g

Uni-Layer Powder LT, 50 g

VINTAGE MP Opaque Liquid, 3 ml

VINTAGE Mixing Liquid HC, 50 ml

uputstvo za upotrebu

~~610€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP STANDARD SET

Sadržaj:

5g base opaque, (8)

5g shade opaque, (3)

15g cervical, (8)

15g body, (8)

15g opaque dentin, (4)

15g opal, (2)

15g correction,

3mL Vintage MP opaque liquid,

50mL Vintage mixing liquid,

instrukcije.

PN/Šifra: 9257

Cena sa POPUSTOM: 590 €

Uračunat PDV.

~~300€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP COLOR EFFECT SET

Sadržaj:

(10) 15g color effect,

(4) 15g gum,

instrukcije.

PN/Šifra: 9256

Cena sa POPUSTOM: 280 €

Uračunat PDV.

~~330€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP WHITENING SET

Ovaj set

je idealan za reprodukciju izbeljenih zuba

u nijansi W0, W1, W2 I W3.

Sadržaj:

5g base opaque, (4)

5g shade opaque, (4)

15g body, (2)

15g opaque dentin, (3)

15g opal,

15g opal effect,

3mL Vintage MP opaque liquid,

instrukcije.

PN/Šifra: 9251

Cena sa POPUSTOM: 310 €

Uračunat PDV.

ZUBNA TEHNIKA



~~380€~~

VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP ENAMEL EFFECT SET

Sadržaj:

- (9) 15g opal effect,
 - (5) 15g enamel effect,
 - (5) 15g cervical trans,
- instrukcije.

PN/Šifra: 9252

Cena sa POPUSTOM: 360 €

Uračunat PDV.



~~450€~~

VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP MARGIN

PORCELAIN SET

Sadržaj:

- (13) 15g margin,
 - (7) 15g margin effect,
 - (2) 15g correction,
- 3mL Vintage CPM modeling liquid,
50mL Vintage margin hardening liquid,
7mL Vintage margin porcelain isolation liquid,
- instrukcije.

PN/Šifra: 9253

Cena sa POPUSTOM: 430 €

Uračunat PDV.

NOVO!!! ZUBOTEHNIČKI STOLOVI ER METAL LUX SERIJA SA HROMOM - KOMPLETNO RADNO MESTO ZA ZUBNOG TEHNIČARA

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo po promotivnim cenama nove modele zubotehničkih stolova, renomiranog proizvođača ER METAL.

Opšte karakteristike ER METAL NAMEŠTAJA:

MATERIJAL: 1,20mm DKP metalna ploča obložena ferum-fosfatom (otporne na koroziju), ofarbane elektro-statičkom powder paint metodom. Hrom.

RADNA PLOČA: 22mm medijapan obložen slojem PVC-a

KOMPLETNE INSTALACIJE za:

- VAZDUH (sa ugrađenim pusterom, i sistem zaključavanja kod otvora za vazduh) • GAS (izvodi za gas za svakog tehničara, instalirane bakarne cevi gas-sistema)
- ELEKTRO - instalacije

Sastavni deo opreme:

ASPIRATOR: kontrola brzine u 10stupnjeva, elektronski prekidač za vakuum motor (od 1200 vati i 17000rpm). Kесе za prašinu

• Rasveta: Dekorativne svetlosne armature • Nasloni za ruke • Zaštitna polča od hroma-nikla (inoks) na radnoj površini.

• Usisno grlo • Fioke: 2 plitke fioke ispod radnog prostora, minimum 4 fioke, u zavisnosti od modela stola

• Nogare: podesive nogare. • Atomatik OSIGURAC

• Automatski INDIKATORI UTIČNICE i utičnica za mikromotor ispod stola

• TUV certifikat ISO 9001:2000

• N orma CE 73/23/AT



ER METAL
ako Vam je potrebno
nešto stvarno pouzdano!



ZUBOTEHNIČKI STO M -82 (CL) Jedno radno mesto



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 60 cm x 118 cm x 90cm.
- Težina: 90 kg.
- Fioke: 2 plitke, 6 srednje, 2 duboke
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom
- Instalacije za gas
- Elektro instalacije
- 2kom. utičnica 16A, 16 A otomatik osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Nasloni za ruke – 2kom
- Lampa: 2x18watt
- Snaga: 1250 watt
- Specijalno dizajniran podesiv svetlosni sistem
- Nogare od hroma

UŠTEDITE 260€
ISPORUKA ODMAH!

Cena: 1.860€

Akcijska cena: 1.600€

ZUBNA TEHNIKA

easyform LC gel/pasta

Svetlosnopolimerizujući akrilat za modelovanje. Maksimalna preciznost i višestruka namena, posebno za livenje. Sagoreva bez ostatka. Dimenzionalno stabilan sa visokom krajnjom tvrdoćom. Može da se kombinuje sa konvencionalnim voskovima. Kontrolu debljine nanešenog materijala omogućava njegova transparentnost. Jednostavan za modelovanje. Boja: crvena.

Gel - Direktna primena iz šprica omogućava brzo i lako modelovanje.

Pasta - Zahvaljujući pogodnoj konzistenciji lako se oblikuje i modeluje.



03376 Standard pakovanje gel
03375 Standard pakovanje pasta



CENA SA POPUSTOM 51 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 91,5 € - URAČUNAT PDV

Gel

~~56€~~

VAŠA UŠTEDA



Pasta

~~101,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

blue eco

Adiciona masa za tehniku. Jednostavna priprema, precizna reprodukcija detalja, stabilna na temperaturi od 200 °C. Krajnja tvrdoća 86 SHORE A. Izvanredna mehanička svojstva, lako se seče. Višestruka namena: sigurno fiksiranje akrilatnih zuba, forgusi, zagriz, izolovanje zuba kod ulaganja u kivetu itd. Dobra elastičnost i optimalna kontrola mešanja zahvaljujući kontrastu boja.

Boja: baza svetlo plava, katalizator siva, odnos 1:1



02038 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV

~~31,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

blue eco stone

Visokoviskozna labor masa na A-Silikon bazi. Vrhunska preciznost, dimenzionalno stabilna, bez promena na temperaturi do 200 °C. Izuzetna visoka krajnja tvrdoća 96 SHORE A. Višestruko primenljiva: izrada forgusa, kontrolnog zagrižaja, modela za reparaturu proteze, blokovanje.

Boja: baza tamno plava, katalizator bela, odnos 1:1



03117 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV

~~34,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

blue eco scan®

Adiciona labor masa namenjena skeniranju podataka 3D digitalnom tehnikom. Čitljiva za sve CAD/CAM/CIM sisteme. Optimalan kvalitet snimka bez smetnji, besprekorna reprodukcija slike sa visokim kontrastom. Za sve indikacije. Precizna reprodukcija detalja, stabilnog oblika sa čvstnim ivicama, lako se seče. Krajnja tvrdoća 85 SHORE A.

Boja: baza svetlo siva, katalizator bela, odnos 1:1



03118 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

compact lab putty

Silikonska masa za tehniku na C bazi. Krajnja tvrdoća je 90 SHORE A. Višenamenska upotreba: forgusi, sigurno fiksiranje akrilatnih zuba, izrada modela. Precizna reprodukcija detalja.

Vreme vezivanja varijabilno zbog individualne doze katalizatora.

Boja: siva.



02410 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 109 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |


Implant Mask / scan

Specijalna adiciona silikon masa za izradu fleksibilne gingiva maske kod radova na implantima. Lako tečan, dimenzionalno stabilan i neraskidiv. Ova svojstva dozvoljavaju idealno reponiranje na željeno mesto. Pogodan za struganje zbog svoje čvrstoće od 70 SHORE A. Scan verzija za digitalno očitavanje skenerom. Visok kvalitet snimka za obradu podataka.

Boja: gingiva.



02529 Standard pakovanje
03374 Standard pakovanje scan



CENA SA POPUSTOM 21 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 24 € - URAČUNAT PDV

Standard. pak.



Standard. pak. scan



DETAX
| d e n t a l |


ZUBNA TEHNIKA

Flexistone®

Niskoviskozna izolir masa za pokrivanje zuba kod štopanja proteza. Lako se nanosi u jednom postupku na akrilatne zube i vosak formirajući tanak, čvrst izolacioni sloj za fiksiranje zuba u toku presovanja. Na ovaj način posle štopanja i kuvanja proteze interdentalni prostor ostaje kao u modelaciji i bez gipsa.
Boja: zelena.



03009 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 49 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

Esthetic Mask

Fleksibilna gingiva maska na bazi A silikona. Hladnopolimerizujući materijal, dimenzionalno stabilan, viskoelastičan, otporan na kidanje. Brza i laka priprema. Manuelno mešanje u razmeri 1: 1. Za prirodni, estetski izgled gingive. Dostupan u tubama za manuelno mešanje i automix kasetama.
Boja: baza boje gingive, katalizator bela.



02340 Standard pakovanje
03113 Pakovanje u kasetama



CENA SA POPUSTOM 31 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 45,5 € - URAČUNAT PDV

Standard pak.



Pak. u kasetama



DETAX
| d e n t a l |

Molloplast® B

Materijal za dugotrajno meko podlaganje, namenjen za rad u zubnoj tehnici. Jednokomponentni silikon za toplu polimerizaciju kuvanjem ili mikrotalasnu sa širokim spektrom indikacija (obturator, zaštita zuba u boksu). Poboľjšano vezivanje za nove i stare akrilatne baze proteza. Optimalna konzistencija tehnologijom novog vakuum punjenja sa plak-inhibitorom. Ove izvanredne osobine su klinički testirane i dokumentovane.



03002 Kombinovano pakovanje



CENA SA POPUSTOM 79 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

Itopol

Polir paste za visoki sjaj.
ITOPOL za kobalt-hrom legure



04032 ITOPOL, green 650gr

CENA SA POPUSTOM 20 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

xynon

Sredstvo za izolovanje u metal tehnici
(vosak-gips; vosak-vosak; vosak-akrilat).

glad spray

Za odlivke glatkih površina i bez blazi. Lako rukovanje prskanjem, na taj način ne stvara se nikakvo oštećenje livenog objekta.



02077 xynon sprej 250ml
02074 glad spray sprej 250ml



CENA SA POPUSTOM 18 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 18 € - URAČUNAT PDV

Standard. pak.



Pak. u kasetama



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

SMT je kompanija specijalizovana za projektovanje, proizvodnju i razvoj mikromotora i nasadnika visoke klase za zubne tehničare.

U svojoj ponudi imaju i pouzdane aparate za zubnu tehniku.

Profitirajte od glavnih atributa **SMT** mikromotora:
SNAGA – PRECIZNOST – IZDRŽLJIVOST – po veoma pristupačnoj ceni!

SMT redovno dobija nagradu za najuspešniju export firmu Koreje.
SMT od 1976 beleži ogroman internacionalni uspeh i danas su lideri u proizvodnji mikromotora za zubnu tehniku i ordinaciju.

10% POPUST

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost



~~790€~~

MARATHON MULTI 600

Mikromotor bez četkica

1.000 – 50.000 o/min. Višenamenski pogon. Precizna tehnologija. Veoma tih pri radu. Mehanizam zaštite od prašine. Ergonomičan dizajn. Nasadnik udobno leži u šaci. Keramički ležajevi. Sistem za samostalnu dijagnozu. Dva položaja: NA STOLU ili KOLENO. ERROR CODE – displej funkcija. AUTO – CRUISE SPEED funkcija

NASADNIK BEZ ČETKICA
 SDE-BH60

1.000 – 50.000 o/min. Snaga 230W. Max. Torique 760gf · Cm. Težina nasadnika 238gr.

NAJPRODAVANJI MIKROMOTOR

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 710 €
 Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost



~~790€~~

MARATHON HANDY - ECO

Ekonomičan mikromotor bez četkica.

- Ekonomičan mikromotor bez četkica
- Višenamenski pogon - potencijometar/papučica
- Precizna tehnologija
- Veoma tih pri radu
- Mehanizam zaštite od prašine
- Vertikalni ili horizontalni položaj kućišta
- Digitalni displej
- Ugrađen držač nasadnika
- Max. snaga: 1.000 - 50.000 o/min
- 7.8 Ncm
- 140W
- Nasadnik bez četkica BM50M BHS1 1.000 - 50.000 o/min

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 710 €
 Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost



~~500€~~

MARATHON HANDY 702 Za 2 mikromotora sa četkicama.

Precizna tehnologija. Veoma tih pri radu. Mehanizam zaštite od prašine. Ergonomičan dizajn. Keramički ležajevi. Portabl. Pogon manuelno ili na papučicu. Vertikalni položaj kućišta. Držač za nasadnik. Više magnetnih držača za instrumente. Digitalni displej. 1.000 – 40.000 o/min. Sistem za samostalnu dijagnozu. Error code funkcija na displeju. Auto-cruise funkcija za brzinu.

NASADNIK SDE-SH40C
 0 - 40.000 o/min. Snaga 100W. Max. Torique 450 gf · Cm. Težina 224gr.
 NASADNIK SA ČETKICAMA SDE-SH37LN
 0 - 40.000 o/min. Snaga 100W. Max. Torique 450 gf · Cm. Težina 200gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 450 €
 Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost



~~220€~~

SMT ESCORT II PRO

Visokokvalitetan motor modernog dizajna

- Napredna tehnologija za sve vrste zubotehničkih poslova
 - Ugrađen držač za nasadnik i za instrumente
 - Jednim dodirnom se menja smer okretanja instrumenta, za efikasniji rad
 - Precizna tehnologija
 - Veoma tih pri radu
 - Nema zagrevanja ni nakon višečasovnog rada, zahvaljujući efikasnoj elektronici
 - Ugodan i miran rad
 - Ergonomičan dizajn
 - Automatski sistem zaštite od preopterećenja (reset funkcija)
 - Papučica za kontrolu brzine ili ON/OFF dugme (opcionarno)
- Tehničke karakteristike:**
 230V-50/60Hz 320W 3.15A
 Nasadnik sa četkicama SDE-H37LN
 • 0 - 35,000 o/min
 • snaga 35W
 • max.torque: 270 gf · Cm
 • težina nasadnika: 208gr

Cena sa POPUSTOM: 200 €
 Uračunat PDV.

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost



~~590€~~

MARATHON ECO 450

- Kompaktan i ergonomski dizajn
- Višenamenski pogon - potencijometar/papučica
- Precizna tehnologija
- Veoma tih pri radu
- Automatski sistem zaštite od preopterećenja (signalizira crvena lampica sa zvukom)
- Vertikalni ili horizontalni položaj kućišta
- Ugrađen držač nasadnika
- Max. snaga: 1.000 - 40.000 o/min
- 4.5 Ncm

• Nasadnik sa četkicama SDE-SH37LN
 1.000 - 45.000 o/min

Cena sa POPUSTOM: 530 €
 Uračunat PDV.

ZUBNA TEHNIKA

~~30€~~



VAŠA UŠTEDA



PRECI DIP VOSAK ZA UMAKALICE Proizvođač YETI - Nemačka

Visoko precizan vosak.
Glatka površina-veoma male dorade u metalu.
Ravnomerna debljina.
Nema oštrih ivica.
Višak voska oko marginalne linije se može lako odseći.
Lako merenje.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 25 €**

Uračunat PDV.

~~15€~~



VAŠA UŠTEDA



DURON VOSAK ŽICA ZELENA Proizvođač YETI - Nemačka

Kao odgovor na želju mnogih zubnih tehničara u potrazi za čvršćim i ekonomičnijim voskom stvoren je DURON. Zbog svojih odličnih karakteristika zadovoljiće sve vaše zahteve.

Vosak žica se proizvodi u različitim debljinama, dostupni su na tržištu u sledećim dimenzijama:

Duron zeleni vosak žica ø 2,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 2,5mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 3,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 3,5mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 4,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 5,0mm 250gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 13 €**

Uračunat PDV.

~~16,5€~~



VAŠA UŠTEDA



VOŠTANE PLOČE ZELENE/CRVENE Proizvođač YETI - Nemačka

Veoma glatke, transparentne voštane ploče.
Veliki format ploča, veličine 8 x 17,5cm.
Sadržaj: 15 listova.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 14,5 €**

Uračunat PDV.

~~420€~~



VAŠA UŠTEDA



PESKARA AC-100 Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Manuelna peskara za vizil
Dimenzije: 420mm x 330mm x 330mm.
Težina: 10kg.
Vidia dizna
Filter kesa
Priklijučak za aspirator

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 400 €**

Uračunat PDV.

~~360€~~



VAŠA UŠTEDA



PESKARA A – 1 Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Manuelna peskara sa cirkulacijom peska.
Dimenzije: 360mm x 260mm x 290mm.
Težina: 8kg.
Pritisak: 4-6 bar-a
Vidia dizna
Filter kesa
Priklijučak za aspirator

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 340 €**

Uračunat PDV.

~~120€~~



VAŠA UŠTEDA



PRESURIZER WITH CLAMP Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Presa pod pritiskom
Namenjena za presovanje akrilata,
napravljena od livenog aluminijuma
Radni pritisak do 4 bara.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 100 €**

Uračunat PDV.

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

~~1.100€~~



-10%

IN MIX - SR 330 - Vakuum mešalica

Tehnički podaci:

SR 330T IN MIX

- Dimenzije: 15x27x22h
- Težina: 11kg
- Snaga: 220V CA /50Hz, 500W.
- Brzina mešanja: 100-500 O/min
- Max. Vakuum: 730 mmHg

Cena sa POPUSTOM
990€

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

~~520€~~



-10%

Trimer SQ140L - vodena verzija

Tehnički podaci:

- Dimenzije: 30x42x61h
- Težina: 17 kg
- 220-240 V
- Snaga 600 W
- 1400 O/min

Cena sa POPUSTOM
468€

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

~~160€~~



-10%

VIBRATOR Hertz 20

Tehničke karakteristike:

- SR 192 - HERTZ 20
- Napajanje 230 V - 50/60 HZ
- Snaga 170 W
- Radna površina 14 x 16 cm
- Ukupna veličina 14 (L) x 16 (P) x 9,5 (H)

Cena sa POPUSTOM
145€



IKODENTAL
DENTAL DEPO
Since 1987

MIKODENTAL DENTAL DEPOT
Glavno sedište firme:
Stojana Novakovića 19
15000 Šabac/Srbija
Tel./fax.: + 381 15 345 123
Tel.: + 381 15 300 261

FILIJALA BEOGRAD
Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd
Tel.: + 381 11 411 89 48
Tel.: + 381 64 6438152

FILIJALA SARAJEVO
Derviša Numića 11
71000 Sarajevo/BiH
Tel./fax.: + 387 33 712 111
Tel.: + 387 61 244 814

www.mikodental.rs



SREĆNI PRAZNICI!

