

ZUBNA TEHNIKA KURSEVI 2018 SHOFU MIKODENTAL EDUDENT ČETIRI SHOFU KURSA SAMO ZA VAS! GRATIS SHOFU KERAMIKA!

KURS III ZT Nikos Mekias (GRE) 5 - 6. OKTOBAR 2018 Dvodnevni kurs

Predavanje 05 oktobar 2018, 17-20h
"Remake Nature"



Najveći izazov za keramičara je oduvek bila reprodukcija prirodnog izgleda zuba. Za estetsku restauraciju svi parametri poput uzimanja boje, teorija boje, prozračnost, fluorescentnost, prirodna boja zuba, oblik i tekstura se moraju kombinovati. Svi ti parametri će biti analizirani od prvog koraka do finalnog rada.

Hands-on 06 oktobar 2018, 09-17h "A single central story - centralni sekutić"



Centralni sekutić sa estetskim materijalom za cirkon SHOFU Vintage ZR. Sve mogućnosti, specijalni efekti i saveti će vam biti pokazani i objašnjeni! Pokazaću vam i kako dobijate najlepše estetske rezultate sa Shofu malfarbama Vintage Art, koje imaju prelepu mikrostrukturu i koje su fluorescentne. Dobrodošli!

VINTAGE ZR - radni kurs obuhvata:

- Slaganje slojeva - sve zone boja prirodnog zuba ce biti objašnjene i kako ih na lak način možemo kreirati.
- Morfologija - tekstura prirodnog zuba će biti napravljena u nekoliko koraka.
- Estetika - najlepši estetski rezultati sa Shofu malfarbama Vintage Art.
- Saveti i male tajne zanata.
- Diskusija. Dodela sertifikata.
- SHOFU poklon materijal u vrednosti od 100€
- Kotizacija: 250€

Ograničen broj učesnika: 10

Učesnici sa demonstratorima učestvuju u svim navedenim fazama.

Poneti sa sobom radni pribor.

Mesto odžavanja: **EDUDENT MIKODENTAL ŠABAC**

Kontakt telefon: Ivana 064 643 8154, Jovana 064 643 8153

Smeštaj obezbeđen.

VINTAGE ZR – visoko - topljiva mikro - keramika - za sve postojeće cirkonoksid sisteme.

Vintage ZR keramički sistem razvijen je po najnovijoj tehnologiji za keramike. PREDNOSTI: visoko - topiv opač - liner (960° osigurava vezu sa cirkonom i stvara osnovu u boji), izražena estetika usled prirodne prozračnosti i opalescentnosti, jednostavna i raznovrsna upotreba, odlična reprodukcija i usklađenost sa prirodnim zubima, visoka tačnost po VITA classical sistemu boja, bogat izbor translucenčnih incizala i efekta masa uz minimalno ulaganje.

