

NOVOGODIŠNJA AKCIJA

DO 10. JANUARA 2014.

IKODENTAL
DENTAL DEPO

Best Dental
shop 24h information



IZDVAJAMO ZA VAS NEKE OD NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA U 2013. ! MIKODENTAL. D.O.O. ŠABAC

Poštovani klijenti,

Iskoristite i ovogodišnju akciju **NAJTRAŽENIJIH i NAJPRODAVANIJIH PROIZVODA** za stomatologiju i zubnu tehniku u 2013. godini po neverovatno povoljnim cenama! – **Sve cene su sa uračunatim PDV-om!**

Vaš omiljeni proizvod po sniženoj ceni možete poručiti telefonom na **00381 15 345 123!**

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

TOP INFO:

MIKODENTAL DENTAL DEPO je na sve SHOFU proizvode od 1997. odobrio stalni **POPUST od 20%**, kako bi najkvalitetnije materijale, koji predstavljaju STANDARD u SAD i EVROPI učinio pristupačnim svim svojim klijentima!

Za bolju stomatologiju i zadovoljnog pacijenta!



SREĆNI PRAZNICI !

STOMATOLOGIJA

➤ 3 Beautifil II (PN 1401 - 1420, 3x4.5g) **114€**



1 Beautifil II (PN 1401 - 1420, 1x4.5gr)



**38€
GRATIS!**

➤ 33 Beautifil Flow Plus (PN 2000 - 2007, 3x2.2gr)

75€



Beautifil Flow Plus (PN 2000 - 2007, 1x2.2gr)



**25€
GRATIS!**



Beautifil II Set + Beautibond



210€



GRATIS

80€

Beautifil II je najpouzdaniji, trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih. Zasnovan na PRG tehnologiji otpušajućih fluorida. (Pre-Reacted Glass-ionomer).

Beautifil II obezbeđuje vrhunske estetske rezultate izvanrednim slaganjem boja, koje vrše transmisiju svetlosti kao prirodan zub. Tako nevidljive restauracije postaju vidljive već u jednom sloju.

Beautifil II poseduje sposobnost trajnog otpuštanja fluorida i pruža efikasnu i delotvornu zaštitu od sekundarnog karijesa. U kombinaciji sa odgovarajućim adhezivnim sistemom FL-Bond II ili Beautibond udvostručeno je preventivno dejstvo i uspostavljena je jaka adhezivna veza.

Sadržaj seta:

- 6 beautifil II špriceva (A2,A3,A3,5, B2, A30, Inc) po 4,5 g,
- 1 Dura White kamen (FL2),
- 1 Super Snap Single kit (gumice za obradu i poliranje),
- 1 One Gloss Trial set (3 gumice),
- Papirni blok.

PN/Šifra: 1775

BeautiBond

Svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni, samojetkajući adheziv. Inovativna formula, pojednostavljena upotreba. BeautiBond je inovativni-All-in-one adheziv, najnovije generacije. Na osnovu dva hydrolyse-stabilna monomera-BeautiBond pruža dugotrajnu i stabilnu vezu ka gledji i dentinu. Ne sadrži hem, isključena je mogućnost prebojavanja gingive.

Beauti Bond je u ponudi u flasci - 6ml i praktičnim jednokratnim dozama 50 x 0,1 ml.

Sadržaj:

- Beauti Bond 6 ml,
- 50 aplikatora,
- posuda za aplikaciju 25 kom.

PN/šifra: 1781

STOMATOLOGIJA



VAŠA UŠTEDA



SUPER-SNAP MINI KIT
Sistem za poliranje
Nemontirani Super-Snap diskovi na
jednostavan način konturiraju,
finiraju i poliraju kompozite brzo i
sigurno!

Presvučeni diskovi imaju elastične nosače koji se jednostavno stavljaju na mandrelu. Disk ne sadrži metal - nema slučajnog oštećenja ili prebojavanja kompozita. Ekstremno tanki diskovi su veoma fleksibilni, savijaju se pod pritiskom, bez pucanja i omogućavaju odličan pristup u aproksimalnu regiju!

SADRŽAJ Super Snap: 48 diskova,
1 mandrela, 1 CompositeFine gumica.

NAJPRODAVANIJU PROIZVOD U CELOJ DENTALNOJ INDUSTRIJI U SVETU!!!!
OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 14 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



CRB CERA RESIN BOND
Za trajnu vezu svetlosno
polimerizujućih kompozita i
samostvrdnjavajućih akrilata sa svim
keramičkim materijalima za
fasetiranje!

Zbog jednostavne intra i extra oralne upotrebe, Cera Resin Bond ima neograničene mogućnosti upotrebe u ordinaciji i tehnici. Brza upotreba, siguran vezivni sistem, jednostavnije reparature!

SADRŽAJ CRB set: CRB I 6ml, CRB II 5ml, MicroBrush-četkice žute i pink, po 25 kom, 5 posuda za mešanje.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 135 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



SUPER-SNAP POLYSTRIPS
Trake za poliranje

Trake za finiranje i poliranje kopozitnih restauracija.
Dostupni u 2 pakovanja: Black/Violet I
Green/Red

SADRŽAJ super-snap polystrips:
Black/Violet – za grubo poliranje – 100 kom.
Green/Red – za završno fino poliranje – 100kom.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 15 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



DURA WHITE
Najprodavaniji kamenčići za
poliranje!

Aluminijum-oksidi kamenje tzv „Arkanzas-kamenje“ je neprevaziđeno u finiranju zubne gleđi, kod preparacije patrljaka, kompozita, keramike i glasionomer cementa.
Dostupni u više veličina i oblika!

SADRŽAJ: 12 kom. Dura White

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 18 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



SUPER-SNAP SUPERBUFF SET
Disk impregniran pastom
- za poliranje do visokog sjaja!

SuperBuff disk je namenjen za poliranje direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija do visokog sjaja. Disk je impregniran pastom i pre upotebe ga treba jednostavno pokvasiti. Za jednokratnu upotrebu. Mandrele se mogu ponovo upotrebiti. Dostupan i u refill pakovanjima.

SADRŽAJ Super-Snap Super-Buff Set:
25 diskova, 2 Super-Snap mandrele

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 16 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



ONEGLOSS
Gumice za sve!

Gumice su nezamenjive kod uklanjanja površinskih pigmentacija bez oštećenja zubne gleđi, poliranje gleđi nakon uklanjanja zubnog kamenca, završne obrade svih vrsta kompozitnih ispuna, kao i poliranje svih fiksnih radova nakon definitivnog cementiranja. Sastoje se od visokokonzentiranog Al-oksida + silikona.

SADRŽAJ One Gloss: SADRŽAJ One Gloss set: 20 OneGloss Cup, 20 One Gloss Midi, 20 OneGloss IC, 3 OneGloss mandrele.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 45 €**
Uračunat PDV.

STOMATOLOGIJA

TOP 10
NARODNI SHOFU PROIZVODI 2013
GODINE

~~80€~~



VAŠA UŠTEDA



ALL CERAMIC PREPARATION KIT
Jedinstven set za savršene bezmetalne preparacije u frontalnoj, premolarnoj i molarnoj regiji, kao i inleje i preparaciju faseta!

Oblici dijamantskih borera su dizajnirani za preciznu i optimalnu preparaciju. Proverite kako sa All Ceramic-om brzo i jednostavno dolazite do savršene preparacije!

SADRŽAJ All Ceramic Preparation Kit:
Set sadrži 17 dijamanta sa dužinom radnog dela od 3,5 do 9,0mm, preseka na vrhu od 1,1 do 2,0mm i suženja od 4° do 20°.
!!!**OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!**

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 75 €**
Uračunat PDV.

~~10€~~



VAŠA UŠTEDA



PRESSAGE PASTA

Paste za profilaksu su u ponudi u različitim verzijama.

Pressage se preporučuje za upotrebu pre beljenja i preventivnog zalivanja fisura.

SADRŽAJ: Pasta 40gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 9 €**
Uračunat PDV.

~~12€~~



VAŠA UŠTEDA



SUPER-SNAP
Finishing and Polishing Disk
Za poliranje i finiranje kompozitnih restauracija!

SADRŽAJ: 50 diskova
Razni oblici u ponudi!

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!



Cena sa **POPUSTOM: 10 €**
Uračunat PDV.

~~10€~~



VAŠA UŠTEDA



MERSSAGE PASTA
Sadrži fluor, odstranjuje zubne naslage i polira do visokog sjaja!

Paste za profilaksu su u ponudi u različitim verzijama.
Merssage pasta sadrži fluor, odstranjuje zubne naslage i polira do visokog sjaja.

SADRŽAJ Merssage pasta: Pasta 40gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 9 €**
Uračunat PDV.

IKODENTAL
DENTAL DEPO

SHOFU

Zirkonzahn

NOUVAG

Implant Direct

YETI DENTAL

zubler

DETX
| dental |

ER METAL

mectron
medical technology

SHENPAI

Sirio
SIRIO DENTAL DEPOSIT

SMT

heka dental®

STOMATOLOGIJA



* Legacy 3, 10 implanata
Redovna cena 10 implantata
All-in-One pakovanje 1.500€

* CST SET (complete set)
REDOVNA CENA SETA 1950€

AKCIJSKA
PONUDA!

ZA SAMO
1.500€

GRATIS



Usteda na akciji: 1950€



MD11 Fiziodispenzer

MD 11 –

tačno ono što su implantolozi oduvek želeli!

Ukoliko su za Vas važni kvalitet u kombinaciji sa mirnim, sigurnim radom i jednostavnom upotrebom, sve ono što očekujete od jednog fiziodispenzera, onda je MD 11 pravi izbor za Vas, po fer i pristupačnoj ceni.

Fiziodispenzer MD 11 je razvijen sa ciljem da se obezbedi fini rad motora, bez vibracija, sa kontinuiranim ubrzanjem, od najnižeg do najbržeg obrtnog momenta. To potvrđuje novi moderan i elegantan dizajn. Podešavanje pojedinačnih parametara je jednostavno, uz zvučni signal. Centralni i svetao displej pokazuje sve informacije. Veliki izbor dodatne opreme i brz servis u **Nouvag** - sertifikovanim servisnim centrima.



-20%

3120€ => 2.496€

URAČUNAT PDV

MD 11, bez četkica, sistem sa jednim motorom, 40'000 U/min

Sadržaj:

1 x Mašina MD 11 (3335)

1 priključak za motor, pumpa gore spolja, priključak za papučicu

1 x elektromotor 21, 40'000 O/min, sa 2 m kabla, pogodan za autoklav, metalna utičnica (2097)

1 x Vario-papučica IP 68 (1866), elektronska, OP-pogodna

1 x set creva (1706), sterilan, jednokratna upotreba, 2 m1 x držač flaše (1770)

2 x nastavak za NOU-CLEAN sprej za E-Kuplung i Mikromotor (1942 / 1958)

1 x rashladna tečnost NaCl 0.9 %, 1lt (1696)

bez nasadnika i kolenjaka

STOMATOLOGIJA



Ekskluzivni četvorodelni kabinet od metala, sa staklenom radnom površinom. Karakteristike: staklo od 19mm, u ponudi u svim bojama. Elegantna slavina i elementi od hroma (slavina, ručke, nogare). Sistem nečujnog zatvaranja fioka. **GRATIS:** Plastični ulošci za instrumente i materijal!
Dimenzije: 56x215x89 cm (h).



KLINIČKI KABINET D-71
Nameštaj kompletno od metala –
klinički kabineti za ordinacije
ER METAL – ako Vam je potrebno nešto
stvarno pouzdano!!!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dimenzije 50,5cm x 50,5cm x 86cm (h)
 - 4 fioke 11cm
 - Ergonomične nogare
 - 360 C okretni točkovi
 - 2 velike ručke i sa strane
 - Radna ploča 22mm MDF
- Boja: svetlo zelena**

**OGRANIČEN broj artikala je pušten u
akcijsku prodaju!**

Cena sa POPUSTOM: 310 €
Uračunat PDV.



ZUBNA TEHNIKA

NOVA SHOFU KERAMIKA – VINTAGE MP / VEĆA PRIRODNA ESTETIKA SA MIKRO – TEHNOLOGIJOM

VINTAGE MP je ultra čista mikro keramika, koncipirana po najnovijim saznanjima tehnologije keramike, koja postiže identično prirodno svetlosno rasipanje i refleksije kao kod prirodnih zuba.

**ZA ESTETSKI PERFEKTNE REZULTATE I SVE PROFESIONALNE IZAZOVE!
JEDAN KONCEPT BOJA ZA TRI SISTEMA KERAMIKA!**

Boje VINTAGE MP su apsolutno identične sa pojedinačnim komponentama Vintage AL sistema keramike za fasetiranje za aluminijumoksid i sa Vintage ZR linijom keramike za fasetiranje cirkonoksid skeleta. Ova usaglašenost pruža sigurnu reprodukciju željene boje zuba za sve profesionalne izazove.

**MAKSIMALNA ESTETIKA UZ MINIMALAN NAPOR!
PROIZVOD ISKUSTVA I KOMPETENCIJE!**

VINTAGE MP je proizvod zasnovan na više od 30 godina iskustva, na saznanjima VINTAGE i VINTAGE Halo keramike koje se koriste širom sveta. Izvanredno vezivanje i prekrivanje legure već sa ekstremno tankim slojem Base opakera (0,005mm.) Postojana boja i nakon nekoliko pečenja. Pigmenti boja i oksida metala su prekriveni zaštitnim česticama stakla. Boja, prozračnost i sjaj ostaju očuvani i nakon nekoliko pečenja, dok se kod konvencionalnih keramika porcelain menja, slabi intenzitet boje i gubi sjaj. U kombinaciji sa fluorescentnim **VINTAGE ART** malfarbama se postiže vrhunski estetski rezultat, koji SHOFU korisnici današnjice očekuju od jednog sistema budućnosti!

MP Starter Set



80€ => 48€

URAČUNAT PDV

Sadržaj seta:

5g base opaque, 5g shade opaque A30, 15g cervical AC, 15g body A3B, 15g opaque dentin OD-A3, 15g opal Opal 59, 15g opal effect Opal T, 3mL Vintage MP opaque liquid, 20mL Vintage mixing liquid, instrukcije.

PN/Šifra: 9254 – VINTAGE MP Starter Set A2
PN/Šifra: 9255 – VINTAGE MP Starter Set A3

~~610€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP STANDARD SET

Sadržaj:

5g base opaque, (8)
5g shade opaque, (3)
15g cervical, (8)
15g body, (8)
15g opaque dentin, (4)
15g opal, (2)
15g correction,
3mL Vintage MP opaque liquid,
50mL Vintage mixing liquid,
instrukcije.
PN/Šifra: 9257

Cena sa POPUSTOM: **590 €**
Uračunat PDV.

~~300€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP COLOR EFFECT SET

Sadržaj:

(10) 15g color effect,
(4) 15g gum,
instrukcije.
PN/Šifra: 9256

Cena sa POPUSTOM: **280 €**
Uračunat PDV.

~~330€~~



VAŠA UŠTEDA



VINTAGE MP WHITENING SET

Ovaj set je idealan za reprodukciju izbeljenih zuba u nijansi W0, W1, W2 i W3.

Sadržaj:

5g base opaque, (4)
5g shade opaque, (4)
15g body, (2)
15g opaque dentin, (3)
15g opal,
15g opal effect,
3mL Vintage MP opaque liquid,
instrukcije.
PN/Šifra: 9251

Cena sa POPUSTOM: **310 €**
Uračunat PDV.

ZUBNA TEHNIKA



~~380€~~

VINTAGE MP ENAMEL EFFECT SET

Sadržaj:

- (9) 15g opal effect,
- (5) 15g enamel effect,
- (5) 15g cervical trans,
- instrukcije.

PN/Šifra: 9252

Cena sa POPUSTOM: 360 €
Uračunat PDV.



~~450€~~

VINTAGE MP MARGIN PORCELAIN SET

Sadržaj:

- (13) 15g margin,
- (7) 15g margin effect,
- (2) 15g correction,
- 3mL Vintage CPM modeling liquid,
- 50mL Vintage margin hardening liquid,
- 7mL Vintage margin porcelain isolation liquid,
- instrukcije.

PN/Šifra: 9253

Cena sa POPUSTOM: 430 €
Uračunat PDV.



CERAMAGE kompozit sistem predstavlja nove standarde svetlosno-polimerizujućih materijala za fasetiranje – nije upotrebljiv sa konvencionalnim kompozitnim materijalima jer sadrži više od 73% mikro-finih keramičkih čestica i time sjedinjuje prednosti keramičkih i kompozitnih materijala u jedan. Ova kompozicija, sačinjena od organskog polimer matriksa ojačanog homogenom strukturom, daje CERAMAGE-u osobine slične keramici, što ga čini upotrebljivim kako za metalne tako i bezmetalne restauracije.

Osim izvandrednih fizičkih osobina, u CERAMAGE je integrisan indeks prelamanja svetlosti vrlo sličan prelamanju kod prirodne gledi i dentina!

➤ Ceramage 8 Color Set (PN 1806) + Solidlite V (PN 5106)



Redovna cena: Ceramage 8 Color Set – 1.125€ + Solidlite V – 1.950€ = 3.075€

Akcija: Ceramage 8 Color Set – 1.125€ + Solidlite V – 1.170€ = 2.295€

Ceramage 8 Color Set

Sve komponente za proizvodnju estetskih restauracija u nijansama A1 - A4, B2, B3 i C3.

Sadržaj seta:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 2mL pre-opaque, | 5ml M.L. primer, |
| (10) 2ml opaque, | 10ml OXY-Barrier, |
| (4) 4.6g cervical, | 7ml SEP, |
| (8) 4.6g opaque dentin, | 7ml spacer, |
| (8) 4.6g body, | Uni Brush četkice 10kom, |
| (4) 4.6g incisal, | poklopac za zaštitu prodiranja svetlosti, |
| (4) 4.6g translucent, | 10 posuda za mešanje, |
| (3) 2ml flowable composite resin, | tabela boja, |
| 6ml modeling liquid, | papirni blok, |
| | instrukcije. |

URAČUNAT PDV

ZUBNA TEHNIKA

easyform LC gel/pasta

Svetlosnopolimerizujući akrilat za modelovanje. Maksimalna preciznost i višestruka namena, posebno za livenje. Sagoreva bez ostatka. Dimenzionalno stabilan sa visokom krajnjom tvrdoćom. Može da se kombinuje sa konvencionalnim voskovima. Kontrolu debljine nanešenog materijala omogućava njegova transparentnost. Jednostavan za modelovanje. Boja: crvena.

Gel - Direktna primena iz šprica omogućava brzo i lako modelovanje.

Pasta - Zahvaljujući pogodnoj konzistenciji lako se oblikuje i modeluje.



03376 Standard pakovanje gel
03375 Standard pakovanje pasta



CENA SA POPUSTOM 51 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 91,5 € - URAČUNAT PDV

Gel

~~56€~~

VAŠA UŠTEDA



Pasta

~~101,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

blue eco

Adiciona masa za tehniku. Jednostavna priprema, precizna reprodukcija detalja, stabilna na temperaturi od 200 °C. Krajnja tvrdoća 86 SHORE A. Izvanredna mehanička svojstva, lako se seče. Višestruka namena: sigurno fiksiranje akrilatnih zuba, forgusi, zagriz, izolovanje zuba kod ulaganja u kivetu itd. Dobra elastičnost i optimalna kontrola mešanja zahvaljujući kontrastu boja.

Boja: baza svetlo plava, katalizator siva, odnos 1:1



02038 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV

~~31,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

blue eco stone

Visokoviskozna labor masa na A-Silikon bazi. Vrhunska preciznost, dimenzionalno stabilna, bez promena na temperaturi do 200 °C. Izuzetna visoka krajnja tvrdoća 96 SHORE A. Višestruko primenljiva: izrada forgusa, kontrolnog zagrižaja, modela za reparaturu proteze, blokovanje.

Boja: baza tamno plava, katalizator bela, odnos 1:1



03117 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV

~~34,5€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |


ZUBNA TEHNIKA

blue eco scan®

Adiciona labor masa namenjena skeniranju podataka 3D digitalnom tehnikom. Čitljiva za sve CAD/CAM/CIM sisteme. Optimalan kvalitet snimka bez smetnji, besprekorna reprodukcija slike sa visokim kontrastom. Za sve indikacije. Precizna reprodukcija detalja, stabilnog oblika sa čvstvim ivicama, lako se seče. Krajnja tvrdoća 85 SHORE A. Boja: baza svetlo siva, katalizator bela, odnos 1:1



03118 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 29,5 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

compact lab putty

Silikonska masa za tehniku na C bazi. Krajnja tvrdoća je 90 SHORE A. Višenamenska upotreba: forgusi, sigurno fiksiranje akrilatnih zuba, izrada modela. Precizna reprodukcija detalja. Vreme vezivanja varijabilno zbog individualne doze katalizatora. Boja: siva.



02410 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 109 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

Implant Mask / scan

Specijalna adiciona silikon masa za izradu fleksibilne gingiva maske kod radova na implantima. Lako tečan, dimenzionalno stabilan i neraskidiv. Ova svojstva dozvoljavaju idealno reponiranje na željeno mesto. Pogodan za struganje zbog svoje čvrstoće od 70 SHORE A. Scan verzija za digitalno očitavanje skenerom. Visok kvalitet snimka za obradu podataka. Boja: gingiva.



02529 Standard pakovanje
03374 Standard pakovanje scan



CENA SA POPUSTOM 21 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 24 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

Flexistone®

Niskoviskozna izolir masa za prekrivanje zuba kod štopanja proteza. Lako se nanosi u jednom postupku na akrilatne zube i vosak formirajući tanak, čvrst izolacioni sloj za fiksiranje zuba u toku presovanja. Na ovaj način posle štopanja i kuvanja proteze interdentalni prostor ostaje kao u modelaciji i bez gipsa.

Boja: zelena.



03009 Standard pakovanje



CENA SA POPUSTOM 49 € - URAČUNAT PDV

~~54€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

Esthetic Mask

Fleksibilna gingiva maska na bazi A silikona. Hladnopolimerizujući materijal, dimenzionalno stabilan, viskoelastičan, otporan na kidanje. Brza i laka priprema. Manuelno mešanje u razmeri 1: 1. Za prirodni, estetski izgled gingive. Dostupan u tubama za manuelno mešanje i automix kasetama.

Boja: baza boje gingive, katalizator bela.



02340 Standard pakovanje

03113 Pakovanje u kasetama



CENA SA POPUSTOM 31 € - URAČUNAT PDV

CENA SA POPUSTOM 45,5 € - URAČUNAT PDV

Standard. pak.

~~33€~~



Pak. u kasetama

~~47,5€~~



DETAX
| d e n t a l |

Molloplast® B

Materijal za dugotrajno meko podlaganje, namenjen za rad u zubnoj tehnici. Jednokomponentni silikon za toplu polimerizaciju kuvanjem ili mikrotalasnu sa širokim spektrom indikacija (obturatori, zaštita zuba u boksu). Poboľjšano vezivanje za nove i stare akrilatne baze proteza. Optimalna konzistencija tehnologijom novog vakuum punjenja sa plak-inhibitorom. Ove izvanredne osobine su klinički testirane i dokumentovane.



03002 Kombinovano pakovanje



CENA SA POPUSTOM 79 € - URAČUNAT PDV

~~84€~~

VAŠA UŠTEDA



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

Itopol

Polir paste za visoki sjaj.
ITOPOL za kobalt-hrom legure



04032 ITOPOL, green 650gr

CENA SA POPUSTOM 20 € - URAČUNAT PDV



DETAX
| d e n t a l |

xynon

Sredstvo za izolovanje u metal tehnici
(vosak-gips; vosak-vosak; vosak-akrilat).

glad spray

Za odlivke glatkih površina i bez blazi. Lako rukovanje prskanjem, na taj način ne stvara se nikakvo oštećenje livenog objekta.



02077 xynon sprej 250ml
02074 glad spray sprej 250ml



CENA SA POPUSTOM 18 € - URAČUNAT PDV
CENA SA POPUSTOM 18 € - URAČUNAT PDV

Standard. pak.



Pak. u kasetama



DETAX
| d e n t a l |

ZUBNA TEHNIKA

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

SMT je kompanija specijalizovana za projektovanje, proizvodnju i razvoj mikromotora i nasadnika visoke klase za zubne tehničare.

U svojoj ponudi imaju i pouzdane aparate za zubnu tehniku.

Profitirajte od glavnih atributa **SMT** mikromotora:
SNAGA – PRECIZNOST – IZDRŽLJIVOST – po veoma pristupačnoj ceni!

SMT redovno dobija nagradu za najuspešniju export firmu Koreje. **SMT** od 1976 beleži ogroman internacionalni uspeh i danas su lideri u proizvodnji mikromotora za zubnu tehniku i ordinaciju.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

~~790€~~

VAŠA UŠTEDA



MARATHON MULTI 600

Mikromotor bez četkica

1.000 – 50.000 o/min. Višenamenski pogon. Precizna tehnologija. Veoma tih pri radu. Mehanizam zaštite od prašine. Ergonomičan dizajn. Nasadnik udobno leži u šaci. Keramički ležajevi. Sistem za samostalnu dijagnozu. Dva položaja: NA STOLU ili KOLENO. ERROR CODE – displej funkcija. AUTO – CRUISE SPEED funkcija

NASADNIK BEZ ČETKICA

SDE-BH60

1.000 – 50.000 o/min. Snaga 230W. Max. Torique 760gf · Cm. Težina nasadnika 238gr.

NAJPRODAVANIJMI MIKROMOTOR

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 770 €

Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

~~790€~~

VAŠA UŠTEDA



MARATHON HANDY - ECO

Ekonomičan mikromotor bez četkica.

Višenamenski pogon –DUGME/PAPUČICA. Precizna tehnologija. Veoma tih pri radu. Mehanizam zaštite od prašine. Vertikalni ili horizontalni položaj. Ugrađen držač nasadnika. Digitalni displej brzine (1.000 – 45.000 o/min.)

NASADNIK SDE-BH70S

1.000 – 45.000 o/min. Snaga 230W. Max. Torique 850 gf · Cm. Težina 228gr.

NASADNIK SDE-BH77S

1.000 – 45.000 o/min. Snaga 140W. Max. Torique 700 gf · Cm. Težina 196gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 770 €

Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

~~500€~~

VAŠA UŠTEDA



MARATHON HANDY 702 Za 2 mikromotora sa četkicama.

Precizna tehnologija. Veoma tih pri radu. Mehanizam zaštite od prašine. Ergonomičan dizajn. Keramički ležajevi. Portabl. Pogon manuelno ili na papučicu. Vertikalni položaj kućišta. Držač za nasadnik. Više magnetnih držača za instrumente. Digitalni displej. 1.000 – 40.000 o/min. Sistem za samostalnu dijagnozu. Error code funkcija na displeju. Auto-cruise funkcija za brzinu.

NASADNIK SDE-SH40C

0 - 40.000 o/min. Snaga 100W. Max. Torique 450 gf · Cm. Težina 224gr.

NASADNIK SA ČETKICAMA SDE-SH37LN

0 - 40.000 o/min. Snaga 100W. Max. Torique 450 gf · Cm. Težina 200gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 480 €

Uračunat PDV.

TOP BRAND

SMT - visoka tehnologija za uspešnu budućnost

~~220€~~

VAŠA UŠTEDA



SMT ESCORT II PRO

Visokokvalitetan motor modernog dizajna

- Napredna tehnologija za sve vrste zubotehničkih poslova
- Ugrađen držač za nasadnik i za instrumente
- Jednim dodirrom se menja smer okretanja instrumenta, za efikasniji rad
- Precizna tehnologija
- Veoma tih pri radu
- Nema zagrevanja ni nakon višečasovnog rada, zahvaljujući efikasnoj elektronici
- Ugodan i miran rad
- Ergonomičan dizajn
- Automatski sistem zaštite od preopterećenja (reset funkcija)
- Papučica za kontrolu brzine ili ON/OFF dugme (opcionarno)

Tehničke karakteristike:

- 230V-50/60Hz 320W 3.15A
- Nasadnik sa četkicama SDE-H37LN
- 0 - 35.000 o/min
- snaga 35W
- max.torque: 270 gf · Cm
- težina nasadnika: 208gr

Cena sa POPUSTOM: 210 €

Uračunat PDV.

~~280€~~

VAŠA UŠTEDA



MARATHON-20 Center Grinder Obradivač gipsanih modela

Maksimalna brzina: 3,200rpm
Sistem za prikupljanje prašine.
Efektivan dizajn.
Preciznost u radu.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 260 €

Uračunat PDV.

ZUBNA TEHNIKA

~~30€~~



VAŠA UŠTEDA



PRECI DIP VOSAK ZA UMAKALICE Proizvođač YETI - Nemačka

Visoko precizan vosak.
Glatka površina-veoma male dorade u metalu.
Ravnomerna debljina.
Nema oštrih ivica.
Višak voska oko marginalne linije se može lako odseći.
Lako merenje.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 25 €

Uračunat PDV.

~~12€~~



VAŠA UŠTEDA



DURON VOSAK ŽICA ZELENA Proizvođač YETI - Nemačka

Kao odgovor na želju mnogih zubnih tehničara u potrazi za čvršćim i ekonomičnijim voskom stvoren je DURON. Zbog svojih odličnih karakteristika zadovoljiće sve vaše zahteve.

Vosak žica se proizvodi u različitim debljinama, dostupni su na tržištu u sledećim dimenzijama:

Duron zeleni vosak žica ø 2,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 2,5mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 3,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 3,5mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 4,0mm 250gr.,
Duron zeleni vosak žica ø 5,0mm 250gr.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 10 €

Uračunat PDV.

~~16,5€~~



VAŠA UŠTEDA



VOŠTANE PLOČE ZELENE/CRVENE Proizvođač YETI - Nemačka

Veoma glatke, transparentne voštane ploče.
Veliki format ploča, veličine 8 x 17,5cm.
Sadržaj: 15 listova.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 14,5 €

Uračunat PDV.

~~420€~~



VAŠA UŠTEDA



PEŠKARA AC-100 Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Manuelna peskara za vizil
Dimenzije: 420mm x 330mm x 330mm.
Težina: 10kg.
Vidia dizna
Filter kesa
Priključak za aspirator

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 400 €

Uračunat PDV.

~~360€~~



VAŠA UŠTEDA



PEŠKARA A - 1 Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Manuelna peskara sa cirkulacijom peska.
Dimenzije: 360mm x 260mm x 290mm.
Težina: 8kg.
Pritisak: 4-6 bar-a
Vidia dizna
Filter kesa
Priključak za aspirator

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 340 €

Uračunat PDV.

~~120€~~



VAŠA UŠTEDA



PRESURIZER WITH CLAMP Proizvođač: Tecnodent, Argentina

Presa pod pritiskom
Namenjena za presovanje akrilata,
napravljena od livenog aluminijuma
Radni pritisak do 4 bara.

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa POPUSTOM: 100 €

Uračunat PDV.

ZUBNA TEHNIKA



VAŠA UŠTEDA



NOŽIĆI Nemačka

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 5 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



ADAPTA FOLIJA Nemačka

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 8 €**
Uračunat PDV.



VAŠA UŠTEDA



ČETKICE Nemačka

Veličina 0 i 2

OGRANIČEN broj artikala je pušten u akcijsku prodaju!

Cena sa **POPUSTOM: 3 €**
Uračunat PDV.

MIKODENTAL
DENTAL DEPO

SHOFU

Zirkonzahn

NOUVAG

Implant Direct

YETI
DENTAL

zubler

DETAX
| dental |

ER METAL

mectron
medical technology

MIKODENTAL

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

SMT

hekadental®

MIKODENTAL
DENTAL DEPO
Since 1987

MIKODENTAL
S. Novaković 19, 15000 Šabac, Srbija
Tel./Fax: +381 15 345 123, 300 261

MIKODENTAL BH
Derviša Numića 11
Sarajevo - Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 61 244 814

www.mikodental.rs

IKODENTAL
DENTAL DEPO



Zirkonzahn



DETAX
| d e n t a l |



hekadental[®]



SREĆNI PRAZNICI!

IKODENTAL
DENTAL DEPO
Since 1987

MIKODENTAL
S. Novaković 19, 15000 Šabac, Srbija
Tel./Fax: +381 15 345 123, 300 261

MIKODENTAL BH
Derviša Numića 11
Sarajevo - Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 61 244 814

www.mikodental.rs