

AKCIJA

www.bestdentalshop.net

Issue 11 • Volume 1 • 2018

PRVI REGIONALNI **ONLINE SHOP** ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU

BestDentalShop®

MIKODENTAL
DENTAL DEPOT

VELIKA PROLEĆNA AKCIJA
OD 01. APRILA DO 30. JUNA

No.11

**NOVO! EKONOMIČNO,
JEDNOSTAVNO, KOMPATIBILNO**

125€

**IMPLANT
DIRECT™**

GoDirect™ GoDirect™ Mini



strana 2.

NOVO!

LED
Blue Light
System in
DENSIM
Motors



EyeSpecial C - III

strana 12.




Disk HC

strana 18.

GRATIS Aquapick

MIKODENTAL Vam poklanja



Posetite naše filijale!



CAD/CAM uslužni centar

Izložbeni saloni

www.mikodental.com

Novi Edukativni centar EDUDENT

Dostava

**IMPLANT
DIRECT™**

GoDirect™

**Jednodelni implant sa LOCATOR®
kompatibilnom platformom za proteze**



All-in-1 Pakovanje

Sadržaj:


**GoDirect Implant
Transfer
Comfort Cap**

133€


125€

NOVO!


GoDirect MINI



Snap-On Comfort Cap and Transfer



Clinical Applications




Platforme i dijometri: 3.0mmD, 3.7mmD and 4.7mmD
Dužine: 10mmL, 11.5mmL, and 13mmL

Platforme i dijometri: 3.0mmD sa 1.5mm ili 3.0mm sa visinom GPS
Dužine: 10mmL, 11.5mmL, 13mmL i 16mmL

KOMPLETNA LINIJA HIRURŠKIH MOGUĆNOSTI

**Nema potrebe za menjanjem
hirurškog protokola i alata!**



KOMPLETNA LINIJA PROTETSKIH MOGUĆNOSTI

**GPS platforma može se proširiti ili konvertovati
za druge mogućnosti tretmana**



1. GPS AB
2. OVERDENTURE AB 4500-61
3. OVERDENTURE BALL ABUTMENT 4500-71
4. PLASTIC CASTABLE AB
5. NON ENGAGING PLASTIC CASTABLE 4500-46

AKCIJA

VAŠ NAJBOLJI IZBOR

IMPLANTATI

IMPLANT
DIRECT™**AKCIJA**IMPLANT
DIRECT™SURVIVAL
RATE 100%

simply integrated

IMPLANT DIRECT sistem Legacy 3 - Vaš najbolji izbor! Implantološki sistem Legacy 3 sa STOPOM USPEŠNOSTI od 100% predstavlja jedan od najpouzdanijih sistema na svetu! MIKODENTAL DENTAL DEPOT je generalni zastupnik IMPLANT DIRECT-a za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.



IZABERITE VAŠU IDEALNU PONUDU

1.

ID STARTER BOX - Uđite u svet implantologije uz najpouzdaniji implantološki sistem na tržištu i najbolju podršku!

5 IMPLANTATA + 1 GRATIS IMPLANTAT LEGACY 3 - 750€

GRATIS MARKETING PAKET ZA VAŠE PACIJENTE! VAŠA UŠTEDA 150€

2.

12 IMPLANTATA + 3 GRATIS IMPLANTATA LEGACY 3 - 1800€

GRATIS MARKETING PAKET ZA VAŠE PACIJENTE! VAŠA UŠTEDA 450€

3.

20 IMPLANTATA + 5 GRATIS IMPLANTATA LEGACY 3 - 3000€

GRATIS MARKETING PAKET ZA VAŠE PACIJENTE! VAŠA UŠTEDA 750€

* OGRANIČENA PONUDA

SADRŽAJ ALL IN ONE PAKOVANJA LEGACY 3

Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw* – Vent sistemom

- Konekcija: unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem.
- Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač.
- Hirurški instrumenti: CST set. AKCIJA za set: 10+SET
- Paket implanta: implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive, prenosnik i titanijumska ravna suprastruktura
- Dužine implanta: 6/8/10/11.5/13/16 mm.
- Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
- Dostupni u 6 promera: 3,2 ; 3,7 ; 4,2 ; 4,7 ; 5,2 ; 5,7.
- Navoji na implantu: mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim podupirućim navojima



* Robna marka Zimmer Dental

10 IMPLANTATA
10 ABATMENATA
10 TRANSFERA
10 KAPICA
10 EXTENDERA

+
1500€
VELIKI
HIRURŠKI SET
CST
GRATIS
(u vrednosti od 1950€)

GRATISPREPORUKA
AQUAPICK!

BESTDENTALSHOP APRIL-JUN 2018. 37

ČVRSTI KOMPOZITI - GIOMERI

3 Beautifil II (3x4.5gr) Beautifil II je najpouzdaniji, trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih.



117€

Composite finishing kit
Idealan set za završnu obradu kompozita **GRATIS**
pak 12 kom.



25€

TEČNI KOMPOZITI - GIOMERI

3 Beautifil Flow Plus (3x2.2g) Beautifil Flow Plus je revolucionarni novi tip tečnog restaurativnog kompozita, koji se nakon aplikovanja iz tube ne razliva, već je postojan na mestu aplikovanja!



75€

Super-Snap **GRATIS**
Diskovi za poliranje
Pak. 50 kom.



15€

PROFILAKSA

BeautiSealant



55€

Samojetkajući, fluorid otpušajući sistem za zalivanje jamica i fisura. Kao član porodice GIOMER, BeautiSealant je zasnovan na PRG tehnologiji. Sadržaj seta: 1.2g BeautiSealant pasta, 3ml BeautiSealant prajmer, 15 aplikatora, 50 mikrofinih četkica (roze), 25 posuda.

BeautiSealant je dobio nagradu od Dental Advisor-a „Editor's Choice“ 2013 god.

Pressage pasta Bez fluora **GRATIS**



11€

DIJAMANTI

All Ceramic Preparation Kit

Jedinstveni set za sve vrste preparacija, u frontalnoj, premolarnoj i molarnoj regiji, kao i inlej i preparacije faseta. Oblici dijamantskih borera su dizajnirani za preciznu i optimalnu preparaciju.

Set sadrži 17 dijamantata sa dužinom radnog dela od 3,5 do 9,00 mm, preseka na vrhu od 1,1 do 2,0 mm i suženja od 4-20°. Proverite kako sa All Ceramic-om brzo i jednostavno dolazite do savršene preparacije! Nezamenjiv set u svakoj ordinaciji.

90€

Bur Station II
za 17 instrumenata **GRATIS**



10€

GLASJONOMER CEMENTI

HI-FI selected palette

Estetski glasjonomer namenjen za frontalnu regiju

Sadržaj seta: prah 4 x 15 g (A2, A3.5, B2, C3), tečnost 10 ml, HI-Glase 5 ml, HI-Tooth cleanser 10 ml, merica.

95€



GIC Polishing Kit **GRATIS**



25€

Set za obradu i poliranje glasjonomera pak 12 kom.

NOVE LED LAMPE, NOVE BOJE!

AKCIJA

mectron
medical technology

→ STARLIGHT UNO. ŽIVOPISNE BOJE. JOŠ JEDNOSTAVNIJE RUKOVANJE.

IZVANREDNE PERFORMANSE POLIMERIZACIJE!
TEŠKA SAMO 77 GRAMA!

SAMO 390€ + PDV
GRATIS: SHOFU KOMPOZIT !

TEHNIČKI PODACI

Veličina (l x Ø u mm): 190 x 21

Težina: 77 g

Izvor svetlosti: LED velike snage

Talasna dužina: 440 – 465 nm

Intenzitet svetlosti: > 1.500 mW/cm²

Prosečni životni vek LED: 1.800.000 ciklusa od 20 sek.

Baterija: punjiva Litijum-jonska baterija (bez memorijskog efekta)

Kapacitet akumulatora: 240 ciklusa od 10 sek.

Vreme punjenja: 4 sata (240 min.)

Garancija: na uređaj 3 godine, na bateriju 1 godina

JAČINA do 1500W/cm² 👍



BEAUTIFIL-Bulk - Unapredeni Gomer
za bočne restauracije. Pakovanje: 20 x 0.25g
PN 2032 - Universal
PN 2033 - A

→ STARLIGHT UNO

1 handpiece, 1 charging station

Color	Ref. no.
<input type="checkbox"/> white	05100092
<input type="checkbox"/> grey	05100093
<input type="checkbox"/> turquoise	05100094
<input type="checkbox"/> yellow	05100095
<input type="checkbox"/> light blue	05100096
<input type="checkbox"/> violet	05100097



GARANCIJA 3 GODINE

ZAŠTO DETAX? HIT PROIZVODI!

Kompozitni cement za restauracije na implantima



Implantlink® semi Forte

Implant cement za nadogradnje na bazi kompozita 4:1, specijalno dizajniran za dugotrajno privremeno vezivanje za individualne abatmente, abatmente sa smanjenom površinom ili naročito male nosače. Poboljšana adhezija i otpornost na pritisak. Restauracija se može ukloniti bez problema, čak i nakon dužeg nošenja. Tačno pozicioniranje zbog smanjene mehaničke čvrstoće i tankog sloja (male debljine) filma. Lako uklanjanje viška tokom plastične faze. Kompatibilan sa svim kombinacijama materijala, dualni sistem očvršćivanja. Boja: prirodna neprozirna - opaker.

GRATIS IMPLANT SKALER
EKSTRA JAK



03371 Standardno pakovanje
kertridž mini-mix 5 ml, kanile za mešanje,
braon 4:110 kom. dijagram 1 kom.

REDOVNA
CENA **45€** CENA SA
POPUSTOM

SAMO:
40€




A-silikon za jednofazno uzimanje otisaka na implantatima



monoprint supra® DETAX

VPS monofazni transfer silikon, srednje konzistencije, sa aktivnom površinom, specijalno dizajniran za implantologiju i fiksacione otiske sa kombinovanim protetikom. Tečan, tiksotropan, za lako prekrivanje abatmenta. Pred kraj vezivanja brzo stvrdnjava pa je i fiksacija prenosnika sigurna, u toku vezivanja je termoosetljiv. Lako se uklanja iz usta, visoke elastičnosti. Sada takođe dostupan u 5:1 čvrstom kertridžu. Konačna čvrstoća je približno 70 Shore A. Boja: baza neonžuta, katalizator bela 1:1

Radno vreme: 2 min.
Vreme u ustima: 2 min.
Ukupno vreme: 4 min.



02525 Standardno pakovanje: baza + katalizator 2 x 50 ml
kanile za mešanje, zelene 6 kom.

REDOVNA
CENA **37€** CENA SA
POPUSTOM

SAMO:
32€



Otisni materijal za uzimanje funkcionalnih otisaka na bazi A-silikona

Detaseal function - inovativno rešenje patentirano od nemačke kompanije DETAX

Precizni otisni materijal za funkcionalne otiske i oblikovanje ventilnih rubova. Termo-elastičan, idealno glatke konzistencije, lako se oblikuje, zadržavajući svoj oblik i zapreminu. Sa definisanim plastičnom fazom i produženim vremenom vezivanja u ustima. Optimalna kontrola mešanja zahvaljujući kontrastnim bojama. Boja: baza crvena, katalizator žuta 1:1

PRVA UPOTREBA = ODLIČAN REZULTAT

Poštedite Vaše pacijente neugodnosti i neprijatnog ukusa i mirisa
Idealan materijal i kod teleskop radova i radova na implantima!!!



02521 Standardno pakovanje
baza 80 ml
katalizator 80 ml
špic 1 kom.

SAMO:
32€

Visoka preciznost
Uzimanje funkcionalnih
otisaka i ventilnih rubova
istom masom!
Produženo vreme
vezivanja u ustima!
Recite zbogom
termoplastičnim masama!

ADICIONI SILIKONI ZA PRVI OTISAK

ZA PRELIMINARNE OTISKE
VISOKE KONZISTENCIJE

Detaseal® hydroflow putty

(2 x 250 ml, dve merice)

40€



Detaseal® hydroflow putty Jumbo pak.

(380 ml, žuti mešači x 10
rotirajući prsten)

70€




ADICIONI SILIKONI ZA KOREKTIVNI OTISAK

PERFECT FLOW - VRHUNSKA
PRECIZNOST I HIDROFILNOST

Detaseal® hydroflow lite

(2 x 50 ml, 12 kanila)
gušća konzistencija

32€



Detaseal® hydroflow Xlite

(2 x 50 ml, 12 kanila)
ređa konzistencija

30€



ADICIONI SILIKONI ZA REGISTRACIJU ZAGRIŽAJA

Direktno nanošenje, ne sliva se
u interdentalne prostore, lako se uklanja

greenbite apple

(2 x 50 ml, 8 kanila,
8 x contouring tips)

35€



Detaseal® bite

(2 x 50 ml, 8 kanila)
8 x contouring tips)

45€



ADICIONI SILIKONI ZA DUGOTRAJNO MEKO PODLAGANJE

Direktno podlaganje / Hladnopolimerizujući
Pouzdana vezivanje za akrilatne proteze
Biokompatibilan / Boja: gingiva

mollosil® starter pak.

(2 x 30 ml, adheziv 5 ml,
Lustrol 2 x 6 ml)

50€



mollosil® standard pak.

(2 x 50 ml, adheziv 5 ml,
Lustrol 2 x 6 ml)

80€



KONDENZACIONI SILIKONI ZA VISOKO PRECIZNE OTISKE! UKUS SVEŽE NANE!



Exaplast set

(putty 910 ml,
wash 140 ml, cat 60 ml)

SET 34€



Kupovinom Detax proizvoda
u vrednosti od 100€

dobijate **GRATIS**

1 kertridž (50 ml) po izboru!

Moderan dizajn i vrhunski kvalitet!

VAKUM FORMER PLASTVAC P7 Sa displejom!

Snažan motor sa dvostranim livenim nosačem - ravan i sferni!
Automatski generiše vakuum u trenutku preklapanja.
Izuzetne praktičnosti.

Namena izrada folija za:

- labijalne formere
- matrice za kompozitne ispune
- privremene krunice i mostove
- fiksaciju bravica
- lokalnu aplikaciju fluorida
- hiruške intervencije
- zaštitu od bruksizma
- izbeljivanje zuba

Tehničke karakteristike:

- karbon fiber otpornost obezbedena ujednačenim grejanjem ploče
- automatsko postizanje vakuuma
- kombinovani stalak sa funkcijama ravni i sfere (dvostrani liveni nosač)
- olakšano uklanjanje ostataka folije
- dostupan napon 110V ili 220V
- težina 5.4kg • dimenzije: 24x27x19cm
- verzije sa tajmerom ili bez tajmera

VELIKI IZBOR FOLIJA



~~620€~~

520€



PlastVac P7
Vakuum former

PAKOVANJE FOLIJA VEĆ OD 5€!

U ponudi su okrugle i četvrtaste folije, crystal ili soft od 0,3mm do 4,0mm

PAKERICA BIOSTAMP

Moderna i jednostavna za korišćenje, zadovoljava najzahtevnije potrebe i standarde kvaliteta. Sadrži: kasetu za grejanje, polugu sa mehanizmom za zaključavanje i automatsku kontrolu vremena kao i sistem koji omogućava ujednačeno grejanje, efektivno prijanjanje folija i sprečavanje sagorevanja papira.

BioStamp omogućava prilagođavanje pakovanja u različitim veličinama, pružajući ekonomiju papira i optimizaciju prostora u autoklavu.

- rezistentni kertridži • Zaptivanje po širini : 12 mm, • Zaptivanje po dužini: 300 mm, • Ugrađeno sečivo • Ugrađeni držač valjka • Dimenzije pakovanja: 550x320x160mm • Težina: 3,6 kg • Dostupan napon: 110V ili 220V

~~320€~~

290€



NOVO!

~~250€~~

210€

Smart pakerica

Kompaktan i praktičan uređaj modernog dizajna. Ima istu tehnologiju kao BioStamp pakerica, opremljena je kertridžom za grejanje i automatskom kontrolom vremena, sistemom koji garantuje ravnomerno zagrevanje, efikasno pridržavanje i izbegavanje paljenja papira. Smart pakerica obezbeđuje ekonomičnost papira i optimizaciju prostora u autoklavu.

- Inovativni dizajn • Otpornost kertridža
- Širina zaptivanja: 12 mm • Dužina zaptivača: 300 mm
- Ugrađeni sekač • Dimenzije ambalaže: 480x170x100mm
- Težina: 3,6 kg • Raspoloživi napon: 110 ili 220V




Hiruški papir
Uštedite novac sa sigurnošću!

cena već od 9€

Hiruški papir koristi se za pakovanje instrumenata i materijala koji zahtevaju postupke sterilizacije zasićenim parom ili etilen oksidom. Cilj je stvoriti barijeru protiv mikroorganizama koji štite i čuvaju sterilnost pakovanih proizvoda. Da bi se olakšala kontrola sterilizacije, papir ima hemijske indikatore koji menjaju boju nakon procesa sterilizacije, a jedna od njegovih strana je providni laminirani film koji omogućava pregled sadržaja ambalaže. Takođe je važan u dokazima procesa sterilizacije prilikom zdravstvenog nadzora i ima higijenski i bezbedan izgled za pacijente.

Praktično i korisno!



LUPE

CENA SAMO 35€

Praktičan objektiv visoke rezolucije, koji je neophodan za rad kako u direktnim, tako i u indirektnim uslovima. Optičko sočivo uveličavanja 2.5x ili 3.5x
• Dimenzije pakovanja: 25.5 x 16.5 x 3,5 cm • Težina: 150g
Olakšaće Vam rad i obezbediti dobru preglednost radnog polja u novoj optičkoj dimenziji.

ULTRAZVUČNA KADICA BIOWASH

Optimizuje i ubrzava proces pranja uređaja, proteza i instrumenata generalno. Čisti teško pristupačna mesta i uklanja organske i neorganske ostatke impregnirane na instrumentima. Sprečava preuranjeno habanje instrumenata uzrokovano abrazijom pri manuelnim metodama čišćenja.

Karakteristike:

- Kadica 2,5 litara kapaciteta
- Tajmer sa podešavanjem vremena
- Ultrazvuk frekvencija od 42 kHz.
- Dimenzija: 35x25x23 cm
- Težina: 3,1 kg.
- Nezaobilazna u tehnici!
- Čisti protetske radove posle poliranja.
- Uklanja zaostali gips sa iskuvanih proteza.

• **Ultrazvučna kadica isporučuje se sa plastičnom korpom za instrumente!**

~~310€~~
260€



DESTILATOR

• **Sada možete imati destilovanu vodu u svojoj ordinaciji kada god Vam je potrebno!**

Kompaktan zatvoreni rezervoar od nerđajućeg čelika obezbeđuje izuzetnu trajnost. Ne zahteva hidraulični protok i ima obezbeđen sistem automatskog gašenja u slučaju nestanka vode u rezervoaru.

Tehničke karakteristike:

- posuda kapaciteta 4L
- ručno snabdevanje
- snaga motora 750W 1L/h
- dimenzije 235x380mm

~~300€~~
280€



NOVO!

~~110€~~
90€



MICROBLASTER

Microblaster je uređaj koji omogućava uklanjanje cementa, omogućava čišćenje odlivaka, inleja i onleja i uklanjanje oksida. Takođe se koristi za mikroretenciju, čišćenje i odmašćivanje metala i keramike prilikom reparature keramike, oluzalno peskiranje za finu obradu, podešavanje aproksimalnih kontakata. Isporučuje se sa spojnicom za prilagođavanje vazдушnom kompresoru i konektorkom tipa Borden ili Midwest.



NOVO!
~~210€~~
190€

Bio-Chamber

Komora sa izduvnim sistemom, isključivo dizajnirana za rad sa Microblaster-om obezbeđujući veću čistoću, efikasnost, sigurnost i praktičnost tokom procesa peskiranja.



POKRETNI KLINIČKI KABINETI - VRHUNSKI DIZAJN, NAJBOLJE CENE!



VEĆ OD 200€



NAPRAVITE VAŠU IDEALNU KOMBINACIJU! NAMEŠTAJ OD METALA!



ULOŠCI ZA FIOKE!

CENA SAMO 35€



SISTEMI KLINIČKIH KABINETA SA STAKLENOM RADNOM PLOČOM



Stomatološki Wellness Weekend DIPLOMAT 19.-22. APRIL



Razmišljate o kupovini nove stolice? Podite sa nama u banju Piešťany!

Program: Četvrtak 19. april - check in banja Piešťany Slovačka. Večera dobrodošlice. Petak 20. april - gostovanje u kompaniji Diplomat. Predavanja 3 teme: **DIPLOMAT stomatološke jedinice** - Investiranje u svoju budućnost, pouzdanost i sigurnost - idealna rešenja za ergonomske tretmane, izvrsnu higijenu i prilagodene funkcije. **DENSIM stomatološki instrumenti** - za modernu stomatologiju. **DENSIM mikroskopi** - za bolju dijagnostiku i predvidive tretmane. Značaj upotrebe mikroskopa u svakodnevnoj praksi. Obilazak centar Piešťany. Večera. **Subota 21. april** - Obilazak zamka, ručak, Spa Island - Mud pool, Mirror pool - Dry Wrap. Obilazak ostrva. **Nedelja 22.april** - Check out. DOBRODOŠLI!


DIPLOMAT
DENTAL SOLUTIONS



Visoko kvalitetne performanse!

**RADNO MESTO PO
VAŠOJ ŽELJI!**



PREDNOSTI:

- Udobnost i funkcionalnost • Jedinstveni 3D sistem za glavu • 24 memorisana položaja • Široki radni opseg (od 39 cm – 79 cm visine)
- Maksimalna nosivost 205 kg • Sigurnosni prekidači (za sedište, naslon) • Mogućnost programiranja individualnih podešavanja za čak 4 korisnika • Jedinstveni stomatološki deo za do 6 instrumenata sa velikom kontrolnom tablom • Maksimalan prostor za pristup asistenata – rotirajući vodeni blok na jedinici • XENOS LED svetlo sa senzorom i jedinstveni 3D sistem, 8.000 - 30.000 LUKS. 5.000K
- Bežična multifunkcionalna nožna kontrola (2 tipa) • Sistem dezinfekcije za instrumente (manuelni ili automatski) • Sistem dekontaminacije usisnih creva i činije fontane • Anti-bakterijski filter • Klasični model ili lift tip stomatološke jedinice • Nemački i švajcarski kvalitet instrumenata • Tapacirung Standard, Special, Swiss Made u 44 boje!

ZABORAVITE NA SKUPE KURSEVE I OPREMU! DOVOLJNO JE SAMO DA PRITISNETE "ON" I AUTOMATSKI DOBIJATE PROFESIONALNE DENTALNE FOTOGRAFIJE! ZAGARANTOVANO!

NOVO! Digitalni fotoaparati za STOMATOLOGIJU, od firme **SHOFU EyeSpecial C - III** digitalna stomatološka kamera, je dizajnirana isključivo za stomatologiju, idealna za stomatološke / ortodontske fotografije, prezentacije slučaja i za snimanje u laboratoriji. Moderan i elegantan **EyeSpecial C - III** sa 12 megapiksela 10x optički zoom ima intuitivne komande na dodir, izuzetno je lakog i elegantnog dizajna sa velikim LCD ekranom (3.5"), koji omogućava korisniku da vidi sve fotografije i jednostavno ih lista i pregledava, čak i sa rukavicama. Kompatibilan sa **Eye-Fi** bežičnom memorijskom karticom, fotografije se odmah prenose i upload-uju na tablet, računar ili smartphone. **EyeSpecial C - III** doprinosi doslednosti i efikasnosti, snimanja i prikazivanja fotografija iz ordinacije i tehnike.

Karakteristike: niskošumni CMOS senzor od 12 megapiksela. Veliki LCD ekran osetljiv na dodir. Preuzimanje fotografija sa bežičnom SD karticom. Integrisani sistem autofokusa sa optičkim zumom od 10x. FlashMatic sistem sa automatskim podešavanjem blica. Prirodna reprodukcija zubnih nijansi. Integrisana funkcija isecanja.

DODATNE PREDNOSTI: kamera je veoma lagana (samo 590gr), kompaktnog dizajna, jednostavno rukovanje čak i sa jednom rukom. Dizajn prilagođen stomatologu i radu u ordinaciji.

Veliki „touchscreen“ monitor (3,5 inča), sa 8 modusa za dentalnu fotografiju, bazom za unos podataka o pacijentu, prenos slika i podataka na kompjuter/laptop...



Otporan na vodu i hemikalije, radi održavanja visoke higijene u radu sa pacijentima. Lak za održavanje i čišćenje.

Otporan na ogrebotine i habanje. „Anti-shake“ mode - modus koji daje sigurnost i preciznost slike, iako korisnik nema mirne ruke

8 PROGRAMA: **1. Standard mode** – za standardne intraoralne slike. **2. Surgery mode** – za intraoralne slike iz distance. **3. Mirror mode** – za intraoralne fotografije „ogledalo“. **4. Face mode** – portret i lice pacijenta. **5. Low-Glare mode** – za anterior zube, radne modele i indirektnu restauraciju. **6. Whitening mode** – za poređenje pre i posle beljenja. **7. Tele macro mode** – za fotografisanje anterior zuba, indirektnih restauracija i radnih modela u velikoj rezoluciji. **8. Isolate shade mode** – izolacija



NOVO! LED Blue Light Sistem (UV LED) u DENSIM mikromotorima!

LED BLUE LIGHT olakšava rad prilikom uklanjanja kompozita, bez oštećenja zubne strukture. **LED blue light** sistem je jedinstveni izum koji prepoznaje materijale različite fluorescentnosti u odnosu na zubne strukture,

obebeđujući veću preciznost u uklanjanju restaurativnih materijala, smanjujući pojavu nepotrebnog oštećenja zdrave zubne strukture.

Primene: • Uklanjanje starih kompozitnih ispuna i naročito otkrivanje da li je kompozitna

smola potpuno uklonjena tokom rada • Precizna kontrola uklanjanja bonda kod ortodontskih aparata • Detekcija karijesa • Obrada i poliranje kompozita i uklanjanje ostatka cementa. Post operativna kontrola marginalne ivice kompozitnog ispuna



DIREKTNE FASETE OD CERAMAGE KOMPOZITA KOJI U SEBI IMA 73% KERAMIČKOG PRAHA, ŠTO GA IZDVAJA U ODNOSU NA DRUGE KOMPOZITNE SISTEME NA NAŠEM TRŽIŠTU, SU HIT!

Dok drugi kompoziti menjaju boju u ustima, Ceramage petogodišnje kliničke studije pokazuju izvanrednu otpornost i estetiku. Visoko rezistentan na PLAK.

CERAMAGE kompozit sistem predstavlja nove standarde svetlosno - polimerizujućih materijala za fasetiranje. Nije uporediv sa konvencionalnim kompozitnim materijalima jer sadrži više od 73% mikro-finih keramičkih čestica i time sjedinjuje prednosti keramičkih i kompozitnih materijala. Ova kompozicija, sačinjena od organskog polimer matriksa ojačanog homogenom strukturom, daje **CERAMAGE**-u osobine slične keramici, što ga čini upotrebljivim kako za metalne tako i bezmetalne restauracije. Osim izvandrednih fizičkih osobina, u **CERAMAGE** je integrisan indeks prelamanja svetlosti vrlo sličan prelamanju kao kod prirodne gledi i dentinal

PREDNOSTI:

Odlična otpornost i čvrstoća. Otpornost na abraziju (restauracija okluzalnih površina). Visoka estetika zahvaljujući sličnom prelamanju svetlosti kao kod prirodnih zuba. Širok spektar transparentnih "efekt" boja. Visoka stabilnost boje. Savršena viskoznost i modelovanje. Izvanredna otpornost na plak. Odlična biokompatibilnost.

PRIRODAN IZGLED CRVENO BELE ESTETIKE

Za postizanje prirodnog izgleda crvene estetike dostupno je sedam nijansi. Upotrebom opaker pasta ili kombinacijom boja, ne postoje granice kreativnosti sa ovim materijalima. Neograničene mogućnosti za reprodukciju gingivalne strukture kod visokokvalitetnih restauracija podržanih teleskop i implant sistemima.

JEDNOSTAVAN NAČIN ZA POSTIZANJE VISOKOG SJAJA I ČVRSTE POVRŠINE

Zahvaljujući svojstvu odličnog poliranja i homogene površine **CERAMAGE** je visoko rezistentan na plak. Odlična struktura i 73% keramičkih mikro - punila obezbeđuju dugotrajan površinski kvalitet.



NEOGRANIČENE INDIKACIJE ZA RESTAURACIJE U FRONTALNOJ I BOČNOJ REGIJI! ADEKVATAN MATERIJAL ZA SVE INDIKACIJE:

Izrada celih fasetiranih kruna i mostova, teleskop i implantom – podržanih radova, preciznih radova sa atečmenima. Restauracije okluzalnih površina. Inleji / onleji. Viniri. Izrada dugotrajnih privremenih restauracija. Modifikovanje konvencionalnih akrilatnih zuba.

Želite li više da saznate o tome?
Pozivamo Vas na kurs!

KURS Direktne kompozitne fasete

05.05.2018, 11-17h
Poliklinika S Dental, Kej Skopskih
žrtava 39, Novi Pazar

I Teorijski deo

Estetski principi idealnog osmeha, upoznavanje sa savremenim materijalima za izradu fasete, indikacije i kontraindikacije, višeslojno slaganje kompozita, izrada fasete i klinički slučajevi.

II Praktični deo

a) Rad na modelima (preparacija zuba, izrada fasete, završna obrada i poliranje).
b) Rad na pacijentu
Prikaz rada direktne fasete u estetskoj zoni na pacijentu. Indikacije. Preparacija. Izrada i završna obrada i poliranje.
Plus: gosti kursa će biti i pacijenti sa direktnim fasetama koje su odradjene u zadnje tri godine. Sabiranje utisaka i podela sertifikata. Večera.
Kotizacija: 3000din.

Prijava i informacije:

MIKODENTAL

Dr Jovana Jelić 064 643 8153

**Tube od 4,6gr
samo 29€!**





NAJSAVREMENIJI APARAT ZA NAJSAVREMENIJE LEČENJE KANALA KORENA made in Germany

EndoPilot model Comfort plus je apsolutno sve što Vam je potrebno za kvalitetan endodontski tretman!

EndoPilot postavlja nove standarde u efikasnosti i bezbednosti lečenja kanala korena. Kombinuje do 5 funkcija endodontskih tretmana – digitalno merenje kanala korena, elektronski EndoMotor za mehaničku pripremu, ultrazvučni nasadnik i dva instrumenta za opturaciju kanala korena (DownPack + Backfill) - sve u jednom uređaju.

ALL-IN-ONE

- EndoPilot sa ekranom na dodir (manuelne komande)
- stativ (fiksator aparata)
- endomotor
- apekslokator sa dodatnom opremom
- pištolj za aplikovanje gutaperke (topla kondenzacija) sa propratnim instrumentima
- papučica (nožne komande)

Objedinjuje procese endodontskog tretmana, profilakse i preventive.

EndoPilot je moderan, udoban i kvalitetan uređaj. Razvijen je od strane stručnjaka u Nemačkoj, darovaće Vam mnogo godina uživanja u radu.

EndoPilot set „comfort plus“ sadrži:

Kontrolna jedinica:

EndoPilot (EDP), touch-screen monitor, plavi, jezik prikaza: Engleski

Preparacija:

EDP-Motor sa ISO-E standardom & LED-indikatorom i integrisanom apex konekcijom

EDP-kolenjak, izolacija, 1:1, ISO-E standard

Apex kabal

Baza sa držačem nasadnika za EndoPilot, bela

Med. AC/DC konvertor 90-240V/50Hz 12V/1A

Nožni prekidač, plavi

Razvodna kutija

DownPack:

D-Pack nasadnik, sa LED-indikatorom. Tip grejanja: fino

Backfill :

BackFill pištolj. Back-Fill kabal.

Gutta Percha štapići (100 kom./pak).

Toplotni izolator (10 kom./pak)

Pištolj za igle Starter Set (6 kom./pak).

3x Ø 23 + 3x Ø 25 ga

Pomoćni alat. Set za čišćenje

Dodatne funkcije:

Integrisan softver za Backfill i

Downpack, HS-kod: 9018410000

GRATIS Aquapick



5 u 1



PROMOCIJA

Redovna: 3.258€ +PDV

Akcijska cena 2.899€ + PDV

EndoPilot Set "comfort"
109 0011



VAŽNO! Izaberite sistem proširivača i programirajte aparat po Vašim zahtevima!

Nouvag AG je Švajcarska kompanija koja je osnovana davne 1971 godine, prerastavši u jednog od lidera dentalne industrije. Ono što je karakteristično za ovu kompaniju je razvojni sektor koji je zadržao tradicionalni koncept dizajna proizvoda po čemu su jedinstveni u svetu. Pravac razvoja kompanije je veoma strog, a njena tehnološka rešenja ih stavljaju u kategoriju proizvoda najvišeg kvaliteta. Danas kompanija je prisutna na svim kontinentima kroz svoje distributivne centre sa tendencijom širenja. Nouvag Ag proizvodni pogoni se nalaze u Švajcarskoj i u Nemačkoj.

MD 11 sa 20:1 kolenjakom

Br. Art. 2027

Ukoliko su za Vas važni kvalitet u kombinaciji sa mirnim, sigurnim radom i jednostavnom upotrebom, sve ono što očekujete od jednog fiziodispenzera, onda je MD 11 pravi izbor za Vas, po fer i pristupačnoj ceni.

Tehničke karakteristike

Napon:	100 V, 115 V, 230 V na 50/60 Hz
Snaga:	120 W
Motor:	Elektronski motor, bez četkica
Opseg brzine motora:	300 – 40,000 rpm
Max. obrtni momenat:	6 Ncm
Performanse pumpe:	1 – 100 ml/min.
Dimenzije jedinice:	260 x 250 x 110 mm
Težina jedinice:	2.8 kg

Oprema:

- Kontrolna jedinica sa integrisanom pumpom
- Uputstvo za upotrebu na CD-ROM-u
- Elektromotor 31ESS
- Kolenjak 20:1 **GRATIS**
- Nožna papučica
- Držač za flašu
- Set creva
- Tečnost za irigaciju, 0,9 % NaCl
- Klip set
- Držač za nasadnik

MD 11 sa 20:1 kolenjakom LED

Br. Art. 2028

Redovna cena: 3.620€ + PDV

**-20%
POPUST**

**AKCIJA
20% popusta
2.896€
+ PDV**



**-20%
POPUST**

**AKCIJA
20% popusta
2.312€
+ PDV**

Redovna cena: 2.890€ + PDV

**OGRANIČENA
PONUDA!**

**CREVNI SISTEM
NOUVAG**
pakovanje **15€**

Nouvag irigacioni sistem za
hlađenje kolenjaka,
2m sterilni set creva



GRATIS Aquapick

**PROIZVODI ZA DIREKTNE RESTAURACIJE!
VRHUNSKE ESTETSKE RESTAURACIJE SA SHOFU GRATIS BEAUTIFIL FLOW PLUS OD 25€**



BEAUTIFIL Bulk - jedan Bulk sistem dva viskoziteta za sve indikacije konzervativnog tretmana

Idealan je za bočne ispune zbog svoje izuzetne gustine i moći oblikovanja. Postiže vrhunsku stabilnost boje uz nizak stres skupljanja i sa potpunom polimerizacijom na 4mm. Beautiful Bulk Restorative je estetski unapređeni Giomer na koga se možete osloniti.

BEAUTIFIL - Bulk Restorative 4,5g

- Univerzal
- A



46,5€

BEAUTIFIL - Bulk Flowable 2,4g

- Univerzal
- Dentin



28,5€

BEAUTIFIL II LS - maksimalna estetika, minimalno skupljanje

Najnoviji član porodice GIOMER!

Beautiful II LS (Low Shrinkage - minimalno skupljanje) nov SHOFU kompozit u obliku paste, razvijen na dokazanom Beautiful II sistemu, garantuje stomatolozima minimum skupljanja i maksimalnu estetiku. Izvanredna je činjenica da ovaj svetlosno polimerizujući univerzalni kompozit za frontalne i bočne restauracije ima minimalno skupljanje od samo 0,85% volumena! Sadržaj tube 4g.



Skupljanje
0.85%

55€

BeutiBond

Jedna komponenta - brzo i efikasno!
Inovativni All-in-one adheziv, najnovije generacije. Ne sadrži hem, isključena je mogućnost prebojanja gingive.

Sadržaj:
BeutiBond 6 ml
50 aplikatora, posuda
za aplikaciju 25 kom.



90€



BEAUTIFIL II Gingiva & Enamel - neograničene pink i bele mogućnosti

Da bi rekonstrukcija desni bila što življa, verodostojnija i individualnija SHOFU Dental je dodao pet visoko kvalitetnih Gingiva nijansi već dokazanom Beautiful II sistemu - za harmonično uzajamno slaganje između pink i bele estetike. Pored toga, porodici kompozita pridodate su još četiri Enamel nijanse, dizajnirane za visoko estetske frontalne restauracije, ali takođe pogodne za popravke.



Gingiva i Enamel nijanse za veću individualnost

40€

Sadržaj tube 2,5g



Klinički slučaj pre i posle restauracije sa Beautiful II Enamel



Klinički slučaj pre i posle restauracije sa Beautiful II Gingiva svetlo pink

CERAMAGE - univerzalni mikro-keramički hibridni kompozitni sistem

CERAMAGE kompozit sistem predstavlja nove standarde svetlosno-polimerizujućih materijala za fasetiranje - nije uporediv sa konvencionalnim kompozitnim materijalima jer sadrži više od 73% mikro-finih keramičkih čestica i time sjedinjuje prednosti keramičkih i kompozitnih materijala u jedan. Sadržaj tube 4,6g



29€



SHOFU **KVALITET POVEZUJE**
Kupovinom 5 proizvoda po izboru dobijate **GRATIS** Beautiful Flow Plus



Sadržaj 2,2g

25€



Mectron Starlight Pro

AKCIJA



mectron Starlight Pro

Starlight pro je aparat za polimerizaciju svetlosno polimerizujućih kompozita. Kao izvor svetlosti koristi visoko efikasnu monohromatsku LED-diodu sa dominantnom dužinom talasa između 440 nm i 465nm.

Za razliku od uobičajenih halogeni lampi STARLIGHT PRO rasipa svetlo koje aktivira Kampferchinon-Photoinitiators što omogućava izvanredne rezultate prilikom polimerizacije sa znatno manje snage koja sprečava razvoj toplotne energije. Aparat se sastoji od punjača (stalka) i lampe u čijoj se dršci nalazi dopunjujuća Litium-Ion-baterija.

STARLIGHT PRO ima mogućnost dve različite opcije svetlosti:

- Osvetljenje konstantne snage „FAST“ (ciklus u trajanju od 10 Sekundi)
- Osvetljenje sa lagano povećavajućom snagom svetlosti „SLOW RISE“ (ciklus u trajanju od 20 sekundi)

TRAJNOST: 1.800.000 ciklusa u trajanju od 20 sekundi.

GARANCIJA: 3 godine!

Italijanska kompanija Mectron je proizvođač prve LED lampe na svetu!

SPECIJALNA PONUDA!

Kupovinom mectron starlight pro LED lampe dobijate **GRATIS SHOFU Beautifil II 6 color set** u vrednosti od **220€**



Cena: **540€ + PDV**



GRATIS! BEAUTIFIL II 6 color set

BEAUTIFIL II je nova generacija BEAUTIFIL proizvoda, "GIOMER" proizvoda, koji u sebi objedinjuju osobine GLASSIONOMER cementa i kompozita. Oslobađa fluoride PRG-tehnologijom - (Pre-Reacted Glassionomer). BEAUTIFIL II je materijal znatno poboljšanih osobina rukovanja sa izvanrednim osobinama poliranja. Druge izvrsne karakteristike ostaju kao obeležje BEAUTIFIL ispuna: prijem i oslobađanje fluorida, čvrstoća vezivanja, odlična rendgen-kontrastnost i sjajan estetski rezultat zahvaljujući izbalansiranoj rasipanju svetlosti.

Beautifil II je najpouzdaniji, trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih. Zasnovan na PRG tehnologiji otpuštajućih fluorida (Pre-Reacted Glass-ionomer).

Beautifil II obezbeđuje vrhunske estetske rezultate izvanrednim slaganjem boja, koje vrše transmisiju svetlosti kao prirodan zub.

Beautifil II poseduje sposobnost trajnog otpuštanja fluorida i pruža efikasnu i delotvornu zaštitu od sekundarnog karijesa. U kombinaciji sa odgovarajućim adhezivnim sistemom Beautibond (jednokomponentni) ili FL-Bond II (dvokomponentni), udvostručeno je preventivno dejstvo i uspostavljena je jaka adhezivna veza.

Sadržaj seta:

- 6 Beautifil II tuba (A2, A3, A3,5, B2, A30, Inc) po 4,5 g,
- 1 Dura White kamen (FL2),
- 1 Super Snap Single kit (gumice za obradu i poliranje),
- 1 One Gloss Trial set (3 gumice),
- Papirni blok.
- PN/Šifra: 1775



Redovna cena seta: **220€** sa PDV-om



Pre restauracije



Posle restauracije sa Beautifil II

PREPORUKA



EyeSpecial C-III Digitalna smart kamera za stomatologiju



SHOFU BLOCK / DISK HC

Bilo da su u pitanju frontalne restauracije ili inleji, onleji ili bočne restauracije sa visokom stabilnosti boje i površine - SHOFU Blok Hc može se koristiti za skoro sve indikacije moderne CAD/CAM tehnologije i obrađivati se suvo ili mokro u svim standardnim CAD CAM mašinama. Superiorna estetika nudi se sa novim **dvoslojnim blokovima** napravljenim od hibridne keramike. U kombinaciji sa novim HC prajmerom koji osigurava veoma snažnu vezu zahvaljujući jedinstvenom infiltrirajućim efektom i SHOFU nežnim sistemom poliranja i cementiranja, koji su specijalno adaptirani za materijal koji se tretira, obezbeđen je CAD/CAM sistem za restauraciju sa savršeno usklađenim komponentama. Za sve moderne CAD/CAM mašine, ispunjava estetske zahteve i kliničke indikacije! Za sve mašine sa otvorenim CAM sistemom je takođe dostupan SHOFU Disk HC 98,5 mm u prečniku.

Indikacije

Izrada inleja, onleja, vinira i bezmetalnih kruna za frontalne i bočne zube, kao i restauracije na implantima, sa CAD/CAM sistemom.



PREDNOSTI

- Hibridno keramički izdržljiv materijal
- Širok dijapazon nijansi i prozračnosti
- Dvoslojni blokovi za estetsku restauraciju
- Visoka otpornost na savijanje više od 190Mpa
- Prirodna svetlosna difuzija i fluorescentnost
- Izvanredna svojstva upotrebe i frezovanja
- Lako i efikasno poliranje



Zainteresovani? Presentacije Šabac 015 345 123



SHOFU BLOCK
HC



SHOFU BLOCK
HC



SHOFU BLOCK
HC

POPUST 20%

CAD/CAM

KURS ZA ZUBNE TEHNIČARE
LUCA NELLI

SAVE THE DATE!
21-22. SEPT. 2018

SHAPE, COLOUR AND THREE DIMENSIONALITY IN ZIRCONIA

USLUŽNI CAD/CAM CENTAR INOVATIVNA ZUBOTEHNIČKA REŠENJA NA NAJVIŠEM NIVOU!



UPOREDITE!
KRUNE i MOSTOVE uradjene na
ZIRKONZAHN sistemu i sa
ZIRKONZAHN BLOKOVIMA!
Tu smo da uradimo i pokažemo.
DENTALLAB KODENT
INFO: 00381 63 206 498

Zirkonzahn®

NOVO U PONUDI
PRETTAU ANTERIOR TO MULTISTRATUM



M1 KOMPAKTNA LINIJA
FREZ JEDINICA

KOMPAKTNE, BRZE, PRECIZNE

ZINTERESOVANI?

PREZENTACIJA U ŠAPCU 015 345 123

CENA NA ZAHTEV!

GRATIS OBUKA!

Kontakt:

Mikodental Dental Depot, S. Novakovic 19, 15000 Sabac (Serbia)
T +381 15 345 123 – info@mikodental.com



M1 ABUTMENT
MILLING UNIT



M1 SOFT
MILLING UNIT



M1 WET
MILLING UNIT



M1 WET HEAVY METAL
MILLING UNIT



KOMPLETAN
CAD/CAM SISTEM



MILLING UNIT

+



SCANNER

+



PC-SCREEN

+



MODELLER

+



CAM

➤ Preporuka najnoviji MGF bezuljni i bešumni kompresori specijalno pravljani za Zirkonzahn CAD/CAM sisteme!
KOMPRESORI PRIME LINE SA SUŠAČEM VAZDUHA OD 40l i 90l. Protok na 5 bara 225l/min i 305l/min.



mgf



NOVO!

ZIRKONZAHN S300 ARTI SCANNER
KOMPAKTAN SKENER SA SISTEMOM
ZA SKENIRANJE ARTIKULATORA



KOŠTANI ZAMENIK

AKCIJA

easy-graft™



„swiss rock...“



SUNSTAR
GUIDOR™

EASY GRAFT – PRVA VEŠTAČKA KOST U ŠPRICU ZA DIREKTNO APLIKOVANJE U DEFEKT!

Veštačka kost EASY GRAFT predstavlja mogućnost nadoknade koštanih defekata. Zbog svog pakovanja naročito je pogodan i preporučljiv posle ekstrakcija zuba, jer bez njega bi došlo do povlačenja kosti, a EASY GRAFT idealno ispunjava praznu zubnu čašicu. β -TCP sistem iz dve komponente: granule u špricu i biolinker u ampuli. Kada se biolinker istisne u špricu, granule obložene polilaktidom se slepe i materijal se direktno aplikuje u defekt! **Posebno pogodan za sinus lift!**
ZA SVĚ INDIKACIJE!

easy-graft™



PREDNOSTI:

- Direktno aplikovanje u defekt iz šprica
- Nije potrebna membrana
- Jednostavno modelovanje
- Očvrsnje in situ
- 100% sintetički, 100% se resorbuje

Proizvod: **GUIDOR easy-graft CLASSIC**

Materijal: čist β -trikalcijum fosfat (>99 %)

Pakovanje: 0.15 ml ; 0.25 ml ; 0.4 ml

Veličina granula: 500 – 630 μ m ; 500 – 1000 μ m

Cena već od: **70 €**

Proizvod: **GUIDOR easy-graft CRYSTAL**

Materijal: dvofazni kalcijum fosfat
(60% hidroxyapatite / 40% β -TCP)

Pakovanje: 0.15 ml ; 0.25 ml ; 0.4 ml

Veličina granula: 450 – 630 μ m ; 450 – 1000 μ m

Cena već od: **75 €**

Br. Art.	PONUDA	Cena sa PDV-om
easy-graft®CLASSIC		
5000BC11015	easy-graft® 150, 1 špric 0.15 ml	70.00 €
5000BC11012	easy-graft® 150, set od 3 šprica 0.15 ml	198.00 €
5000BC11075	easy-graft® 250, 1 špric 0.25 ml	75.00 €
5000BC11072	easy-graft® 250, set od 3 šprica 0.25 ml	216.00 €
5000BC11005	easy-graft® 400, 1 špric 0.4 ml	95.00 €
5000BC11002	easy-graft® 400, set od 3 šprica 0.4 ml	276.00 €
easy-graft®CRYSTAL		
5000BC15015	easy-graft®CRYSTAL, 1 špric 0.15 ml	75.00 €
5000BC15012	easy-graft®CRYSTAL, set od 3 šprica 0.15 ml	219.00 €
5000BC15075	easy-graft®CRYSTAL, 1 špric 0.25 ml	80.00 €
5000BC15072	easy-graft®CRYSTAL, set od 3 šprica 0.25 ml	228.00 €
5000BC15005	easy-graft®CRYSTAL, 1 špric 0.4 ml	100.00 €
5000BC15002	easy-graft®CRYSTAL, set od 3 šprica 0.4 ml	288.00 €
calc-i-oss®CLASSIC		
	calc-i-oss®, 315-500 μ m, 1 x 0.5 g	50.00 €
5000BA02103B	calc-i-oss®, 315-500 μ m, set od 3 x 0.5 g	148.00 €
	calc-i-oss®, 500-1000 μ m, 1 x 1.0 g	65.00 €
5000BA02103C	calc-i-oss®, 500-1000 μ m, set od 3 x 1.0 g	189.00 €
calc-i-oss®CRYSTAL		
5000BA09231	calc-i-oss® CRYSTAL, 450-1000 μ m, set od 3 x 2.5 g	398.00 €
5000BA09211	calc-i-oss® CRYSTAL, 450-1000 μ m, set od 3 x 1.0 g	195.00 €



VELIKI BROJ KLINIČKIH STUDIJA! DOSTAVLJAMO NA ZAHTEV!

Zainteresovani? Zakažite prezentaciju na 064 643 81 64 Dr Nataša Ranković

1. **mectron** medical technology

PIEZOSURGERY® white **NOVO!**

TEHNOLOGIJA: BEZ PREMCA

**-20%
POPUST**



- Optimalna ravnoteža između efikasnosti i očuvanja mekog tkiva
- Automatsko podešavanje snage kroz feedback sistem (sistem povratnih informacija)
- Jednostavno rukovanje i čišćenje

Redovna cena:
3.680€ + PDV

AKCIJA
2.944€
+ PDV

- U opremu su uključeni: set sa 8 creva za pumpu, 1 dinamometrički ključ K8, papučica, kabal za napajanje i kofer

2. **easyjet pro** – mlaznica za skidanje mekih naslaga i čišćenje zuba



REDOVNA CENA **760€+PDV**

AKCIJA! 10% POPUST

Easyjet Pro prednosti :
- stabilan i efikasan tok praha
- jednostavnost upotrebe i pouzdanost.

U opremu su uključeni:

- easyjet jedinica
- mlaznica
- boca profilaktičkog praha, 250g
- igla za čišćenje

40€

PREPORUKA



mectron prophylactic powder
pakovanje: 2x250g

3. **micropiezo s** – SUPER MULTIFUNKCIONALAN ultrazvučni aparat!

Micropiezo s je izuzetno moderan ultrazvučni piezoelektrični skaler koji omogućava primenu ultrazvučne tehnike za stomatologiju.



Oprema:

- micropiezo uređaj
- 1 ultrazvučni nasadnik
- 1 nastavak za skaliranje S1
- 1 nastavak za skaliranje visoke efikasnosti S6
- 1 moment ključ K6

REDOVNA CENA **750€+PDV**

AKCIJA! 10% POPUST

Sa odgovarajućim nastavcima, mogu se vršiti sledeći tretmani:

Profilaksa – supragingivalno skaliranje, subgingivalno skaliranje; **Perimplantitis** – čišćenje implantata; **Endodoncija** – čišćenje kanala korena, revizija kanala korena; **Restaurativna stomatologija** – priprema kaviteta, priprema jama i fisura, obrada protetičkih preparacija, uklanjanje starih restauracija, uklanjanje viška restauracije; **Ortodoncija** – skaliranje.

ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca : NEVEROVATAN MULTIFUNKCIONALAN APARAT



WAM - INOVATIVNO REŠENJE ZA UKLANJANJE KRUNA, MOSTOVA I KOČIČA

NOVO!



Tradicionalne tehnike za uklanjanje definitivnih protetskih nadoknada ne daju pouzdane i zadovoljavajuće rezultate. U najboljem slučaju, one omogućavaju da se zub zadrži dugotrajnim procedurama pri kojima se rotacioni instrumenti troše i habaju, u najgorem slučaju mogu dovesti do oštećenja i preloma restauracija ili nosača. Analizirajući terapijske, mehaničke i finansijske aspekte ovih tradicionalnih metoda, WAM je otvorio vrata inovativnim rešenjima za brzo i bezbedno uklanjanje krunica, mostova i kočića. U mnogim situacijama, ovi koncepti mogu značajno da promene plan tretmana stomatologa... na bolje!

WAMkey je stomatološki instrument koji za 2 minuta uklanja definitivno cementirane krunice i mostove bez rizika i bola. Na taj način, sačuvane krunice i mostovi mogu se ponovo upotrebiti kao privremene ili trajne nadoknade.

WAMkey INTRO KIT

Set za uklanjanje krunica i mostova!

Redovna cena: 263€ **AKCIJA: 237€**


Zašto rizikovati?

1. WAMkey je jednostavan za korišćenje.
2. Neće izazvati nikakvu bol Vašim pacijentima.
3. Brzo i sigurno (obično manje od 2 minuta po kruni).
4. U većini slučajeva možete ponovno upotrebiti krunu kao privremenu nadoknadu. Tako možete uštedeti mnogo vremena. U nekim slučajevima, možete ih koristiti trajno.

Ovaj komplet ima sve što je potrebno:

- 3 veličine WAMkey No1, No2, No3
- 3 CMV (Ceramometalivre) freze
- kompletna uputstva na CD-u

Sve komponente u ovom kompletu mogu se sterilisati u autoklavu (130 °C / 275 °F).



KOMPOZITNI MATERIJALI ZA IZRADU PRIVREMENIH KRUNA I MOSTOVA

DETAX



ili



Prirodna estetika
Visoka otpornost na pucanje i abraziju
Samopolimerizujuć

120€



GRATIS 1x



Kupovinom 2x tempoFit® premium 10:1 ili 2x tempoFit® regular 1:1 dobijate GRATIS 1x tempoLink® clear cement
Standardno pakovanje A1/A2 kertridž (75g) 50ml, kanila za mešanje, 10 kom.

Pakovanje: kertridž mini-max 5ml
kanila za mešanje 8 kom.

ESCORT II PRO MIKROMOTOR SET sa kolenjakom



Red. cena:
300€

AKCIJA:
250€

Escort II Pro + M33E E-tip motor + SP-CE kolenjak 40.000 rpm

NOVO - MODELI ZA ORDINACIJU

Za više informacija pozovite nas!



KURSEVI

DOBRODOŠLI!

Endo kurs Pančevo

13. APRIL

Doc. dr Veljko Kolak: "Korak dalje ka uspešnoj endodontskoj terapiji"
Doc. dr Dragana Pešić: "Mašinske tehnike preparacije kanala korena - jednostavnije uz Endopilot"
Doc. dr Irena Melih: "Opturacija kanala korena - lakše, brže, preciznije"
Demonstracija na modelu. Hands on.

11h Stomatološki fakultet Pančevo. Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



Stomatološki Wellness Weekend DIPLOMAT - 3 PREDAVANJA!

19.-22. APRIL

DIPLOMAT stomatološke jedinice - Investiranje u svoju budućnost, pouzdanost i sigurnost - idealna rešenja za ergonomske tretmane, izvrsnu higijenu i prilagođene funkcije. DENSIM stomatološki instrumenti - za modernu stomatologiju. DENSIM mikroskopi - za bolju dijagnostiku i predvidive tretmane. Značaj upotrebe mikroskopa u svakodnevnoj praksi. Piestany banja, Slovačka. Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



IMPLANTOLOŠKI KURS III – "Put kroz implantologiju"

21. APRIL

Augmentacija atrofičnog alveolarnog grebena - Live Op

Prof. Dr Sci. Zoran Lazić

- Koštani zamenici • Barijerne membrane • Principi vođene koštane regeneracije
- Granulirani graftovi ili koštani blokovi? • Ugradnja implantata u augmentiranim regijama

10 - 17h Dental Clinic, Sokobanjska 3. Beograd

Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



KURS DIREKTNE KOMPOZITNE FASETE

05. MAJ

I Teorijski deo: Estetski principi idealnog osmeha, upoznavanje sa savremenim materijalima za izradu faseta, indikacije i kontraindikacije, višeslojno slaganje kompozita, izrada faseta i klinički slučajevi.

II Praktični deo: a) Rad na modelima (preparacija zuba, izrada faseta, završna obrada i poliranje). b) Rad na pacijentu

11-17h Poliklinika S Dental, Kej Skopskih žrtava 39, Novi Pazar. Kontakt Dr Jovana +381 64 643 8153



Work Shop - Basic + Advanced Training Implant Direct

19. MAJ

BASIC TRAINING - IMPLANT DIRECT SYSTEM

Prim. Dr Marinel Subu, specijalista parodontologije, privatna ordinacija, Zrenjanin

ADVANCED TRAINING - OVERDENTURE, SCREW-RETAINED, ALL ON 4 - 6

Dr David Alfaiate, specijalista dentalne implantologije Porto, Portugal

Za sve učesnike 50% popusta za radne kurseve iz mezoterapije i lasera

Kotizacija 5.500 rsd. Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



IMPLANTOLOŠKI KURS IV – "Put kroz implantologiju"

09. JUN

Od otiska do osmeha PROTETSKI KURS - Live Op + Hands On

Prof. Dr Sci. Zoran Lazić

- Planiranje terapije - Protetski vođena implantologija • Fiksne, mobilne i uslovno mobilne protetske nadoknade • Tehnike otiskivanja • Odabir abatmenta • Šrafljenje ili cementiranje?

10 - 17h Dental Clinic, Sokobanjska 3. Beograd

Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



MIKODENTAL INTERNACIONALNI KURSEVI - PORTO CIRO

26. JUN - 01. JUL

ZA ZNANJE NE POSTOJE GRANICE!

ISKORISTITE BOGATU PONUDU MIKODENTAL INTERNACIONALNIH

KURSEVA I PODJITE SA NAMA U PORTUGAL U CIRO AKADEMIJU!

CIRO Akademija i Dr David Alfaiate VAS OČEKUJU!

Kontakt osoba Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



ZUBOTEHNIČKI KURSEVI

KURS I ZT Tomasz Dabrowski (PL)

14. APRIL 2018

Hands-on 10-18h

"VISOKO ESTETSKI, HI TECH

KOMPOZITNI SISTEM

CERAMAGE I CERAMAGE UP"



KURS II ZT Ivan Petrovic (HR)

16. JUN 2018

Hands-on 10-18h

"JEDNOSTAVAN PRISTUP

VRHUNSKI REZULTAT"

Kontakt Dr Jovana Jelić +381 64 643 8153



NOVO! ORALNI TUŠ



IZBOR BR.1

aquapick®

NOVO! TABLETE ZA ČIŠĆENJE

VELIKI POPUST ZA
STOMATOLOGE! AKCIJA!

AKCIJA!
5+1
ZARADITE DO
200€

aquapick®

NA VAŠ
ZAHTEV
PONAVLJAMO
PONUDU!



**1 MOĆNI PULSIRAJUĆI MLAZ
(1800 PULSA U MINUTU)**

Vodeni mlaz snage 1800 impulsa po minutu omogućava masažu desni, povećava cirkulaciju, tako jačajući alveolarnu koštanu strukturu koja daje potporu zubima.

2 Providni mlazni nastavci u četiri boje
Četiri boje mlaznih nastavaka olakšava njihovu upotrebu za celu porodicu



3 Dodatni držači za mlazne nastavke
Sistem sadrži držače za mlazne nastavke, koji se montiraju na pločice, za idealnu higijenu

4 Dugme za kontrolu vodenog pritiska
Omogućava korisniku da sam sebi odredi odgovarajući pritisak vode i da na taj način dovede do najboljih rezultata masaže desni i čišćenja zuba



KRUNICE/MOSTOVI

IMPLANTI

BRAVICE



ZA STARIJE OSOBE I TRUDNICE



SPREČAVA KARIJES KOD DECE



REŠAVA LOŠ ZADAH

PRVI REGIONALNI ONLINE SHOP ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU

BestDentalShop®

www.bestdentalshop.net

3000 Artikala | Akcije | Popusti |

POSETITE NAŠ
ONLINE SHOP!!

MIKODENTAL
DENTAL DEPOT

www.mikodental.com

Cene su iskazane u EUR.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

MIKODENTAL
Glavno sedište firme:
Stojana Novakovića 19
15000 Sabac/Srbija
Tel./fax.: + 381 15 345 123
Tel.: + 381 15 300 261

MIKODENTAL BG
Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel.: + 381 11 411 89 48
Tel.: + 381 64 6438164

MIKODENTAL BH
Derviša Numića 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel./fax.: + 387 33 712 111
Tel.: + 387 61 244 814

MIKODENTAL HR
CIRKON-DENTAL
Smičklasova 8
47000 Karlovac
Hrvatska
Tel.: +385 91 5464696



mikodental.com
bestdentalshop.net



Follow us on

