

### Nož za vosak DENSTAR 140 - Digitalni

- za zubnu tehniku, plastičnu hirurgiju (dental) modela od voska
- kompaktan i jednostavan za upotrebu
- dug radni vek, ergonomičan dizajn
- emituje tačnu temperaturu
- memorijska funkcija: memoriše zadnju radnu temperaturu, čak i nakon isključenja. Pritiskom na M1 (M2) pet sekundi, nakon zadavanja željene temperature, broj signala svetli uz ton i postavlja željenu temperaturu na M1 (M2).
- Error funkcija: zaštitni senzor koji prekida rad, ukoliko je korisnik napravio grešku.
- Postolje za nož: magnetsko na proizvodu i zasebno.
- Fioka: providno plava fioka za čuvanje nastavaka.
- Digitalni displej – LED lampa

#### Tehnički podaci:

**DENSTAR-140-A :** AC220V-240V 50/60Hz

**DENSTAR-140-B :** AC110V-240V 50/60Hz

**DENSTAR-140-C :** AC100V 50/60Hz

50 °C - 200 °C, AMP:9W, osigurač 1A, 0,56kg.

Br.Art.	Artikal
---------	---------

140A	DENSTAR 140 - A
------	-----------------

140B	DENSTAR 140 - B
------	-----------------

140C	DENSTAR 140 - C
------	-----------------



### Digitalna umakalica DENSTAR 200

Umakalica brzo topi vosak i zadržava ga u tečnom stanju.

- Izvrsno zagrevanje, jednostavna upotreba
- Ugrađen čip za memoriju prethodne temperature, i nakon isključenja.
- Laka izmena stepena u fahrenheit
- Automatski indikator zagrevanja LED. LED lampica se gasi kada je postignuta zadata temperatura.
- Zvučni signal pritiskom na tastere.

#### Tehnički podaci:

**DENSTAR-200-A :** AC220V-240V 50/60Hz

**DENSTAR-200-B :** AC110V-240V 50/60Hz

**DENSTAR-200-C :** AC100V 50/60Hz

50 °C-120 °C, AMP:60W, osigurač 2A, 0,88kg.

Br.Art.	Artikal
---------	---------

200A	DENSTAR 200 - A
------	-----------------

200B	DENSTAR 200 - B
------	-----------------

200C	DENSTAR 200 - C
------	-----------------



### Vibratori DENSTAR 500 i 510

Vibrator DENSTAR 500 i 510

Veliki vibrator i jake vibracije

- sprečava blazne
- ergonomičan dizajn, jednostavna upotreba
- kratki-dugi talasi
- jednostavno održavanje

#### Tehnički podaci:

**DENSTAR-500 :** AC230V  
50/60Hz,  
AMP:300W,  
osigurač 2A,  
6.7kg.  
280x220x110h

**DENSTAR-510:** AC230V  
50/60Hz,  
AMP:140W,  
osigurač 2A,  
2.3kg.  
140x140x76h

Br.Art.	Artikal
---------	---------

500	DENSTAR 500
-----	-------------

510	DENSTAR 510
-----	-------------

