

# BEAUTIFIL Flow *Plus*

**Fluoride Releasing Flowable Restorative Material  
For Anterior And Posterior Use**




# DAS *Plus* FÜR SIE

BEAUTIFIL Flow Plus F00, ein injektionsfähiger, absolut standfester Flow Typ, und Beautiful Flow Plus F03, ein moderat fließender Typ, sind sowohl für den Front- als auch für den Seitenzahnbereich geeignet.




Das Entwicklungskonzept von **BEAUTIFIL Flow Plus F00** und **F03** basiert auf der Erzielung einer möglichst hohen Druckfestigkeit bei gleichzeitig einfacher Handhabung. Das Produkt ist für okklusionstragende Bereiche und daher auch für Klasse I und II Füllungen gut geeignet.

**BEAUTIFIL Flow F02** und **F10** sind mechanisch flexibler eingestellt und absorbieren eher die einwirkenden Kräfte. Sie sind besonders als Base Liner indiziert.



## Sicherheit und Vielfalt

Die hochverstärkte Kunststoffmatrix und der hohe Fülleranteil mit spezieller Partikelstruktur stärken die physikalischen Eigenschaften von BEAUTIFIL Flow Plus. Die konzeptionsbedingten Unterschiede der Flowables sind anhand der technischen Daten klar erkennbar.



## Farbvielfalt

Ein breites Angebot an Farben und unterschiedlichen Opazitätsstufen erlaubt es Ihnen, sowohl in der Ein- als auch in der Mehrfarbtechnik unsichtbare Ergebnisse zu erzielen.

**F00**

A0.5	A1	A2	A3	
A0.50	A10	A20	Inc	BW

**F03**

A0.5	A1	A2	A3	A3.5	A4
A20	A30	Inc	BW	MI	CV

Quelle: SHOFU INC., Japan



## F00

BEAUTIFIL Flow Plus F00 ist ein absolut standfestes Komposit und besonders für den freihändigen Aufbau von Höckern oder Kavitätenwänden geeignet.



Vorher



Reproduktion der okklusalen Konturen mit BEAUTIFIL Flow Plus F00 A2



Vorher



Aufbau der Kavitätenwand mit BEAUTIFIL Flow Plus F00 A2



## F03

BEAUTIFIL Flow Plus F03 zeichnet sich durch ein optimales Anfließverhalten aus und ist für das Füllen von Front- und Seitenzahnkavitäten, die mit minimalinvasiven Konzept präpariert wurden, bzw. das Auffüllen von Vormodellationen mit BEAUTIFIL Flow Plus F00 bestens geeignet.



Vorher



Füllen der Kavität mit BEAUTIFIL Flow Plus F03 A2

# Order Information



## BEAUTIFIL Flow Plus

- For anterior and posterior restorations
- Easy and fast handling
- Fluoride release and recharge
- Natural light diffusion
- Syringes with 2.2 g each



## BEAUTIFIL Flow F02

Fluoride releasing viscous composite, syringes with 2 g each in the shades A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, G (Gum)



## BEAUTIFIL Flow F10

Fluoride releasing easy-flowing composite, syringes with 2 g each in the shades A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T



## BEAUTIFIL II

Fluoride releasing composite, syringes with 4.5 g each and tips with 0.25 g each in the shades A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, Incisal, Bleaching White, A20, A30



## BEAUTIFIL OPAQUER

Fluoride releasing flowable, highly opaque composite, syringes with 2 g each in the shades UO (Universal Opaque) and LO (Light Opaque)



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan ([www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp))  
 SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 ([www.shofu.com.sg](http://www.shofu.com.sg))  
 SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China ([www.shofu.com.cn](http://www.shofu.com.cn))  
 SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA ([www.shofu.com](http://www.shofu.com))  
 SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK ([www.shofu.co.uk](http://www.shofu.co.uk))  
 SHOFU DENTAL GmbH   Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany ([www.shofu.de](http://www.shofu.de))  
 SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.  
 © Copyright 2001 SHOFU INC. All rights reserved.