



easy-graft™

EASY GRAFT- veštačka kost
Univerzitet Ciriha- specijalisti za biomaterijal sa ETH-Ciriha

Direktno iz šprica u defekt

Prvi biomaterijal, koji se direktno iz šprica aplikuje u defekt i u dodiru sa pljuvačkom očvrstne u veoma poroznu ali stabilnu veštačku kost. Poroznost zaustavlja krvanje, pospešuje rast ćelija i stvaranje nove koštane mase. Visoka gustina granulata sprečava razvoj bakterija. 100% sintetički, potpuno se resorbuje (čist β -tricalciumphosfat) i za nekoliko meseci ga zameni autologna kost.



- Jednostavno modelovanje i upotreba
- Za sve indikacije i sve pacijente
- granulata se međusobno povezuje
- nije potrebna membrana
- redukuje dubinu džepa do 2mm

- Čišćenje defekta, po indikaciji
- aplikovanje easy-graft-a direktno iz šprica u defekt
- oblikovanje mase
- otklanjanje viška granulata
- zatvaranje rane, po indikaciji

ART C11-013

easy graft 150

Za manje defekte

Preporučeno za paradontalne defekte

Veličina granulata 500-630 μ m

6 špriceva po 150mg

ART C11-002

easy graft 400

Za srednje i velike defekte

Preporučeno za sve defekte,

oralnu hirurgiju,

implantologiju,

terapiju alveola,

Veličina granulata

500-1000 μ m

3 špriceva po 400mg

Calc-i-oss

Bio-rešenje za novu kost 100% sintetički β -TCP granulata, stabilna opna, porozno jezgro, potpuna resorpcija, interkonektivna poroznost.

Za opšte defekte, oralnu hirurgiju i implantologiju



Veličina granulata:	315-500 μ m	500-1000 μ m	1000-1600 μ m
Pakovanje:	3x0,5 g	3x1,0 g	3x2,0 g
ART.br:	A02 - 103B	A02 - 103C	A02 - 103D