

M - 80 ZUBOTEHNIČKI STO-ordinacijski

63cm x 57cm x 86cm (h), 80kg

- Instalacija za vazduh sa ugrađenim pusterom
- Instalacija za gas
- Elektro instalacija
- Aspirator sa regulatorom - 1250 watt
- Usisno grlo
- Lampa - Mobilni sistem svetla (40 watt)
- 16A osigurač
- 2 plitke fioke, 2 srednje i 1 duboka fioka

Br.Art. Artikal

M80 Zubotehnički sto - ordinacijski M - 80

M - 82 ZUBOTEHNIČKI STO – jedno radno mesto

- Dimenzije: 111.5cm x 60cm x 86cm (h), Težina: 85kg
- Fioke: 2 plitke, 3 srednje, 1 duboka
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom
- Instalacije za gas
- Elektro instalacije
- 2kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Nasloni za ruke - 2kom.
- Lampa: 2x18watt
- Snaga: 1250 watt

Br.Art. Artikal

M82 Zubotehnički sto - ordinacijski M - 82

M - 82 - A ZUBOTEHNIČKI STO – jedno radno mesto

- Dimenzije: 150cmx60cmx86cm(h), Težina: 110kg
- Fioke: 2 plitke, 6 srednje, 2 duboke
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom
- Instalacije za gas
- Elektro instalacije
- 2kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Nasloni za ruke – 2kom.
- Lampa: 2x18watt
- Snaga: 1250 watt

Br.Art. Artikal

M82A Zubotehnički sto - ordinacijski M - 82 - A

M - 82 - C ZUBOTEHNIČKI STO - ugaoni

- jedno radno mesto
- Dimenzije: (173cmx173cm) x 60cm x 86cm (h)
- Težina: 160kg
- Fioke: 4 plitke, 6 srednje, 2 duboke
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom-2kom.
- Instalacije za gas
- Elektro instalacije
- 3kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Nasloni za ruke – 2kom.
- Lampa:2 lampe od 2x18watt
- Snaga: 1300 watt

Br.Art. Artikal

M82C Zubotehnički sto - ugaoni M - 80 - C





M - 82 - L ZUBOTEHNIČKI STO - ugaoni

- Dva radna mesta (178cmx178cm) x60cmx86cm(h), 195 kg
- Fioke: 4 plitke, 6 srednje, 2 duboke
- E-49 ugaoni element (2 vrata, 1 fioka)
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom - 2kom.
- Instalacije za gas. Elektro instalacije
- 3kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Nasloni za ruke - 2kom.
- Lampa: 2 lampe od 2x18watt
- Snaga: 1300 watt

Br.Art. Artikal

M82L Zubotehnički sto - ugaoni M - 80 - L



Br.Art. Artikal

M91 Zubotehnički sto M - 91
M92 Zubotehnički sto M - 92
M93 Zubotehnički sto M - 93

M - 91

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - bez aspiratora

- Dimenzije: 175cmx60cmx86cm(h), Težina: 100kg
- Fioke: 4 plitke, 3 srednje, 1 duboka
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom- 2 kom.
- Instalacije za gas. Elektro instalacije
- Utičnica 16A, 16 A osigurač
- Usisno grlo. Nasloni za ruke. Lampa: 2x36watt
- 1250 W

Opcije:

M - 92

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - jedan aspirator

- Težina: 115kg
- 2 x utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom

M - 93

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - dva aspiratora

- Težina: 130kg
- 3 x utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspiratori 1200w sa regulatorom x 2
- Usisno grlo x 2

M - 94

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - bez aspiratora

- Dimenzije: 215cmx60cmx86cm(h), Težina: 125kg
- Fioke: 4 plitke, 6 srednje, 2 duboke
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom- 2 kom.
- Instalacije za gas. Elektro instalacije
- 2 kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Nasloni za ruke - 4kom.
- 2 lampe: 2x18watt

Opcije:

M - 95

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - sa aspiratorom

- Težina: 140kg
- 3 kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom
- Usisno grlo
- Snaga: 1250 watt

M - 96

ZUBOTEHNIČKI STO - dva radna mesta - dva aspiratora

- Težina: 155kg
- 4 kom. utičnica 16A, 16 A osigurač
- Aspirator sa regulatorom 2kom.
- Usisno grlo x 2
- Snaga: 2500 watt



Br.Art. Artikal

M94 Zubotehnički sto M - 94
M95 Zubotehnički sto M - 95
M96 Zubotehnički sto M - 96

M - W1 CENTRALNI RADNI STO

- 120cmx240x86cm (h)
- Police: 2kom 40cm x 200cm x 2,2cm
- Visina između polica: 28cm
- Radni prostor za 6 tehničara
- Opcija: moguća izrada stola po meri

Br.Art. Artikal

MW1 Centralni radni sto M - W1



M - 105 KABINET SISTEM ZA PEĆ

- M-105-A: 60cmx80cmx210cm (h) – za jednu peć
- M-105-B: 60cmx120cmx210cm (h) – za dve peći
- M-105-C: 60cmx160cmx210cm (h) – za tri peći
- 760m3/h protok
- 12cm ispusna cev/otvor
- 2-4kom 16Autičnica unutar kabine
- Rasveta (20W) unutar kabine
- Otvaranje gornjih vrata specijalnim sistemom na gore
- Specijalno dizajniran prostor za peć, radna površina od inoksa
- 4 fioke, dvoje vrata sa policama unutar
- 12cm podesive nogare
- Elektro instalacije, 24A otomatik osigurač, 300watt

Br.Art. Artikal

M105A Kabinet sistem za jednu peć M - 105 - A
M105B Kabinet sistem za dve peći M - 105 - B
M105C Kabinet sistem za tri peći M - 105 - C



M - BOX – zaštitna radna stanica

- 81cmx60cmx115cm, 85kg, 2 vrata, 1 polica, 2 fioke.
- aspirator i usisno grlo
- mehaničke instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom
- rasveta od 20w
- specijalno dizajnirana zaštita od pleksiglasa
- postolje za noge u sedećem položaju
- 1250 watt

Br.Art. Artikal

MBOX Zaštitna radna stanica M - BOX



E - 44 - vakum jedinica sa polir motorom

- napravljen od 1,20 mm DKP čelika
- sve metalne površine suobložene ferrum-fosfatom
- ofarban electro-static powder metodom
- ergonomski dizajn omogućava komforan radni prostor za tehničara
- specijalne gumene kutije
- fioke za četkice i opremu
- vreća za prašinu
- zaštita od pleksiglasa, za oči
- 1280m3/h protok
- motor sa dve brzine 1400/2800 O/min
- fluorescentno svetlo (20watt)
- 230V, 50-60Hz, AC mreža
- 800watt motor
- dimenzije: 55cmx79cmx55cm(h), 45kg
- DIN EN ISO 9001:2000, TUV


Orman:

- 81x57x76cm(h), 35kg
- 2 vrata, 1 polica
- postolje za noge

Br.Art. Artikal

E44 Vakuum jedinica sa polir motorom E-44




M - 100 ASTERIKS sto – 3 radna mesta

- Dimenzije (240cm x 280cm) x 86cm (h), Težina 430kg
- Fioke: 12kom plitke, 15kom srednje, 6kom. duboke
- Polica/bord 46cm x 49cm, 10cm (h)
- Specijalno dizajniran prostor za vakuum motor peći za keramiku
- Instalacije za vazduh sa ugrađenim pusterom- 6 kom.
- Instalacije za gas. Elektro instalacije
- 9 kom. utičnica 16A, 16 A osigurač. Aspirator sa regulatorom 3kom.
- Usisno grlo x 3. 3 lampe 2x 18watt
- 3700 watt snaga

Br.Art. Ime

M100 Asteriks sto, tri radna mesta M - 100


M - 100 - XL ASTERIKS sto - 9 radnih mesta

- Dimenzije (680cm x 660cm) x 86cm (h), Težina 1300kg

Br.Art. Ime

M100XL Asteriks sto, devet radnih mesta M - 100 - XL


E.49

75x75x86(h), 45kg
2vrata, 1 polica
Specijalno konstruisan za
ugao


E.50

75x75x86(h), 42kg,
1vrata, 1 polica
Specijalno konstruisan za
ugao


E.35

60x60x86(h), 40kg
2 vrata, 2police


E.36

50x60x86(h), 32kg
1 vrata, 2 police


E.37

50x60x86(h), 34kg
1 vrata, 1 polica,
1 fioka


E.38

50x60x86(h), 36kg
1 vrata, 2 fioke


E.39

50x60x86(h), 37kg
4 fioke


E.40

50x60x86(h), 37kg
5 fioka


E.41

50x60x76(h), 30kg
1vrata, 1 polica


E.42

50x60x76(h), 34kg
1vrata, 2 fioke


E.43

50x60x76(h), 35kg
4 fioke

Br.Art. Ime

E35	Service unit E - 35
E36	Service unit E - 36
E37	Service unit E - 37
E38	Service unit E - 38
E39	Service unit E - 39
E40	Service unit E - 40
E41	Service unit E - 41
E42	Service unit E - 42
E43	Service unit E - 43
E49	Service unit E - 49
E50	Service unit E - 50


LAB 21 - A

- 60<50>40x55x95cm
- 1 vrata, 2 police
- složiva inox radna površina


LAB 21 - AA

- 100<90>80x55x95cm
- 2 vrata, 2 police
- složiva inox radna površina



LAB 21 - AC

- 100<90>80x55x95cm
- 55cm fiksni deo za spajanje sa ugaonim delom (desnim)
- 1 vrata, 2 police
- složiva inox radna površina



LAB 21 - AD

- 100<90>80x55x95cm
- 1 vrata (desna), 5 fioka, 2 police
- složiva inox radna površina



LAB 21 - B

- 60<50>40x55x95cm
- 1 vrata, 1 polica, 1 fioka
- složiva inox radna površina



LAB 21 - C

- 60<50>40x55x95cm
- 3 fioke sa plastičnim uloškom za gips
- složiva inox radna površina



LAB 21 - CA

- 100<90>80x55x95cm
- 55cm fiksni deo za spajanje sa ugaonim delom (levim)
- 1 vrata, 2 police
- složiva inox radna površina



LAB 21 - D

- 60<50>40x55x95cm
- 5 fioka
- složiva inox radna površina



LAB 21 - DA

- 100<90>80x55x95cm
- 1 vrata (leva), 5 fioka, 2 police
- složiva inox radna površina



LAB 21 - DD

- 100<90>80x55x95cm
- 10 fioka
- složiva inox radna površina



LAB 21 - E1

- 100<90>80x55x95cm
- specijalno dizajniran lavabo od inoksa 40cmx40cmx16cm(h)
- otvor za slavinu 35mm
- instalacije za vazduh i 1 puster
- boks za gips-ostatke unutar ormara
- složiva inox radna površina



LAB 21 - E2

- 100<90>80x55x95cm
- specijalno dizajniran lavabo od inoksa 35cmx70cmx16cm(h)
- otvor za slavinu 35mm
- instalacije za vazduh i 1 puster
- boks za gips-ostatke unutar ormara
- složiva inox radna površina



LAB 21 - AS1

30cmx50cmx60cm,
15kg 1 vrata, 1 polica



LAB 21 - AS2

20cmx100cmx60cm,
25kg 2 vrata, 1 polica,

Br.Art. Artikl

LAB21A	Laboratory sistem LAB 21 - A
LAB21AA	Laboratory sistem LAB 21 - AA
LAB21AC	Laboratory sistem LAB 21 - AC
LAB21AD	Laboratory sistem LAB 21 - AD
LAB21B	Laboratory sistem LAB 21 - B
LAB21C	Laboratory sistem LAB 21 - C
LAB21CA	Laboratory sistem LAB 21 - CA
LAB21D	Laboratory sistem LAB 21 - D
LAB21DA	Laboratory sistem LAB 21 - DA
LAB21DD	Laboratory sistem LAB 21 - DD
LAB21E1	Laboratory sistem LAB 21 - E1
LAB21E2	Laboratory sistem LAB 21 - E1



LAB 21 - AS3

25cmx80cmx60cm, 10kg
u boji po izboru ili
metal



ASPIRATOR

- opcija sa i bez motora
- sistem sa rešetkom i filter-sistem
- 12cm ispusna cev/otvor
- svetlo unutar aspiratora
- opcija u boji ili metalni
- 24cmx120cmx60cm(h)
- opcija: izbor dimenzija

Br.Art. Artikl

ASPIRATOR	Laboratory sistem Aspirator
LAB21AS1	Laboratoru sistem LAB 21 - AS1
LAB21AS2	Laboratoru sistem LAB 21 - AS2
LAB21AS3	Laboratoru sistem LAB 21 - AS3



Tehničke karakteristike laboratorijskih radnih stolova (generalne)

Materijal: 1,20mm DKP metalne ploče, obložene ferum-fosfatom (otporne na koroziju), ofarbane elektro-statičkom powder paint metodom. Radna ploča od 30mm iverice, obložene laminatom
 Opcija: Radna ploča od 22mm Compact (kraft) laminata ili saten ispolirana radna ploča od 25mm bukve. Dekorativne svetlosne armature. Opcija: Specijalno dizajniran podesiv svetlosni sistem (40watt, 3000Impower). Instalacije za vazduh, gas (bakarne cevi), elektroinstalacije. Kontrola brzine u 10stupnjeva, elektronski prekidač za vakuum motor (1200 vati, 17000rpm). Kесе za prašinu. Nasloni za ruke i zaštitna ploča od hroma-nikla (inoks) na radnoj površini. Automatski indikator

TUV certifikat ISO 9001:2000. Norma CE 73/23/AT. Boja po izboru iz RAL serije.



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3002



RAL 5002



RAL 5018



RAL 6019



RAL 5010



RAL 5014



RAL 6034



RAL 7047

BOJE

SISTEMI KLINIČKIH KABINETA SA STAKLENOM RADNOM PLOČOM



19 mm debela staklena radna ploča
Stakleni lavabo ugrađen u staklenu radnu ploču
Pprednji frontovi kabineta su dostupni u 15 boja po izboru RAL serije, uključujući 8mm staklo
Ručke i nogare su od inoxa (hromiran niki)
Samopovratne fioke
-Ulošci unutar fioke
Ergonomičan dizajn,
Tri varijante
- 215cm x 60 cm x 86 cm (h) sa lavaboom
- 165cm x 60cm x 86 cm (h) sa lavaboom
- 115cm x 60cm x 86cm (h) sa lavaboom
Sistemi bez lavaboa (opcionalno)

Br.art. Artikal

GL4L	Četvorodelni stakleni kabinet sa lavaboom 215x60x86cm
GL3L	Trodelni stakleni kabinet sa lavaboom 165x60x86cm
GL2L	Dvodelni stakleni kabinet sa lavaboom 115x60x86cm
GL4	Četvorodelni stakleni kabinet 215x60x86cm
GL3	Trodelni stakleni kabinet 165x60x86cm
GL2	Dvodelni stakleni kabinet 115x60x86cm


ANGORA - KLINIČKI KABINET SA CORIAN RADNOM PLOČOM




Dimenzije 250cm x 55cm x 90cm (h)
Specijalan dizajn
40mm CORIAN radna ploča
Dva staklena lavaboa 16mm i 42cm
Dve slavine
Mogućnost izbora boja RAL serije
Kanta za otpatke
Mogućnost kombinovanja fioke D serije
Specijalne nogare 14cm visoke
Ručke od inoxa (hrom-niki)
Više raznih uložaka za fioke

Br.art. Artikal


GL5L2	Petodelni stakleni kabinet sa 2 lavaboa
-------	---




T - T




T - 4



T - 6



T - 16



T - 8

Br.art. Artikal

TT	Uložak za fioku T - T
T4	Uložak za fioku T - 4
T6	Uložak za fioku T - 6
T8	Uložak za fioku T - 8
T16	Uložak za fioku T - 16

PLASTIČNI ULOŠCI ZA FIOKE
- 41cm x 31.5cm x 3cm (h)
- Sadrže 4-8-16 pregrada
- Uložak sa 6 pregrada ima dimenzije 41cm x 31.5cm x 8cm (h)
- Veoma laki za održavanje i čišćenje

D SERIJA KLINIČKIH KABINETA

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

- napravljen od 0,90mm DKP čelika
- metalne površine su presvučene sa Ferrum-Phosphate, stoga otporne na koroziju
- Ofarbane metodom elektro-statičkog nanošenja boje u prahu
- Mogućnost izbora boja iz RAL serije
- radna ploča je od 30mm iverice, obloženo laminatom
- podesive plastične nogare
- fioke sa roller sistemom
- ručke u svim RAL bojama
- kabineti sa lavaboom od akrila i kanta za otpatke
- modularni sistemi, više opcija
- Sistemi fioka i polica
- EN ISO 9001:2000, certifikat TUV

OPCIJE:

LAVABO: keramika, staklo, Corian

RADNA PLOČA: 19mm staklo, 40mm Corian, 22mm kompakti laminat

SLAVINE: Standart, Photocell

RUČKE: Inoks, Satin



D 50

- 75cm x 75cm x 86cm (h)
- Lavabo od akrila
- 47cm x 37cm x 13cm (h)
- 1 front-vrata i 1 police
- Slavina (opcija)



D 51

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- Lavabo od akrila
- 47cm x 37cm x 13cm (h)
- 1 front-vrata i 1kanta za otpatke
- Slavina (opcija)



D 51 - C

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- Lavabo od akrila
- 47cm x 37cm x 13cm (h)
- 1 front-vrata i 1 kanta za otpatke
- Specijalni otvor za kantu
- Slavina (opcija)



D 62

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- 1 vrata
- 2 police



D 63

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- 2 fioke 8cm
- 4 fioke 13cm



D 64

- 50cm x 55cm x 86cm(h)
- 3 fioke 14cm
- 1 fioka 26cm



D 65

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- 2 fioke 8cm
- 2 fioke 13cm
- 1 fioka 26cm



D 66

- 60cm x 55cm x 86cm (h)
- 1 fioka 22cm
- 55cm x 42cm x 45cm prostor za dentalne potrebe



D 67

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- 4 fioke 8cm
- 3 fioke 12cm



D 71

- 50,5cm x 50,5cm x 86cm (h)
- 4 fioke 11cm
- ergonomične nogare
- 360°C okretni točkovi
- ručke i sa strane
- Radna ploča 22mm MDF i presvučena sa PVC.



D 72

- 50cm x 55cm x 86cm (h)
- 1 fioka 8cm
- 1 fioka 26cm
- 1 skrivena vrata od 34cm
- 1 polica na izvlačenje sa dve ugrađene utičnice



D 73

- 55cm x 55cm x 86cm (h)
- 1 fioka 8cm
- 1 vrata
- polica na izvlačenje za tastaturu
- specijalno dizajniran prostor za kućište od kompjutera



D 75

- 44cm x 42cm x 85cm (h)
- 3 police 40cm x 30cm
- Ergonomske nogare
- 360°C okretljivo
- Ručka
- Opcija: 3 utičnice za struju



D 80

- 80cm x 25cm x 50cm (h)
- Držač za ubrus, čašu, peškir i sisaljku
- Mehaničko otvaranje i zatvaranje vrata, bluer flex staklo

Br.art. Artikal

D50	Klinički kabinet D - 50
D51	Klinički kabinet D - 51
D51C	Klinički kabinet D - 51 - C
D62	Klinički kabinet D - 62
D63	Klinički kabinet D - 63
D64	Klinički kabinet D - 64
D65	Klinički kabinet D - 65
D66	Klinički kabinet D - 66
D67	Klinički kabinet D - 67
D71	Klinički kabinet D - 71
D72	Klinički kabinet D - 72
D73	Klinički kabinet D - 73
D75	Klinički kabinet D - 75
D80	Klinički kabinet D - 80

Kompozicije



BOJE



RAL 1018



RAL 2012



RAL 5002



RAL 3002



RAL 5010



RAL 7040



RAL 3014



RAL 5014



RAL 7047



RAL 4005



RAL 5018



RAL 9005



RAL 4010



RAL 6019



RAL 6034