


SHOFU KAMENJE

SHOFU DURA-GREEN kamenje

Karborundum-kamenje, zeleno. Proizveden od najkvalitetnijeg silicium karbida, neobicaeno dobro se pokazao kod obrade KERAMIKE.


Stomatologija: obrada kompozitnih i amalgamskih punjenja, keramike i zubne gledji.

Zubna tehnika: obrada keramike (kompletna tehnika i tehnika zlata).



SHOFU DURA-WHITE kamenje

Koristi se za finiranje zubne gledji, kompozita i keramike. Veoma fina zrna od aluminium-oksida centrirana do perfekcije garantuju rad bez vibracija i cine SHOFU kamenje neprevazidjenim.




SHOFU LABO kamenje

LABO-WHITE (obrada neplemenitih legura)

LABO-PINK (roze kamenje za obradu plemenitih legura)

LABO-CORAL (braon kamenje za obradu hrom-kobalta)



POLIRERI

POLIRERI ZA PROTEZE

ACRY POINT, oblik PC2, tamno sivi, srednji i svetlo sivi

ACRY POINT, oblik BP1, tamno sivi, srednji i svetlo sivi




POLIRERI ZA AMALGAM I PLEMNITE LEGURE

BROWNIE-predpoliranje

GREENIE-poliranje


SUPERGREENIE-visoki sjaj



POLIRERI ZA NEPLEMNITE METALE

HARDIE-BLACK-predpoliranje

HARDIE-BROWN-poliranje



CERAMISTE-polireri za keramiku i zubnu gledj

CERAMISTE-STANDARD (predpoliranje)

CERAMISTE-ULTRA (poliranje)

CERAMISTE-ULTRA (visoki sjaj)



SOFT-CUT PA+PB

Nemontirani točkasti polireri za keramiku



PC2 WH6 unmontiertes Rad

POLIRERI ZA KOMPOSITE

COMPOSITE (finiranje-predpoliranje)

COMPOSITE FINE (poliranje)



Walze Linse Rad Scheibe Kelch Birne IC Midispitze

SUPER-SNAP POLIR SISTEM

za jednostavnu, brzu i sigurnu obradu i poliranje komposita.

SUPER-SNAP polirke su ekstremno tanke i veoma fleksibilne, savitljive pod pritiskom bez rizika pucanja što omogućava brz i jednostavan rad



SUPER-SNAP kit

Br.Artikla 0.500

Veliki sortiment sa 180 instrumenata, 40 polir traka, 2 mandrele

SUPER-SNAP MINI kit

Br.Artikla 0.505

Sortiment sadrži 48 instrumenata i 1 mandrelu



PASTE ZA POLIRANJE

ULTRA// KERAMIK POLIR PASTA

Br.Artikla 0.550

COMPOSITE POLIRPASTA

Br.Artikla 0.551

DIJAMANTI

ROBOT-POINTS (dijamanti)

kompjuterom upravljanje nanosenja dijamantskih cestica garantuje ravnomernu raspodelu i tacno doziranu kolicinu istih, što pruza duzu trajnost i rad bez vibracija.



HYBRID POINTS SET

Br.Artikla 0900

Sadrži 12 standardnih HYBRID POINTS dijamanta i 10 raznih T&F dijamanta u prakticnom drzacu.




GINGI CURETTAGE dijamanti

Specijalni dijamanti za preparaciju sa konusom od 3 i vrhom pod uglom od 45 stepeni.



SUMMA DISK dijamant sajbe

NORMAL 0.25mm jednostrana ili obostrana O22mm i 19mm
SREDNJA 0.20mm jednostrana ili obostrana O22mm i 19mm
ULTRA-TANKA 0.15mm jednostrana ili obostrana O22mm i 19mm



SINTA DISK
Sinter sajba
za
separiranje
gipsanih
modela
Br.Artikla 6981



FL-BOND - SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI BOND SISTEM **Br.Artikla 1300**

FL-BOND predstavlja novu generaciju svetlosno vezivnih adezivnih sistema, koji fluorid primaju i otpuštaju. Ovaj sistem je razvijen kombinacijom izuzetnih osobina glasionomera i kompozita. FL-Bond pripada novoj grupi "GIOMER" proizvoda. FL-Bond sadrži inovativni PRG sistem (Pre-Reacted Glasionomer-potpuno reaktivni glasionomer)- sredstvo za ispune. Novo sredstvo za ispune oslobađa fluoride, sadrži carboxylat-prijanjajući-monomer (4-AET), 2-HEMA., UDMA nove katalizatore sa izvrsnom snagom prijanjanja. Gleđ i dentin se istovremeno, brzo i jednostavno pripreme (samo 45 sec.) uz izuzetno čvrstu vezu i dobro orijanje uz ivice preparacije. Veliki izbor SHOFU polirera, dijamanta, karbid freza i borera.



GLASIONOMER CEMENTI
Br.Artikla 1130



BEAUTIFIL - SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI GIOMER ZA ISPUNE **Br.Artikla 1329**

BEAUTIFIL je svetlosno polimerizujući materijal za estetske restauracije. Fluoride oslobađa PRG tehnologijom (Pre - Reacted Glasionomer). BEAUTIFIL pripada novoj klasi "GIOMER" proizvoda, koja u sebi objedinjuje osobine GLASIONOMER cementa i kompozita. Posедуje izvanredne karakteristike: oslobađa fluoride, deluje remineralizujuće, abrazivno je rezistentan, rendgen kontrastan i nadasve estetski, zahvaljujući harmonizaciji senke i svetlosne difuzije.

Shade-boje: A1, A2, A3, 5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, Inz (Inzisal), BW (Bleaching White), A30.



DENTAL KERAMIKA

VINTAGE HALO SHOFU

Vintage halo je rezultat visegodisnjeg istraživanja uključivanjem kompjuterski upravljane analize zuba i nove proizvodne tehnologije u saradnji sa MAKOTO YAMAMOTO, a oslanjajući se na pozitivna iskustva dosadašnjeg VINTAGE KERAMIK SISTEM.

VINTAGE HALO je razvijen sa idejom da se prirodan izgled zuba rekonstruiše identično u tri dimenzije. VINTAGE HALO se odlikuje neobično lakim modelovanjem i bez primene specijalnih modelir tehnosti. VINTAGE HALO prah je osam puta finij i (sitnije zрно) VINTAGE HALO je nedostizan, a to se vidi kod OPAL-INCIZALNIH i EFEKT MASA koje su po strukturi i raspodeli čestica veoma slične prirodnoj gledi zuba. Ova osobina omogućuje igru svetlosti od intenzivno plavkasto tranlucetne do difuzno oranz boje, bas kao sto se primecuje kod prirodnih zuba. Ovaj efekat ostaje jasno vidljiv cak i posle vise pecenja. **Za VINTAGE HALO NEMA GRANICE U POSTIZANJU INDIVIDUALNIH EFEKATA!**

VINTAGE HALO BASE SET 15gr. **Br.Artikla 7000**

Sadržaj: 19 x opak dentin 15 gr, 19 x opak opal incisal 15 gr, 6 x opal incisal 15 gr, 1 x korektur masa T+B 15gr, indikatori boja br.1, br.2, br.3, 3 x gummy(svetao,srednji i tamna) i uputstvo za upotrebu.

VINTAGE HALO BASE SET 50gr. **Br.Artikla 7001**

Sadržaj isti kao ART.Br.7000 samo su pakovanja po 50 gr.

VINTAGE HALO INTRO SET **Br.Artikla 7002**

Sadržaj:Opaker pasta 3gr, po 15gr.OPAK DENTIN,DENTIN,OPAL INCISAL OPAL TRANSLUCENZ, 1cetkica br.5,i uputstvo za rad.
BOJE: A2,A3,A3,5,B2,B3.





VINTAGE HALO OPAKER PRAH SET

Br.Artikla 7100

Sadržaj: 19 boja OPAKER PRAHA po 15gr. OPAKER TECNOST 50ml. uputstvo za upotrebu.

VINTAGE HALO OPAKER

BOJE: A10, A20, A30, A3.50, A40, Root AO, B10, B20, B30, B40, Root BO, C10, C20, C30, C40, RootCO, D20, D30, D40

OPAKER PRAH 15gr

Br.Artikla 7101-7119

OPAKER PRAH 50gr

Br.Artikla 7101-7139

OPAKER TECNOST 50ml/500ml

Br.Artikla 7010/7011



VINTAGE HALO OPAKER PASTE SET

Br.Artikla 7160

Sadržaj: 22 Boje OPAKER PASTE po 3gr. MODELIR TECNOST 3ml. CETKICA Br.5 i uputstvo za upotrebu.

VINTAGE HALO OPAKER PASTE

BOJE: A10, A20, A30, A3.50, A40, RootAO, B10, B20, B30, B40, RootBO, C10, C20, C30, C40, RootCO, D20, D30, D40, OM-W, OM-O, OM-Br.

OPAKER PASTA 3gr

Br.Artikla 7161-7179

MODELIR TECNOST ZA OPAKER PASTU 3ml

Br.Artikla 7190

CETKICA Br.5(najlon)

Br.Artikla 7191



VINTAGE HALO OPAL PORCELAIN SET 15g

Br.Artikla 7500

Sadržaj: 10 BOJA po 15gr. INDIKATOR BOJA Br.2 i uputstvo za rad

Boje: Halo opal 57, 58, 59, 60, T, SUPERLUCENT, AMBER, OKLUSAL, WHITE-E, MILKY

VINTAGE HALO OPAL 57, 58, 59, 60 15gr

Br.Artikla 7511-7514

VINTAGE HALO OPAL 57, 58, 59, 60 50gr

Br.Artikla 7521-7524

VINTAGE HALO OPAL 57, 58, 59, 60 200gr

Br.Artikla 7531-7534

VINTAGE HALO OPAL T, SL, Amber, Occlusal, White-E, Milky 15gr

Br.Artikla 7515-7520

VINTAGE HALO OPAL T, SL, Amber, Occlusal, White-E, Milky 50gr

Br.Artikla 7525-7530



VINTAGE HALO EFEKT KOLOR SET 15gr

Br.Artikla 7360

Sadržaj: 10 EFEKT BOJA po 15gr, INDIKATOR BOJA Br.6 i uputstvo za rad

BOJE: White, Orange, Brown, Red-Dark, Red-Light, MP (Mamelon Pink), MY (Mamelon Yellow), BG (Blue Glass), BT (Blue Translucent), YT (Yellow Translucent)

VINTAGE HALO EFEKT 15gr

Br.Artikla 7361-7370

VINTAGE HALO EFEKT 50gr

Br.Artikla 7381-7390



VINTAGE HALO RED SHIFT SET

Br.Artikla 7360

Sadržaj: 5 BOJA OPAKERA po 15gr, 5 BOJA DENTINA po 15gr, 5 BOJA VALUE PLUS DENTINA po 15gr, INDIKATOR BOJA Br.5, 3X GUMY (svetlo, srednji, tamno) OPAKER TECNOST 50ml. i uputstvo

VINTAGE HALO RED SHIFT R10, R20, R30, R3.50, R40 15gr

Br.Artikla 7411-7415

VINTAGE HALO RED SHIFT R10, R20, R30, R3.50, R40 50gr

Br.Artikla 7431-7435

Boje: R1B, R2B, R3B, R3.5B, R4B, VR1B, VR2B, VR3B, VR3.5B, VR4B.

VINTAGE HALO RED SHIFT 15gr

Br.Artikla 7417-7427

VINTAGE HALO RED SHIFT 50gr

Br.Artikla 7437-7447

Boje: R10, R20, R30, R3.50, R40.

VINTAGE HALO RED SHIFT OPAKER PASTA 3gr

Br.Artikla 7451-7455



VINTAGE HALO RED SHIFT OPAKER SET

Br.Artikla 7403

Sadržaj: 5 BOJA OPAKER PASTE PO 3gr. 1 CETKICA Br.5 (Najlon), uputstvo za upotrebu

Boje: R10, R20, R30, R3.50, R40.

VINTAGE HALO RED SHIFT OPAKER PASTA 3gr

Br.Artikla 7451-7455



VINTAGE HALO VALUE PLUS SET

Br.Artikla 7800

Sadržaj: 11 BOJA po 15gr, INDIKATOR BOJA br.4 i uputstvo za rad.

Boje: VA1B, VA2B, VA3B, VA3.5B, VA4B, VB1B, VB2B, VB3B, VB4B

VINTAGE HALO VALUE PLUS BOJE 15gr

Br.Artikla 7811-7819

VINTAGE HALO VALUE PLUS BOJE 50gr

Br.Artikla 7831-7839

VINTAGE HALO VALUE PLUS VOP BOJA 15gr

Br.Artikla 7820

VINTAGE HALO VALUE PLUS VOP BOJA 50gr

Br.Artikla 7840

VINTAGE HALO VALUE PLUS VDL BOJA 15gr

Br.Artikla 7821

VINTAGE HALO VALUE PLUS VOP BOJA 50gr

Br.Artikla 7841



VINTAGE LF PORCELAN SISTEM

Nova bezmetalna keramika nisko topljiva, visoko estetska VINTAGE LF keramika za fasetiranje je nisko-topljivi sistem keramike, koji pruža neograničene mogućnosti. Rezultat: restauracija potpuno prirodnog izgleda zuba. Usled temperature pečenja od 750°-800° C ova keramika je idealna za fasetiranje žutog zlata, bio i ostalih zlatnih legura. Sa VINTAGE LF-incizalom i širokom ponudom translucenat - prozračnih efekt-masa postiže se kako kod metalnih tako i bezmetalnih konstrukcija, potpuno prirodno prelamanje svetlosti.

U kombinaciji sa VINTAGE PRESS keramičkim skeletom se kod inleja, onleja, viners (laminat-keramička faseta) i kruna brzo i jednostavno dobija prirodna estetika po najvišim zahtevima

PREDNOSTI:

- Brzo i uspešno savladavanje VINTAGE LF tehnike sa VINTAGE LG početnim setom
- Izvanredno slaganje boje sa prirodnim zubima i metal - keramičkim/potpuno keramičkim restauracijama.
- Slaganje sa VITA klasičnim sistemom boja
- Visoko precizna reprodukcija boja
- Jednostavna upotreba
- Već pripremljen opaker u pasti
- Fluorescentne malfarbe
- Jednostavno kombinovanje sa VINTAGE PRESS sistemom keramike



VINTAGE ZR AB set

Sistem keramike za sve postojeće cirkonoksid sisteme.


Sortiment sadrži sve neophodne komponente za reprodukciju estetski vidokokvalitetnih bezmetalnih restauracija, boje A i B

ZR AB set sadrži:

- 10 boja Opaque Liner, 5g
- 10 boja Dentin, 15g
- 2 boje za vratni deo, 15g
- 5 boja Opaque Dentin, 15g
- 4 boje za sečenu ivicu, 15g
- 1 boja Opal Efekt, 15g
- 2 Korektur mase (ADD-ON / ADD-ON T), 15g
- Vintage AL / ZR Opaque Liner tečnost, 3ml
- Tečnost za modelovanje, 50 ml
- Uputstvo za upotrebu.

U ponudi još imamo:

- ZR CD set
- ZR ENAMEL set
- ZR EFEKT set
- ZR MARGIN set



VINTAGE AL

SA BEZMETALNIM I BIOKOMPATIBILNIM RESTAURACIJAMA
estetika na najvišem nivou


Sve veći zahtevi mnogih pacijenata za postojanom i estetskom bezmetalnom nadoknadom doveli su do razvoja VINTAGE AL sistema za fasetiranje. U poređenju sa konvencionalnim sistemom materijala za press-keramiku, nosač od ALUMINIUM-OKSIDA nudi znatno veću čvrstinu i dovoljno sigurnosti za postojanu estetsku nadoknadu.

VINTAGE AL nudi mnoge prednosti:

- Izvanredno usklađene boje sa prirodnim zubima
- Širok izbor translucenatno-prozračnih, opalizirajućih incisala i efekt boja (moguće je reprodukovati sve karakteristične nijanse gleđi)
- Usklađen sa VITA klasičnim ključem boja
- Opaque Liner za neutralisanje devitalizovanih zuba i metalnih nadogradnji
- Preporučan sa Procera AllCeram i VITA in-Ceram ALUMINA
- Uz veliki izbor prozračnih incizal i efekt masa

U ponudi imamo:

- AL AB set
- AL CD set



LAMINA PORCELAN

bezmetalna estetika bez kompromisa

Učinite sebi zadovoljstvo i ponudite svojim pacijentima nešto izuzetno u svakom pogledu - SHOFU LAMINA PORCELAN - sistem bezmetalne keramike za izradu: LAMINATA, INLEJ/ONLEJ i SOLO KRUNA. Sistem sadrži 6 osnovnih boja i omogućava ekstremno tanko slaganje boje. Dalje slaganje sledi sa Vintage Body i opalizirajućim efekt masama i masama za gleđ. LAMINA SISTEM zamenjuje metalnu kapicu, rezultat toga je vrhunski zadovoljen estetski momenat. Sistem je jednostavan za rad i ne zahteva nova ulaganja.



Sve VINTAGE komponente dostupne zasebno:
za više informacija – MIKODENTAL

SVETLOSNO POLIMERIZUJUCI KOMPOZIT

SOLIDEX SHOFU

Svetlosno polimerizujući komposit sistem identičan keramici.

Material sadrži u sebi određeni postotak keramičkog praha tako da je abrazija uskladjena prirodnoj, a boja i forma pokazuju izuzetnu postojanost.

SOLIDEX FULL SET

Br.Artikla 1601

Sadrži:15Boja OPAKERA 2ml, 12 Boja DENTINA 4gr. BAZIS MASU 4gr,4 Boje INCISAL MASE 4gr. 6 Boja CERVICALNE MASE 4gr. 3 EFEKT MASE 4gr. 3TRANSLUCENT MASE 15gr. 1 METAL PHOTO PRIMER, 1 SOLIBOND 5 ml. 1 ČETKICA#2, 1 DRŽAČ ČETKICE SA 10 ČETKICA, 10 POSUDA ZA MEŠANJE,1 BLOK ZA MEŠANJE, 1 POKLOPAC, SPATULA ZA MEŠANJE I UPUTSTVO ZA RAD.



SOLIDEX INTRO SET

Sadrži:2ml OPAKERA i OPAKER INCISALA,4gr.DENTINA, CERVICALNU MASU,INCISAL I TRANSLUCENZ,METAL PHOTO PRIMER,1 DRŽAČ ČETKICE,10 ČETKICA #4, 1 BLOK ZA MEŠANJE, 1 POKLOPAC, 10 POSUDA ZA MEŠANJE I UPUTSTVO ZA RAD.

SOLIDEX INTRO SET A2

SOLIDEX INTRO SET A3

Br.Artikla 1604

Br.Artikla 1605



SOLIDEX STAIN KIT(malfarbe set)

Sadržaj: 12 malfarbi po 1ml, tečnost 6ml, i uputstvo za rad

Br.Artikla 1560

METAL PHOTO PRIMER,7m

PRIMER PASTA,2ml

SOLIBOND,5ml

ČETKICA Br.2

DRŽAČ SA 10 ČETKICA #4

RETENCIONI SET

MIKRO RETENCIONE PERLE 0,15mm 15gr

RETENCIONI LEPAK,10ml

PAPIRNI BLOK 2kom

POKLOPAC POSUDE ZA MEŠANJE

SPATULA ZA MEŠANJE

POSUDA ZA MEŠANJE 10 kom

Br.Artikla 1581

Br.Artikla 1582

Br.Artikla 1584

Br.Artikla 1585

Br.Artikla 1586

Br.Artikla 1587

Br.Artikla 1588

Br.Artikla 1589

Br.Artikla 1591

Br.Artikla 1592

Br.Artikla 1593

Br.Artikla 1594



TURBINE ZA ZUBNU TEHNIKU

LAB AIR-Z SET

LAB AIR-Z NASADNIK komplet

LAB AIR-Z TURBINSKI ULOŽAK

REGULATOR VAZDUŠNOG PRITISKA

ULJE ZA TURBINU 90cc

ULJE ZA TURBINU-SPREJ 170ml

ANLASER ZA NOGU

Br.Artikla 5239

Br.Artikla 5220

Br.Artikla 5221

Br.Artikla 5234

Br.Artikla 5225

Br.Artikla 5226

Br.Artikla 5230



AMALGAM INSTRUMENTI

LITE CHEKER

Br.Artikla 5090



APARAT ZA SVETLOSNU POLIMERIZACIJU

SOLIDILITE EX SHOFU

Br.Artikla 5600

Svetlosno polimerizujući aparat velike snage namenjen za rad u tehnici

i ordinaciji. Nova koncepcija ovog aparata omogućava stvrdnjavanje komposita

u kratkom vremenskom roku, a pri max.temperaturi od 45 C.

Jednostavno rukovanje.



APARAT ZA KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE BOJE ZUBA

NAJNOVIJE GENERACIJE

SHADE EYE NCC

Br.Artikla 5092

Koristi SHADE EYE NCC znači optimalnu komunikaciju između stomatologa, pacijenta i tehničara. Prednosti aparata:kompaktan, bežičan i jednostavan za upotrebu, visoko precizan, velika memorija, multi funkcionalan ekran sa grafikom, štampa, digitalna analiza boja, infracrvena transmisija, čita sve postojeće boje na tržištu, baza podataka, grafički softver, kompatibilan je sa Windows-om.

CERAMOSONIC

Visokofrekventni vibrators

Br.Artikla 5062

