

GOLDEN SECTION DIVIDER

KOMPAS ZA ODREĐIVANJE "ZLATNIH PROPORCIJA"

...FASCINACIJA:

OD "ZLATNOG PRESEKA/MERE" DO HARMONIJE OSMEHA



KONSTANTA U UNIVERZUMU

Zlatni presek (lat. Sectio aurea) je odnos dva broja od otpr. 1:1.618. U matematici ga nazivamo Phi. U umetnosti i arhitekturi je to **idealna proporcija** raznih dužina jedna prema drugoj. Važi za suštinu estetike i harmonije. Stoga se odnos "Zlatnog preseka" pojavljuje i u prirodi. Često se intuitivno ili čak nesvesno koristi, bez tačne kontrole mera. Označava se i kao "božanska podela" ili "stalna podela". Zlatni presek je misterija lepote...

GOLDEN SECTION U Dental-medicini

Mnoge studije potvrđuju da je zlatna proporcija sastavni deo harmoničnog osmeha. Za samo nekoliko sekundi se dobijaju vredni podaci, koji predstavljaju veliku pomoć u :

- Estetska rekonstrukcija
- Totalna protetika
- Pozicioniranje - naganjanje osovine zuba
- Gingivektomija
- Kontrola Wax-up-a

FASCINANTAN INSTRUMENT

Smile Line ja ovaj instrument, posle Dr. Eddy Levin (Stomatolog-London) ponovo lansirao i poboljšao.

ZLATNA SEKCIJA pomaže da se proporcije u što kraćem vremenu shvate i primene.

Malo otvoren i otvoren do kraja instrument permanentno pokazuje dva segmenta, koji određuju "zlatni presek". Izrađen od plemenitog metala najvišeg kvaliteta i sastavljen velikom preciznošću.

GOLDEN SECTION se isporučuje u reprezentativnoj kutiji, sa detaljnim uputstvom za upotrebu i veoma korisnim blokom.



Br.Art. Artikal

6010 GOLDEN SECTION - za idealnu srazmeru

TECNO SKIN

LAKOVI ZA PATRLJKE

...HEMIJA:

POSLEDNJA REČ TEHNIKE...
IZOLIR LAKOVI ZA PATRLJKE

Tecno-Skin je linija lakova za patrljke koja profitira od najnovije tehnologije lak-industrije.


Prednosti kod svakodnevne upotrebe:

- Brzo i jednostavno nanošenje
- Ravnomerna debljina sloja
- Glatka površina
- Otporan na paru i metalne instrumente



Za optimalno prijanjanje uz gips preporučujemo prvo nanos Tecno-Skin Hardener - učvršćivača (nepotrebno kod Epoxy patrljaka).

Izolir sredstvo za vosak **TECNO LUBE bez rastvora je 100% kompatibilno** sa kompletnom TECNO SKIN linijom.



Br.Art. Artikal

- | | |
|------|--|
| 5060 | TECNO SKIN - razređivač |
| 5099 | TECNO SKIN - gips impregnator debljina 0 |
| 5070 | TECNO SKIN - izolirung vosak |
| 5050 | TECNO SKIN - PLAVI lak za međuprostor |
| 5051 | TECNO SKIN - GRAO lak za međuprostor |
| 5052 | TECNO SKIN - SREBRNI lak za međuprostor |
| 5053 | TECNO SKIN - ZLATNI lak za međuprostor |
| 5054 | TECNO SKIN - DENTIN lak za međuprostor |
| 5055 | TECNO SKIN - CRVENI lak za međuprostor |



HOLDING GEL

GEL ZA TEMPORARNO PRIČVRŠĆIVANJE

...POVERENJE:

EFEKAT UPIJANJA ZA VENIRE I BEZMETALNU KERAMIKU



JEDNOSTAVNO...

Samo mala kap na patrljak je dovoljna sa pričvršćenje venira i bezmetalnih kruna na model. Holding Gel veoma pomaže kod struganja, aproksimalnih kontakata, kao i kod nanosa keramike i pričvršćenja antagonista. Transparentan je, ne utiče na boju, rastvorljiv u vodi i sagoreva bez ostataka.

Br.Art. Artikal




5110 Holding Gel- gel

FIRING TRAY

NOSAČI ZA KERAMIKU

...SLOBODA:

1000 INDIVIDUALNIH MOGUĆNOSTI



Postolje pruža **neograničene mogućnosti pozicioniranja** kruna i mostova.

Dve veličine (45x45mm i 55x55mm) su u strater kitu (start setu) dostupne i pojedinačno. Nosači su od aluminijumoksida, cilindrična forma je individualno prilagodljiva. U ponudi su nosači sa tri prečnika (2, 3 i 5mm).

Br.Art. Artikal

9010 FIRING TRAY KIT-Postolje za pečenje bezmetalne keramike

U - MID LIQUID ADVANCED

TEČNOST ZA MODELOVANJE ZA KERAMIKU

...HOMOGENOST:

DODATAN KOMFOR I JOŠ BOLJI REZULTATI PEČENJA

U-Mid ADVANCED u kombinaciju sa U-Mid pločom za keramiku pruža veliki komfor. Može se koristiti i sa običnom staklenom pločom.



Mnogobrojne prednosti za tehničara:

- kremasta i plastična konzistencija
- poboljšana gustina i homogenost keramike
- sprečava poroznosti
- redukovano skupljanje

Na svim temperaturama – za sve niskotopljive keramike

Br.Art. Artikal

1141 U-mid mod. tecnost ADVANCED (za keramiku) 1000ml



U - MID CLASSIC

KAPILARNA PLOČA ZA KERAMIKU

...POUZDANA:

REFERENCA ZA PLOČE ZA KERAMIKU

1080



Neosporne prednosti za svakodnevnu upotrebu:


- Automatsko vlaženje keramičkih masa
- Stalno jednaka konzistencija
- Nepotrebno mešanje
- Komforno-ušteda u vremenu
- Ušteda keramičkog praha
- Ergonomski dizajn



1030N

HI-TECH materijali


Kombinacija različitih filtera čini ovu ploču veoma efikasnom i pouzdanom. Porozna ploča od sinte-rovane keramike transportuje tečnost od rezervoara do površine. Mikromembrana na njoj, usmerava tečnost. Obe komponente se lako održavaju – porozna ploča sa paročištačem, membrana/filter se spere pod tekućom vodom.



BEZ DVOUMLJENJA...

Pored sjajnih osobina, ploča je ekonomična - mikromembrana čuva vrh četkice zahvaljujući **veoma glatkoj površini**.

Mikromembrana je bele boje (2kom. U setu) ili po izboru crne.



SOFT MAT su limitirani podmetači od pena-gume. (600x371x2mm). Crni, neutralni i veoma prijatni...kao neopren...glatki i meki, jednostavni za održavanje mokrom krpom.



8500

Br.Art. Artikal

1030N	Light U-mid classic 150 x 72 mm (set za mešanje keramike)
1032	Light U-mid classic membrana(2kom)
1080	U-mid classic 240 x 135 mm (set za mesanje keramike)
1074	Membrana 249 x 135 mm (2kom)
8500	SOFT-MAT podmetač (3kom)

U - MID STAINS

PLOČA ZA MEŠANJE Malfarbi/EFEKATA

...MAGIJA:

OD PRAHA DO PASTE, BEZ MEŠANJA



U-Mid Stains pretvara prah (dejstvo kapilarne ploče) za 2-3min sama u kremastu homogenu konzistenciju, koji dugo takav ostaje.

Zahvaljujući specifičnom sastavu U-Mid Stain likvida (tečnosti, sadržana u setu), **malfarbe se ne razlivaju** i dozvoljavaju precizno nanošenje.

Br.Art. Artikal

1020N	U-mid Stains-set (set za mešanje mal farbi)
-------	---

CLEAR HANDLE SYNTEC

ČETKICE OD SINTETIČKE DLAKE

...ELASTIČNOST:

SINTETIČKE NITI ZA PRECIZNOST

CLEAR HANDLE SYNTEC - linija je bez pogovora nešto najbolje u ponudi sintetičkih četkica. Upotrebljena dlaka je na svom kraju konična.

Prednost kod tehnike »Interlock« je ta što ona čini da se materijal sintetičke dlake formira pre konično nego cilindrično, a to omogućava stabilan vrh četkice.

Transparentne drške su lake i odlične za držanje.



Br.Art. Artikal

1800

Syntec-set od 6 četkica(8-6-4-2-0-000)

CLEAR HANDLE COLLECTION

HIGH-END KOLINSKY ČETKICE I INSTRUMENTI ZA KERAMIKU

...NON PLUS ULTRA:

.....PROMENLJIVI VRHOVI ČETKICA

Više od deset godina, hiljade zubnih tehničara-keramičara su naše verne mušterije. Kolekcija četkica CLEAR HANDLE sa kolinski dlakom prve klase, strogo kontrolisane, pruža sigurnost i najviši kvalitet. Neobično stabilni **oštri vrhovi i odlično zategnuta dlaka** četkice.

Isplativo, svi vrhovi četkica **se mogu zameniti**.

U SKLADU SA VAŠIM NAČINOM RADA...

Izbor između tri tipa četkica veličine 8:

- »Regular«-najprodavaniji
- »Long Tip«- još duži i tanji vrh četkice
- »Big«- sa kratkim i jačim dlakama



1970

Poklon elegantna braon futrola od najfinije kože !

Br.Art. Artikal

1905
1970Set instrumenata za keramiku
Cut Back instrument**1970 CUT BACK INSTRUMENT**

Sa instrumentom »CUT BACK« kolekcije CLEAR HANDLE keramičke restauracije se mogu perfektно redukovati, podeliti i oblikovati. Pet različitih vrhova se dobija zajedno sa instrumentom u setu (vidi sliku).



INSTRUMENT

EKSKLUZIVNA
ELEGANCIJA

Poklon: elegantna siva futrola od najfinije kože

INSTRUMENT BY SMILE LINE

Kombinacija crnog eloksiranog aluminijuma sa plemenitim metalom. Sedamnaest brazdi na ručki pružaju potpuno nov osećaj, za komfor i preciznost.

PROIZVODNJA


Svaka kombinacija zahteva više od 50 radnih postupaka, pre stroge kontrole i pakovanja. Mehanički delovi se proizvode u Švajcarskoj od strane stručnjaka iz indutrije satova i mikromehanike. Instrumenti su najvišeg kvaliteta i certifikovanog evropskog porekla.

VIŠE OD 500 MOGUĆIH KOMBINACIJA

INSTRUMENT by Smile Line su svi dostupni kao individualne komponente. Time se otvara više od 500 kombinacija.

U ponudi su i dva različita seta –keramika ili vosak- u elegantnoj kožnoj futrolu.

Lep poklon za osobu koju poštujete i koja Vam je draga...ili jednostavno za sebe.



ERGONOMIČAN DRŽAČ ZA INSTRUMENTE

DIGICASE

EKSKLUZIVNI PROFI SET

PRIVILEGIJA NAJBOLJIH



Br.Art. Artikal

4050	Set instrumenata za keramiku
4002	SmileLine postolje za instrumente za modelovanje
36010	DIGICASE - set za keramiku

PORCELAIN SAMPLER

ZA KERAMIČKE PROBE

...INDIVIDUALNOST:

LIČNI UZORCI BOJE – ZA TILI ČAS

Aparat koji omogućava izradu keramičkih pločica različitih efekata – brzo i jednostavno. Korisno kod **individualnih mešavina i testova pečenja** (nova keramika, peč...).

Dozatori za keramiku omogućavaju uzimanje tačne količine praha iz flašice za precizno doziranje. Porcije su od 50, 25 i 1 (mm³) u zavisnosti od nastavka instrumenta. Ploča od laminata služi za lepljenje ličnih uzoraka i njihovo čuvanje.



Br.Art. Artikal

7010	PORCELAIN SAMPLER - dozir set
4010-SG1	Soft-Grip instrument-dozator za bezmetalnu keramiku
4010-SG2	Soft-Grip instrument-drzac za bezmetalnu keramiku/molar

ORGAN.EZ

POSTOLJE OD ALUMINIJUMA ZA BORERE

...UREDNOST:

POSTOLJE ZA ROTIRAJUĆE INSTRUMENTE - LOGIČNO I KOMFORNO



Neki prvo vide skulpturu, ali ORGAN.EZ je ergonomičan pomoćnik.

Sistematski se mogu poredati dijamanti, freze i polireri, u zavisnosti od upotrebe.

Znate da su na pravom mestu i ne treba ih tražiti.

MASIVAN ALUMINIJUM...

ORGAN.EZ stoji veoma stabilno. Komforno vađenje i stavljanje borera zahvaljujući koničnim otvorima za čak 63 instrumenta, preseka 2.35. Dodatno se u donjoj polici nalazi još 8 mesta za borere za turbinu.



Br.Art. Artikal

8100	SmileLine postolje za rotirajuće instrumente
------	--

Proizvodi kuće **Smile Line** postavljaju nove standarde. I to je razlog, zašto se na Smile Line nove kreacije čeka sa velikim nestrpljenjem.

Dizajn je mnogo više od sastavnog dela funkcije – dizajn i funkcija su nerazdvojni. Od osnivanje 1994 ova misao je za Smile Line zvezda vodilja, zašto su Smile Line instrumenti i pribor **jedinstveni i ekskluzivni predmeti visoke vrednosti**.

Već dugo vremena se u industriji govori samo o globalizaciji i produktivnosti.

Kod Smile Line je **strast** ta koja pokreće sve.

Neprolazna strast za najsitnije detalje, čini **Smile Line instrumente i opremu - najboljom**.

Smile Line je daleko od masovne proizvodnje. Njihovi izuzetni proizvodi, ne samo da čini život jednostavnijim, štedeći vreme, već bude i emocije i daruju **osećaj ekskluzivnosti**.

Sada ste otkrili filozofiju Smile Line proizvoda.