

Pindex **Kvalitetni i pouzdani**

**DPIN - 500 Pindex**




Laser tačkom pozicioniranje mesta za kočic(2mm)  
 Alu-kućište sa motorom  
 110W- 2800 o/min.  
 Radna ploca od nerđajućeg čelika  
 Regulator za dubinu bušotine  
 Jednostavna zamena freze  
 Jednostavno održavanje  
 Osigurač 0,5Amp.(5 x 20 mm)  
 Visina: 380 mm  
 Prečnik: 195 mm  
 Težina: 8 kg.

**Br.Art.      Artikal**

AR7053      AL - 200 Peskara

**Aspiratori**

**ASP A - 220 Aspirator**



220V 50Hz 1000W  
 Dimenzije: 26cm x 28cm x 45cm.

**Br.Art.      Artikal**

AS7056      A - 220 Aspirator

**ASP B - 320 Aspirator**



220V 50Hz 100W  
 Dimenzije: 35cm x 37cm x 30cm.

**Br.Art.      Artikal**

AS7061      ASP B - 320 Aspirator

**Gips trimer**

**Gips Trimer**



220V 50Hz 500W  
 Dimenzije: 31cm x 32cm x 40cm.  
 Težina: 14kg.  
 1400 O/min  
 Kućište od livenog aluminijuma

**Br.Art.      Artikal**

RC7058      Gips trimer


**Polir motor**

**PULY - 307 Polir motor**



220V 50Hz 440W  
 Dimenzije: 25,5cm x 45cm x 17cm.  
 Težina: 9kg.  
 2800 O/min.

**Štitnici za polir motor**



Štitnici sa plastičnim ulošcima za bimstajn (2kom)

**Br.Art.      Artikal**

PY7060      Puly - 307  
 PY7070      Štitnici

**Polimerizator**

**POLY - MAT 3**



220V 50Hz 700W  
 Dimenzije : 19cm x 29cm x 30cm.  
 Dimenzija grejne posude:  
 115mm x 105mm.  
 Kontrola vremena i temperature  
 ( 0°C - 120°C ) 0 - 30 min.  
 Maksimalan pritisak:7 bar.  
 Radni pritisak:6 bar.  
 Izbor automatskog ili manualnog rada

**Br.Art.      Artikal**

PL7031      Poly - Mat 3

**A - 1 PESKARA**



Manuelna sa cirkulacijom peska  
 Dimenzije: 360mm x 260mm x 290mm  
 Težina: 8kg.  
 Pritisak: 4-6 bar-a  
 Vidia dizna  
 Filter kesa  
 Priključak za aspirator

**Br.Art.    Artikal**  
 AR7051    A - 1 Peskara

**AC - 100 PESKARA**



Manuelna za vizil  
 Dimenzije: 420mm x 330mm x 330mm.  
 Težina: 10kg.  
 Vidia dizna  
 Filter kesa  
 Priključak za aspirator

**Br.Art.    Artikal**  
 AR7050    AC - 100 Peskara

**AL - 200 PESKARA**



Sadrži dva rezervoara po 500g  
 333mm x 340mm x 415mm.  
 Težina: 14kg.  
 Dva rezervoara za grubo i  
 fino peskarenje  
 Puster za vazduh  
 Priključak za aspirator  
 Komandna papuča

**Br.Art.    Artikal**  
 AR7053    AL - 200 Peskara

**A - 2 PESKARA**



Manuelna sa dve komore  
 Dimenzije: 360mm x 510mm x 290mm.  
 Težina: 14kg.  
 Vidia dizne  
 Filter kesa  
 Priključak za aspirator

**Br.Art.    Artikal**  
 AR7052    A - 2 Peskara

Elektroliza

**Elektroliza**



220V 50Hz 220W  
 Dimenzije:  
 150mm x 230mm x 220mm.  
 Dimenzije kade:  
 90mm x 200mm x 110mm.

**Br.Art.    Artikal**  
 PE7021    Elektroliza

Vibratori

**Vibrator Vibra 20**



Potenciometar  
 Naslon od nerđajućeg čelika  
 95mm x 180mm x 155mm.  
 Težina: 3 kg.  
 220V 50Hz 55W

**Br.Art.    Artikal**  
 VB7042    Vibradora Vibra 20

**Vibrator Vibra 28**



Potenciometar  
 Naslon od nerđajućeg čelika  
 105mm x 265mm x 170 mm.  
 Težina: 5 kg.  
 220V 50Hz 110W

**Br.Art.    Artikal**  
 VB7043    Vibradora Vibra 28