



SHOFU NEWS

DOKAZANI PROIZVODI ZA BOLJU STOMATOLOGIJU




Želite li da postignete profesionalni uspeh i pomognete pacijentima da uživaju u višem kvalitetu života? Onda je SHOFU pravi izbor za Vas!

SHOFU nudi vrhunske proizvode i materijale za skoro sve indikacije u stomatologiji i zubnoj tehnologiji, izlazeći u susret potrebama korisnika u smislu sigurnosti, efikasnosti i kvaliteta kao i potpunom zadovoljenju pacijenta.

Naša najveća prednost: devedeset pet godina iskustva u istraživanju i razvoju, daje nam mogućnost da stvorimo pouzdana i obimna rešenja za stomatologe i zubne tehnike. Na osnovu žive razmene ideja sa univerzitetima i istraživačkim centrima, kao i stomatolozima i zubnim tehničarima, razvijamo proizvode optimalno skrojene po meri potreba naših potrošača. Ukratko: mi uvek slušamo želje profesionalaca u stomatologiji i znamo kako da ih pretvorimo u inovativne i efikasne koncepte.

Bićete impresionirani i uzbuđeni našim novim proizvodima!



STOMATOLOGIJA

Bezbednost, stabilnost, estetika i prevencija su stubovi napredne stomatologije. Razvijajući nove Giomer proizvode, bazirane na S-PRG tehnologiji punjenja, SHOFU podržava MiCD koncept (Minimalno Invazivna Kozmetička Stomatologija), koja kombinuje minimalno invazivne metode tretmana sa estetskom stomatologijom - za direktne restauracije defekata, sa integrisanim preventivnim efektima.

SHOFU još jednom predstavlja održive proizvode za holistički stomatološki pristup:

BEAUTIFIL II LS

BEAUTIFIL II Gingiva & Enamel

SHOFU Block HC & Disk HC

HC Primer

BEAUTIFIL II LS



BEAUTIFIL II LS

Maksimalna estetika, minimalno skupljanje


Beautiful II LS (Low Shrinkage - minimalno skupljanje) nov SHOFU kompozit u obliku paste, razvijen na dokazanom Beautiful II sistemu, garantuje stomatolozima minimum skupljanja i maksimalnu estetiku. Izvanredna je činjenica da ovaj svetlosno polimerizujući univerzalni kompozit za frontalne i bočne restauracije ima minimalno skupljanje od samo 0,85% volumena! Njegova mogućnost poliranja takodje je odlična i optimalno se slaže sa prirodnim bojama zuba. Pored toga integrisana S-PRG tehnologija punjenja pomaže pri efektnoj zaštiti gleđi i dentina od napada kiselina i bakterija karijesa - za izvanrednu restaurativnu terapiju koju karakteriše visoka estetika, dugoročna stabilnost i održiva prevencija od karijesa!



ISTIČEMO

- Nizak stepen skupljanja i stresa
- Odlično poliranje, dugotrajan sjaj
- Visoka otpornost na abraziju
- Tvrdoća površine naklonjena antagonistu
- Prirodni odsjaj

Skupljanje
0.85%



Beautiful II IS je proizvod kojim sam odmah bio oduševljen. Po mom mišljenju, to je jedan od najboljih kompozita trenutno na tržištu. Njegova postojanost boje pre i posle svetlosne polimerizacije je odlična, njegova sposobnost da se uklopi sa okolnom zubnom supstancom je izvanredna, a njegova osobina poliranja i visokog sjaja je jednostavno savršena.

Pored toga, njegovo pakovanje, nelepljiva konzistencija čini da se materijal lako koristi, aplikuje i oblikuje.

I iznad svega njegovo minimalno skupljanje tokom polimerizacije je zaista jedinstveno!

Dr. med. dent. Markus Th. Firla, Hasbergen, Germany



Beautiful II LS ispunjava sva moja očekivanja. Nudi dobrobit Giomer tehnologije i iskorenjuje sve smetnje u vezi skupljanja. Korišćenje, oblikovanje, nijansiranje su takodje odlični. Dozvoljava stomatologu da izadje u susret bilo kom estetskom zahtevu zahvaljujući velikom rasponu nijansi i mogućnosti da stvori pouzdane, stvarne i dugotrajne restauracije.

Beautiful II LS daje mi osećaj sigurnosti: siguran sam da će uskoro biti deo izbora za sve tipove direktnih restauracija.

Ass. Prof. Dr. Kosmas Tolidis, DDS, MSc, PhD, Thessaloniki, Greece

BEAUTIFIL II

Gingiva & Enamel



BEAUTIFIL II GINGIVA & ENAMEL

Neograničene pink i bele mogućnosti

Čini direktne restauracije više estetskim: Bilo da su u pitanju jasni mukolabilni nabori, slabo prokrvljene oblasti ili nedostajuće papile: pink estetika postaje sve važnija u restaurativnoj stomatologiji.

Da bi rekonstrukcija desni bila što življa, verodostojnija i individualnija SHOFU Dental je dodao pet visoko kvalitetnih Gingiva nijansi već dokazanom Beautifil II sistemu - za harmonično uzajamno slaganje između pink i bele estetike. Pored toga, porodici kompozita pridodate su još četiri Enamel nijanse, dizajnirane za visoko estetske frontalne restauracije, ali takođe pogodne za popravke.





Klinički slučaj pre i posle restauracije sa Beautiful II Gingiva svetlo pink



Klinički slučaj pre i posle restauracije sa Beautiful II Enamel

Gingiva i Enamel nijanse za veću individualnost

- Odlično poliranje i dugotrajan sjaj
- Specijalan dizajn tube za lako i efikasno korišćenje
- Nelepljiva konzistencija i dobra osobina aplikovanja
- Jednostavna reprodukcija morfologije zuba
- Odlično oblikovanje i lako kreiranje detalja

Pet **Beautiful II Gingiva** nijansi, koje se međusobno mogu mešati, dozvoljavaju korisniku da reprodukuje pravi prirodni izgled mekog tkiva sa dubinom i nevidljivim prelazom do zuba. Koriste se primarno u slučajevima recesije desni, vidljivih abatmenata i kruničnih ivica, erozije korena, nedostajuće papile i perfektno odgovaraju za restauracije V klase, kao i druge restauracije. Ovi kompoziti u pastu, su nelepljivi i omogućavaju superiorno rukovanje i odlično oblikovanje, kao i lako poliranje do visokog sjaja.

Beautiful II Enamel boje takođe se mogu međusobno mešati i koristiti na osnovu SHOFU koncepta porcelanskih nijansi za neograničene mogućnosti u estetskim restauracijama. Četiri nijanse Enamel Prozračna, Visoko prozračna, Nisko prozračna i čilibar - omogućavaju korisnicima da lako i efikasno prave polihromatske restauracije i nevidljivo popravljaju proteze i restauracije. Zahvaljujući svojoj odličnoj mogućnosti širenja i lakog oblikovanja čak i najfiniji detalji morfologije zuba se mogu reprodukovati bez poteškoća.

SHOFU BLOCK SHOFU DISK HC



SHOFU BLOCK / DISK HC

Blokaster za CAD/CAM restauracije

Bilo da su u pitanju frontalne restauracije ili inleji, onleji ili bočne restauracije sa visokom stabilnosti boje i površine - SHOFU Blok Hc može se koristiti za skoro sve indikacije moderne CAD/CAM tehnologije i obrađivati se suvo ili mokro u svim standardnim CAD CAM mašinama.

Superiorna estetika nudi se sa novim **dvoslojnim blokovima** napravljenim od hibridne keramike.

U kombinaciji sa novim HC prajmerom koji osigurava veoma moćnu snažnu vezu zahvaljujući jedinstvenom infiltrirajućim efektom i SHOFU nežnim sistemom poliranja i cementiranja, koji su specijalno adaptirani za materijal koji se tretira, obezbeđen je CAD/CAM sistem za restauraciju sa savršeno usklađenim komponentama - za sve moderne CAD/CAM mašine, ispunjava estetske zahteve i kliničke indikacije!

Za sve mašine sa otvorenim CAM sistemom je takođe dostupan SHOFU Disk HC 98,5 mm u prečniku.



PREDNOSTI

Hibridno keramički izdržljiv materijal

Širok dijapazon nijansi i prozračnosti

Dvoslojni blokovi za estetsku restauraciju

Visoka otpornost na savijanje više od 190Mpa

Prirodna svetlosna difuzija i fluorescentnost

Izvanredna svojstva upotrebe i frezovanja

Lako i efikasno poliranje

Indikacije


Izrada inleja, onleja, vinira i bezmetalnih kruna za frontalne i bočne zube, kao i restauracije na implantima, sa CAD/CAM sistemom.




SHOFU BLOCK
HC



SHOFU BLOCK
HC CEREC



SHOFU BLOCK
HC ceramill



HC Primer







HC PRIMER

NAJJAČI PRAJMER


Novo razvijeni vezujući sistem obezbeđuje perfektan prvi predtretman površine za pouzdanu adhezivnu vezu SHOFU BLOCK/Disk HC i svih ostalih hibridnih keramika.

Zahvaljujući svom inovativnom monomernom sastavu, prajmer prodire ili infiltrira matrix hibridno keramičkog materijala, osiguravajući snažnu mikromehaničku retenciju između prajmera i restauracije bez rizika od mehurića ili inkluzija. S druge strane formira izdržljivu vezu sa lepljivom cementnom smolom.



-  Hibridna keramika
-  HC prajmer
-  Sloj cementa

HC prajmer infiltrira hibridno keramičku matrixu, osiguravajući jaku mikromehaničku retenciju između prajmera i restauracije - bez rizika od inkluzija i mehurića.



ZUBNA TEHNIKA

Bilo da su u pitanju visoko estetsko slaganje slojeva, efikasno fasetiranje ili pouzdano vezivanje: SHOFU zubnim tehničarima nudi po meri skrojene proizvode premijum kvaliteta izlazeći u susret svim njihovim potrebama. Inovativno fasetiranje i sistemi cementiranja, kao i i dokazani abrazivi i polir sistemi, oslikava kompletan spektar takozvanih umetničkih dela zubne tehnologije - omogućava korisnicima da postignu prirodne estetske rezultate sa pouzdanim materijalima.

SHOFU predstavlja nove proizvode u polju porcelana i kompozita:

Vintage PRO

Ceramage UP Gum Colors

SHOFU MZ Primer Plus

VINTAGE PRO



VINTAGE PRO

Inovativni PFM sistem doveden do maksimuma

Bazirana na visoko topivim Vintage sistemima, inovativni porcelan karakteriše profesionalna efikasnost i estetika. Odlično rukovanje dobro prihvaćene proizvodne linije metalo keramike sistematski je optimizovana i njena porcelanska baza kombinovana je s novim materijalima - za još lakšu upotrebu, veću bezbednost i stabilnost pečenja, i prirodne opalescentne boje na svim klasičnim PFM legurama.

Sa svojom temperaturom pečenja na skoro 900 stepeni celzijusa, Vintage PRO je prvenstveno namenjen za fasetiranje neplemenitih legura, ali se lako može upotrebiti i za estetsko fasetiranje zlata, poluzlatnih ili legura sa paladijumom. Pored toga sistem je idealan za upotrebu na metalnim skeletima izrađeni CAD/CAM sistemima ili sinterovanjem.



Dentin



Translucentan sloj između dentina i opal incizala



Konačan oblik zuba sa Opal Incizalom



- Profesionalna estetika i laka upotreba
- Perfektna adaptacija na sve konvencionalne PFM legure sa preporučenim CTE od $13.5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
- Realni prirodni sistem nijansi reprodukujući sve VITA klasične boje
- Odlična boja, stabilnost dimenzija i pečenja, čak i posle višestrukih pečenja



Zahvaljujući velikoj stabilnosti boje Vintage Pro porcelan omogućava mi da brzo i pozdano pravim estetske restauracije, bazirane na VITA klasičnom ključu boja. Materijali su tako neverovatno homogeni da su pukotine i mehurići deo prošlosti.

Pored toga, upotreba novog opaker praha poboljšava dodatno vezu ka neplemenitim legurama. U mojoj zubnoj tehnici više od 500 skeleta od neplemenitih legura pravljenih CAD/CAM tehnologijom su već fasetirani sa Vintage PRO bez ikakvih problema. Ovaj sistem je moj izbor za moju zubnu tehniku.

Martin Gesele, Master Dental Technician & Aesthetician, Aschaffenburg, Germany



Najveći izazov za keramičara oduvek je bila reprodukcija prirodnog izgleda nadoknade, na različitom svetlu. Prozirnost, fluorescentnost i prirodne boje zuba omogućene su sa SHOFU porcelanom, jer su ovi efekti kreirani od strane proizvođača još od 1980.

Uz konsultaciju sa zubnim tehničarima SHOFU je sad razvio inovativni metalo- keramički sistem prateći njihove potrebe i predstavlja Vintage PRO, sledeću generaciju porcelana - od keramičara za keramičare.

Nikolaos Mekias, Master Dental Technician, Athens, Greece




Slobodno i jedinstveno reprodukovanje desni

Novi Ceramage Up Gum materijali u bojama desni, mogu se aplikovati direktno iz dispenzera da se dodaju delovi desni na protetiku i da totalno ili delimično individualizujemo radove. Ovi tečni kompoziti dizajnirani su da precizno reprodukuju boju prirodnih desni; mogu se lako, brzo i precizno aplikovati - da se postigne ružičast estetski realni i živopisan efekat.



- Laka reprodukcija individualnih oblasti desni
- Komforan viskozitet iz dispanzera
- Odličan za poliranje
- Odbija plak i daje stabilnost boji

Bilo plavkasto ljubičasta, svetlo ružičasta ili losos: jedanaest boja desni, koje se međusobno mogu mešati, omogućava korisniku da reprodukuje svake posebne karakteristike desni i stvori harmoničnu tranziciju ka tkivu desni posebno kod pravljenja implant podržanih radova.





SHOFU MZ PRIMER PLUS

Udarni prajmer za sve legure

Lako, efikasno korišćenje prajmera bez mehaničkih retencija? MZ prajmer će vam definitivno ispuniti želje.

Ovaj novi prajmer stvara snažnu vezu između rezina i svih dentalnih legura, cirkonijuma ili alumine - čak i bez upotrebe perlica za zadržavanje. Ne samo da je sve univerzalno rešenje kad je reč o trajnom vezivanju C&B kompozita; nego ima i visoke performanse u svakodnevnoj upotrebi u zubnoj tehnici, koristi se bez zagrevanja ili drugih aksesoara.



Inovativni prajmer je pogodan kako za ekstraoralnu tako i za intraoralnu upotrebu bez ikakvih poteškoća, omogućavajući stomatologu da brzo i lako popravi oštećenu restauraciju i keramičku fasetu, direktno u ustima pacijenta.



SHOFU MZ Primer Plus



SHOFU Universal Pre-Opaque



SHOFU Universal Opaque



MIKODENTAL DENTAL DEPOT

Glavno sedište firme:
Stojana Novakovića 19. Šabac/Srbija
Tel/fax: + 381 15 345 123

MIKODENTAL BG

Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd/Srbija
Tel: + 381 11 411 89 48

MIKODENTAL BH

Derviša Numića 11
71000 Sarajevo/BiH
Tel/fax: + 387 33 712 111

MIKODENTAL CROATIA

Cirkon-Dental
Smičiklasova 8. Karlovac
Tel/fax: + 385 91 5464 696

follow us on

