



## 👍 ZAINTERESOVANI STE ZA FANTASTIČNE MIYO MOGUĆNOSTI?

Posetite jedan od naših  
Workshop-ova i upoznajte se sa  
MiYO svetom - MiYO tečnim  
keramičkim sistemom.  
1 dan osnovni kurs ili  
2 dana intenzivni kurs, izaberite.

Sve dodatne informacije dostupne na  
[www.mikodental.net](http://www.mikodental.net)

MIKODENTAL DENTAL DEPOT  
Glavno sedište firme:  
Stojana Novakovića 19  
15000 Šabac/Srbija  
Tel/fax: + 381 15 345 123  
Tel: + 381 64 6438154

MIKODENTAL BG  
Gandijeva 130a  
11070 Novi Beograd/Srbija  
Tel: + 381 11 411 89 48  
Tel: + 381 64 6438164

MIKODENTAL BiH  
Branislava Nušića 162  
71000 Sarajevo/BiH  
Tel/fax: + 387 33 712 111  
Tel: + 387 61 244 814

MIKODENTAL Hrvatska  
CIRKON-DENTAL  
Smičiklasova 8  
47000 Karlovac  
Tel.: +385 91 5464696

MIKODENTAL Crna Gora  
Dental Depot CG DOO  
Mainski Put Bb  
85310 Budva/Crna Gora  
Tel: +382 69 256 522



Ekskluzivno u MIKODENTALU u  
Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj



MiYO Esthetic Finishing System – od firme JENSEN Dental – je kompletan set koji sadrži MiYO Color mase, MiYO Structure mase i mase za glazuru, za izradu zahtevnih bezmetalnih estetskih restauracija, od cirkon dioksida ili litijum disilikata, reprodukciju svih detalja i estetike identične prirodnoj. Sistem dozvoljava tehničaru da radi brže i jednostavnije, nego kao što se radi klasično slaganja slojeva keramike. Sa MiYO se mogu uraditi anatomske grizne površine, površinske strukture brzo i lako tehnikom bojenja i tako dobiti isti efekti kao kod restauracija izrađenih standardnom procedurom slaganja slojeva.

990,00€+PDV



MiYO Kit sadržaj: 18 MiYO Color 4g, 5 MiYO Structure 4g, 1 Glaze Paste 4g, 1 InSync one-for-all, Stain/Glaze Liquid 25 ml

### MiYO Color – tako pravo kao što je priroda


Mase različitog opaciteta i fluoroscencije. Ovim se postižu isti efekti kao sa klasičnim slaganjem slojeva. Jedinственe osobine MiYO Color masa dozvoljavaju korisniku nanošenje tečnosti, sloj po sloj, a da se pri tomboju ne pomešaju, za postizanje prirodnih detalja u jednom radnom koraku.

### MiYO Structure

Paste za strukturu različitih boja i translucantnosti, za stvaranje oblika i karakterizaciju površinske teksture. Indeks prelamanja svetlosti je kao prirodni, pri debljini sloja već od 0,1 mm, vidljiv na monolitnim krunama.

	Br. Art.	Cena
MiYO Kit	271871	990,00€+PDV

599,00€+PDV



MiYO pink Kit sadržaj: 9 MiYO pink Gingiva Color 4g, 3 MiYO pink Gingiva Structure 4g, 1 Glaze Paste 4g, 1 InSync one-for-all, Stain/Glaze Liquid 25 ml

### MiYO Pink – Dubina, vitalnost i tekstura

MiYO pink Gingiva sistem obezbeđuje jedinstvenu mogućnost izrade dubine, vitaliteta i teksture prirodne gingive u dosada nikad postignutoj debljini sloja od samo 0,1mm do 0,2mm! Na taj način se postižu isti efekti kao slaganjem slojeva.

	Br. Art.	Cena
MiYO pink Kit	272940	599,00€+PDV