


# Super-Snap<sup>®</sup>

## Obrada i poliranje fleksibilnim diskovima bez metala u središtu



**Super-Snap** diskovi su dizajnirani za brzu, laku i bezbednu obradu i poliranje i poliranje do visokog sjaja. Elastični nosači omogućavaju lako postavljanje diska na mandrelu.

Zahvaljujući činjenici da diskovi nemaju metalni centar, nema slučajnog oštećenja ili prebojavanja kompozita. Ekstremno tanki diskovi su veoma fleksibilni, savijaju se pod pritiskom bez pucanja i omogućavaju odličan pristup u aproksimalnu regiju.

Kompletan asortiman diskova označenih bojama u četiri različite granulacije može se naći u **Super-Snap** Rainbow Technique Kit.




Istraživanje je naš najbolji proizvod

## Korak po korak do savršenog sjaja

- Sortiranje označeno bojama**  
 Jasan, logičan i ergonomski raspored instrumenata
- Crna – grubi diskovi**  
 Ravnomerno raspoređene grube čestice za brzu i sigurnu obradu kompozita
- Tanki, dvostrani diskovi**  
 Sigurno i brzo poliranje bez promene ili okretanja diskova
- Šigurni dizajn mandrele**  
 Čvrsto drži disk za maksimalnu kontrolu tokom poliranja
- Nema metala na polirnoj površini diska**  
 Sprečava oštećenje ili prebojavanje kompozita
- Tanke trake za poliranje**  
 Za lakši pristup u aproksimalnu regiju; boja traka je usklađena sa bojom **Super-Snap** diskova – crna/ljubičasta (grube i srednje), zelena/crvena (fine i superfine)

### Hrapavost površine (Ra)



U poređenju sa drugim diskovima za poliranje, **Super-Snap** sistem postiže odlične rezultate, naročito na teško pristupačnim mestima.

## Super-Snap sadržaj i informacije za naručivanje:

	Gruba obrada		Završna obrada				Poliranje		Poliranje do visokog sjaja	
<b>Super-Snap Diskovi</b>										
(50 kom. / Pak.)	Crna (grubi)		Ljubičasta (srednji)				Zelena (fini)		Crvena (superfini)	
<b>Super-Snap Mandrele</b>										
	FG - 0438			CA - 0439			CA - 0404 Plastične			
	(6 kom. / Pak.)			(6 kom. / Pak.)			(100 kom. / Pak.)			
<b>Super-Snap Trake za poliranje</b>										
(100 kom. / Pak.)	Crna/Ljubičasta (Grube/srednje)					Zelena/Crvena (fine/superfine)				

## Super-Snap Rainbow Technique Kit



**Super-Snap Rainbow Technique Kit** sadrži 180 diskova (100 kom. Standard, 80 kom. Mini), 40 traka za poliranje, 2 Dura-White kamenčića (CN1 i FL2), 1 CompoSite Fine, 4 čelične mandrele

**Br.Art. 0500**

**MIKODENTAL**  
DENTAL DEPOT

MIKODENTAL DENTAL DEPOT  
 Glavno sedište firme:  
 Stojana Novakovića 19  
 15000 Šabac/Srbija  
 Tel./Fax + 381 15 345 123  
 Tel. + 381 15 300 261

PRVI REGIONALNI ONLINE SHOP ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU  
**BestDentalShop**  
 POWERED BY MIKODENTAL



FILIJALA BEOGRAD  
 Gandijeva 130a  
 11070 Novi Beograd/Srbija  
 Tel. + 381 11 411 89 48  
 Tel. + 381 64 643 81 52



FILIJALA SARAJEVO  
 Derviša Numića 11  
 71000 Sarajevo/Bosna  
 i Hercegovina  
 Tel./Fax + 387 33 712 111  
 Tel. + 387 61 244 814



www.shofu.de

**SHOFU DENTAL GMBH**  
 Am Brüll 17  
 40878 Ratingen • Nemačka

Tel. + 49 (0) 21 02 / 86 64-0  
 Fax + 49 (0) 21 02 / 86 64-64  
 E-mail: info@shofu.de