




UNI-LAYER

Univerzalna jednoslojna mikro keramika za metal



Jednostavno do zahtevne estetike



VINTAGE MP Uni-Layer je najnovija SHOFU keramika koja se nanosi samo u jednom sloju – tehničar samo sa jednom masom i jednim nanosom brzo i efikasno postiže zahtevnu estetiku.

Odlično izbalansiran odnos svetlosnog rasipanja i bogatstvo boje daje dobitnu optičku kombinaciju dentina i gleđi u samo jednoj masi!

Može se birati između visoke i niske prozračnosti.

Nova Uni-Layer keramika je po sastavu **PRIRODNA** keramika kao i VINTAGE MP feldspat-metalo keramika. Rezultat je monolitna struktura i homogena čvrstoća koja ipak čuva antagonist.

VINTAGE MP Uni-Layer omogućava ekonomski interesantnu tehniku nanosa keramike sa odličnim estetskim rezultatom.




Koncentrišite se na ono važno

- Konstantno visok kvalitet u proizvodnji
- Brza i nekomplikovana jednoslojna tehnika
- Veća skoncentrisanost na oblik i funkciju
- Jednostavne mogućnosti korekcije
- Svih 20 boja V-ključa se realizuju sa samo 2 mase
- Jednostavno bojenje sa VINTAGE Art keramičkim malfarbama
- Ukoliko zahteva situacija moguća kombinacija sa opalescentnim i prozračnim masama VINTAGE MP sistema.
- Ušteda u vremenu pri izradi rada 50%

Za početnike i profesionalce

VINTAGE MP Uni-Layer sistem je popularan zbog jednostavne upotrebe i malih mogućnosti da se pogreši u radu.


U samo jednom radnom postupku se modeluju bočne i restauracije u frontu i potom peku. Ova tehnika omogućava tokom nanosa keramike da tehničar posveti više pažnje obliku i funkciji, bez opasnosti da pogreši kao kod slaganja pojedinačnih različitih slojeva keramike.



Paste Opaque



Uni-Layer Build Up



Staining




Finishing


Prirodan izgled – dubina i bogatstvo boje

VINTAGE MP Uni-Layer keramičke mase zajedno sa **Shade opaker** masama postižu bogatstvo boje i iluziju prostorne dubine. Prirodna usklađenost boje se brzo postiže sa VINTAGE Art malfarbama – do svake željene nijanse.


Shade Reproduction




A1



A2



A3



A3,5

VINTAGE MP Uni-Layer nudi više



"VINTAGE MP Uni-Layer daje našim tehničarima mogućnost da brzo i lako rade a da istovremeno dobiju iznenađujuće dobre rezultate, na jednostavan način.

U kombinaciji sa VINTAGE Art malfarbama je Uni-Layer keramika perfektno rešenje u većini kliničkih slučajeva. Današnje tržište pokazuje

da je vreme izrade keramičke nadoknade jedan od presudnih faktora. Na osnovu mojih ličnih iskustava keramika Uni-Layer vam može pomoći da uštedite min. 30 minuta u izradi nadoknade. Na taj način imate alternativu ka potpuno anatomskim CAD/CAM-sistemima i možemo kompletnu restauraciju da proizvedemo u sopstvenohj tehnici."

(Tomasz Dabrowski)

Uni-Layer keramičke mase daju zadivljujuće prirodne rezultate i kod frontalnih restauracija. U zavisnosti od zahteva i situacije, izbor opalescentnih i translucenčnih efekta masa VINTAGE MP keramičkog sistema nudi neograničene individualne mogućnosti.



Most 11-13

Uni-Layer sa VINTAGE MP
Opal Translucent mase
individualizovane



Most 21-23

Uni-Layer sa VINTAGE Art
keramičkim malfarbama obojen

Sistemske komponente



VINTAGE MP Uni-Layer Set (A2/A3)	Art. Br. 9633
VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g	Art. Br. 9627
VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g	Art. Br. 9628
VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g	Art. Br. 9630



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH  Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.