

AKCIJA

JANUAR - MART

Issue 8 • Volume 2 • 2017

SIMPLY SMARTER IMPLANTOLOGY

No.8

IKODENTAL
DENTAL DEPOT**Legacy™ 3** Vaša najbolja odluka!**AKCIJA!****5+1
8+2
15+4**

strana 3.

**10 IMPLANTATA
10 ABATMENATA
10 TRANSFERA
10 KAPICA
10 EXTENDERA**

+


1500€**VELIKI**

HIRURŠKI SET

CST

GRATIS

(u vrednosti od 1950€)

**SURVIVAL
RATE 99%**simply *integrated***OBUKA + UGRADNJA 1 IMPLANTATA
GRATIS ZA POČETNIKE****OGRANIČENA
PONUDA!****INVITATION SIMPLY SMARTER IMPLANTOLOGY EVENT
IMEDIJATNA UGRADNJA - TRAUMATOLOGIJA U IMPLANTOLOGIJI****DENTAL DAYS SKIPLANT® IV****IKODENTAL**
DENTAL DEPOT**24-26th February 2017
Hotel Termag
Jahorina BIH****2017**

SIMPLY SMARTER IMPLANTOLOGY EVENT - FEBRUAR

INVITATION SIMPLY SMARTER IMPLANTOLOGY EVENT
IMEDIJATNA UGRADNJA- TRAUMATOLOGIJA U IMPLANTOLOGIJI



MIKODENTAL
DENTAL DEPO

DENTAL DAYS SKI PLANT® IV

24-26th February 2017
Hotel Termag
Jahorina BIH




Dr David Alfaiate



Dr David Alfaiate




Dr David Alfaiate



Dr David Alfaiate



Prof. dr sci. Zoran Lazić



Prof. dr sci. Siniša Mirković



Dr David Alfaiate

IMEDIJATNA UGRADNJA- TRAUMATOLOGIJA U IMPLANTOLOGIJI

Pozivamo Vas na veliki stomatološki skup na Jahorini. I ovaj put imaćemo bogat i raznovrstan program, koji će obuhvatiti predavanja, radne kurseve, live prezentacije, okrugli sto i sajam. Prijavite se na vreme i pridružite nam se u edukaciji i zabavi. Saznajte novo iz predavanja vrhunskih stručnjaka na polju implantologije, oralne hirurgije i koštane regeneracije. Uživajte u skijanju i razmeni iskustava sa kolegama i uveličajte ovaj naučni skup svojim prisustvom. Dobrodošli!

PROGRAM DAN 1 Petak 24.02.2017.

14:00 Check In
18:00 - 20:00 ROUND TABLE

OKRUGLI STO. Fokus: IMEDIJATNA UGRADNJA u dentalnoj implantologiji. Kako predvideti i rešiti komplikacije. PROBLEMI kod imedijatne ugradnje. Graftovi i vrste graftova. Okrugli sto je zamišljen kao dvočasovni sastanak, interaktivan, precizan, stručan. Spremite pitanja, potrudimo se da damo sve odgovore. Pozvani su svi učesnici. Dobrodošli!

Predsedavajući: Prof. dr sci. Zoran Lazić, Prof. dr sci. Siniša Mirković.

+ Specijalni gost Dr David Alfaiate. Obezbeđen prevod.

VEČERA

Restoran hotel Termag

WELLNESS&FUN TIME

21:00-22:00

Wellness centar hotela Termag

22:00-23:00

Kuglana, bilijar sala

Takmičenje uz vredne nagrade

RADNI KURSEVI Subota 25.02.2017.

WORKING COURSE 1 (Sala 1)

09:00-13:00 PREPARACIJA ZUBA ZA FIKSNE PROTETSKE NADOKNADE –

Dr Đorđe Lalić, spec. oralne hirurgije

Zdrav parodontijum kao polazna tačka. Preprotetska priprema. Osnovni principi preparacije. Demarkacija preparacije. Tehnike preparacije zuba. Demonstracija na fantomu

Praktičan rad na fantomima

Tehnike otiskivanja i cementiranja kao završni faktor.

Ograničen broj učesnika: 5



Dr Đorđe Lalić

WORKING COURSE 2 (Sala 2)

09:00-13:00 HANDS ON IMPLANTOLOGY AND PIEZOSURGERY

UGRADNJA IMPLANTATA I UPOTREBA PIEZOTOMA U ORALNOJ HIRURGIJI I IMPLANTOLOGIJI – Prof. dr sci. Siniša Mirković

Upoznavanje sa principima koštane hirurgije. Indikacije za rad sa piezotomom. Osnovni principi, prednosti i mane. Prikaz slučajeva.

Rad na modelima (ugradnja implantata)

Rad na rebrima (simulacija uzimanja koštanih graftova)

Rad na rebrima (ugradnja implantata piezotomom)

Rad na kokošijem jajetu (simulacija sinus lifta)

Ograničen broj učesnika: 5

PROGRAM DAN 2 Subota 25.02.2017.

09:00 - 13:00 SKI TIME

Upoznajte skijski centar uz instruktora

LECTURES

14:00 Registracija

15:00 Pozdravni govor, Mikodental

15:15 Implantološki sistem Implant Direct, Dr Marko Magić

15:30 UGRADNJA IMPLANTATA NAKON EKSTRAKCIJE ZUBA. KADA I ZAŠTO. Prof. dr sci. Zoran Lazić

16:30 Kafe pauza

17:00 AUGMENTACIONE PROCEDURE U IMPLANTOLOŠKOJ TERAPIJI. Prof. dr sci. Siniša Mirković

18:00 TRAUMATOLOGIJA U IMPLANTOLOGIJI

Dr David Alfaiate. Obezbeđen prevod.

19:30 Diskusija. Podela sertifikata. FIRE&ICE koktel

+ NOVO DYNAMIC ABUTMENT SYSTEM / PROTETSKI RADOVI NA IMPLANTIMA /

Abatimenti pod uglom / Softveri za implantologiju Zirkonzahn

VEČERA

Restoran hotel Termag

FIRE&ICE COCKTAIL PARTY

Pozivamo Vas na dobru muziku i kuvano vino. Dobrodošli!

SKI TIME

Nedelja 26.02.2017. SKI TIME

IMPLANT DIRECT
EDUCATIONAL CENTER

Zirkonzahn®
Human Zirconium Technology



INFO TELEFONI

+381 15 345 123

+385 91 546 46 96

+387 61 244 814

+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



SIMPLY SMARTER

AKCIJA

JANUAR - MART

VELIKA ZIMSKA AKCIJA

AKCIJA



IMPLANT DIRECT sistem Legacy 3 - Vaš najbolji izbor! Implantološki sistem Legacy 3 sa **STOPOM USPEŠNOSTI** većom od 99% predstavlja jedan od najpouzdanijih sistema na svetu! **MIKODENTAL DENTAL DEPOT** je generalni zastupnik **IMPLANT DIRECT-a** za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

IZABERITE VAŠU IDEALNU PONUDU

1.

5 IMPLANTATA + 1 GRATIS IMPLANTAT LEGACY 3 - 750€*

VAŠA UŠTEDA 150€

2.

8 IMPLANTATA + 2 GRATIS IMPLANTATA LEGACY 3 - 1200€*

VAŠA UŠTEDA 300€

3.


15 IMPLANTATA + 4 GRATIS IMPLANTATA - 2250€*

VAŠA UŠTEDA 600€

SADRŽAJ ALL IN ONE PAKOVANJA LEGACY 3 * OGRANIČENA PONUDA

Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw* – Vent sistemom

- Konekcija: Unutrašnja šestougona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
- Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
- Hirurški instrumenti: CST set
- Paket implanta:
 - implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive, prenosnik i titanijumska ravna suprastruktura
- Dužine implanta: 6/8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
- Dostupni u 6 promera: 3,2 ; 3,7 ; 4,2 ; 4,7 ; 5,2 ; 5,7.
- Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim podupirućim navojima



* Robna marka Zimmer Dental

NOVO!
MEMBRANE!

Preporučujemo

easy-graft™ **SUNSTAR GUIDOR®**

EASY GRAFT – PRVA VEŠTAČKA KOST U ŠPRICU ZA DIREKTNO APLIKOVANJE U DEFEKT!

Veštačka kost EASY GRAFT predstavlja mogućnost nadoknade koštanih defekata. Zbog svog pakovanja naročito je pogodan i preporučljiv posle ekstrakcija zuba, jer bez njega bi došlo do skupljanja (povlačenja) kosti, a EASY GRAFT idealno ispunjava praznu zubnu čašicu. β -TCP sistem iz dve komponente: granule u špricu i biolinker u ampuli. Kada se biolinker istisne u špric, granule obložene polilaktidom se slepe i materijal se direktno aplikuje u defekt.

ZA SVE INDIKACIJE!

Prednosti:

- Direktno aplikovanje u defekt iz šprica
- Nije potrebna membrana
- Jednostavno modelovanje
- Očvršće in situ
- 100% sintetički, 100% se resorbuje

Proizvod: **GUIDOR easy-graft CLASSIC**

Materijal: čist β -trikalcijum fosfat (>99 %)

Pakovanje: 0.15 ml ; 0.25 ml ; 0.4 ml

Veličina granula: 500 – 630 μ m ; 500 – 1000 μ m

Cena već od: **70 €**

Proizvod: **GUIDOR easy-graft CRYSTAL**

Materijal: dvofazni kalcijum fosfat

(60% hidroxyapatite / 40% β -TCP)

Pakovanje: 0.15 ml ; 0.25 ml ; 0.4 ml

Veličina granula: 450 – 630 μ m ; 450 – 1000 μ m

Cena već od: **75 €**



INFO TELEFONI

+381 15 345 123

+385 91 546 46 96

+387 61 244 814

+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



Nouvag AG je Švajcarska kompanija koja je osnovana davne 1971 godine, prerastajući u jednog od lidera dentalne industrije. Ono što je karakteristično za ovu kompaniju je razvojni sektor koji je zadržao tradicionalni koncept dizajna proizvoda po čemu su jedinstveni u svetu. Pravac razvoja kompanije je veoma strog, a njena tehnološka rešenja ih stavljaju u kategoriju proizvoda najvišeg kvaliteta. Danas kompanija je prisutna na svim kontinentima kroz svoje distributivne centre sa tendencijom širenja. Nouvag Ag proizvodni pogoni se nalaze u Švajcarskoj i u Nemačkoj.

MD 11 sa 20:1 kolenjakom

Br. Art. 2027

Ukoliko su za Vas važni kvalitet u kombinaciji sa mirnim, sigurnim radom i jednostavnom upotrebom, sve ono što očekujete od jednog fiziodispenzera, onda je MD 11 pravi izbor za Vas, po fer i pristupačnoj ceni.

Tehničke karakteristike

Napon:	100 V, 115 V, 230 V na 50/60 Hz
Snaga:	120 W
Motor:	Elektronski motor, bez četkica
Opseg brzine motora:	300 – 40,000 rpm
Max. obrtni momenat:	6 Ncm
Performanse pumpe:	1 – 100 ml/min.
Dimenzije jedinice:	260 x 250 x 110 mm
Težina jedinice:	2.8 kg

Oprema:

• Kontrolna jedinica sa integrisanom pumpom	• Držać za flašu
• Uputstvo za upotrebu na CD-ROM-u	• Set creva
• Elektromotor 31ESS	• Tečnost za irigaciju, 0,9 % NaCl
• Kolenjak 20:1 GRATIS	• Klip set
• Nožna papučica	• Držać za nasadnik

-20%
POPUST

AKCIJA
20% popusta
2.312€ + PDV

Redovna cena:
2.890€ + PDV

MD 11 sa 20:1 kolenjakom LED

Br. Art. 2028

AKCIJA
20% popusta
2.896€ + PDV

Redovna cena:
3.620€ + PDV

OGRANIČENA PONUDA!



-20%
POPUST

INFO TELEFONI

+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



TEHNOLOGIJA BEZ PREMCA! PLAĆANJE NA RATE

AKCIJA

JANUAR-MART

mectron
medical technology

PIEZOSURGERY® white

NOVO!

TEHNOLOGIJA: BEZ PREMCA

**-20%
POPUST**

- Optimalna ravnoteža između efikasnosti i očuvanja mekog tkiva
- Automatsko podešavanje snage kroz feedback sistem (sistem povratnih informacija)
- Jednostavno rukovanje i čišćenje

Redovna cena:
3.680€ + PDV

AKCIJA
2.944€
+ PDV

- U opremu su uključeni: set sa 8 creva za pumpu, 1 dinamometrički ključ K8, papučica, kabal za napajanje i kofer

+ GRATIS KURS u Veneciji u vrednosti od 450€ *
*Za sve kupce Piezosurgery mectron po izboru!

→ **MECTRON**
SPRING MEETING 2017

23rd JUNE 2017
PALAZZO FRANCHETTI
VENICE, ITALY

UNDER PATRONAGE OF
 INTERNATIONAL
Piezosurgery Academy

SAVE THE DATE!

Mectron
Spring Meeting 2017
23.06.2017
Venecija, Italija

Lokacija:

Palazzo Franchetti, Venecija, Italija

Kotizacija:

Rana kotizacija do 31. marta: 390,00 €

Regularna kotizacija: 450,00 €

Specijalna ponuda za mectron korisnike: 190,00€**Predavači:**

Professor Tomaso Vercellotti M.D., D.D.S.

Leonardo Trombelli, DDS, PhD

Dr. Claudio Stacchi

Dr. Rosario Sentineri

Kotizacija uključuje:

- Upis na naučne sesije
- Kongres
- Kafe pauze
- Ručak



under the patronage of
INTERNATIONAL
Piezosurgery Academy

PROGRAM**KAKO NOVA PIEZOELEKTRIČNA TEHNIKA OLAKŠAVA SVAKODNEVNU PRAKSU**

- 8.30 Registracija
- 9.00 Ultrazvučna preparacija implantnog ležišta: kliničke prednost u svakodnevnoj praksi
Dr. Claudio Stacchi
- 10.30 Kafe pauza
- 11.00 Produžavanje krune: tehnike i tehnologije Prof. Leonardo Trombelli
- 12.30 Ručak
- 13.30 Split Crest – inovativna hiruška tehnika zahvaljujući kombinovanom korišćenju piezoelektričnih nastavaka i širenju kosti
Dr. Rosario Sentineri
- 15.00 Kafe pauza
- 15.30 Sinus Lift: Novi lateralni i krestalni pristup Sinusu Piezo-electričnom tehnikom
Prof. Tomaso Vercellotti
- 17.00 Diskusija
- 17.30 Završna reč

PREPORUKA:**PREPORUKA:**

INFO TELEFONI
+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



DYNAMIC SYSTEM - REŠENJE ZA NEREŠIVO!

**DYNAMIC
ABUTMENT**




**SCREW
SCREWDRIVER**



Dynamic Abutment® sistem

zahvaljujući potpunoj pokretljivosti, ispravlja bilo koji ugao, do 28°, i sa milimetarskom preciznošću.



Screw/Screwdriver

Koriguje pravac unosa šrafa kod nepovoljno pozicioniranih implantata, obezbeđujući potpunu funkcionalnost i estetiku izrađene protetske nadoknade.

0°-30°
Correction of
screw entry



NOVO



ACE
ADIN
ALPHABIO
ANKYLOS
ASTRA TECH
BIOHORIZON
BIOMET 3I
BTI
DENTIS
DIO
ECKERMANN
EUROTEKNIKA
HI-TECH
IMPLANT DIRECT
KLOCKNER
LEADER
MEGAGEN
MIS
NOBEL BIO-CARE
OSSTEM
PHIBO
STRAUMANN
TRINON
ZIMMER
etc...

**Search all product
compatibilities:**


Dynamic
Abutment APP



www.dynamicabutment.com

CAD-CAM

DYNAMIC TITANIUM BASES



Dynamic Titanium Bases

Titanijumske baze za krunice/mostove od cirkonijuma, CrCo i/ili PMMA materijala, izrađene u CAD/CAM sistemima. Proširuju spektar mogućnosti za ispravku nagiba kod nepovoljno pozicioniranih implantata.

Scanbody
of Peek



Precizna geometrija
za pozicioniranje implantata

Screws



Straight
screw
according to
the original



Dynamic
screw up to
30°
3.0 Dynamic
System

Dynamic
Titanium
Bases



Exterior retentions that
ensure a good cement
grip



2 symmetric planes of
position



Precision machined up to
+/-5 microns

Praktični slučaj

Rešavanje estetskih i funkcionalnih problema na protetskim radovima izrađenim u CAD/CAM-u

Slučaj: Francisco Pérez Carrió. Spain



Dynamic titanijumska baza za CAD/CAM strukture. Rešenje za probleme angulacije.

Slučaj: Erik M.F. Mentink. Oral Design



INFO TELEFONI
+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



Protetski kurs

Osnovi
implanto-protetike
od planiranja
do cementiranja

BEOGRAD
28.01.2017.

11:00

Uvodna reč



11:15-13:00

- Planiranje i pravilno pozicioniranje implantata (klinički pregled, analiza studijskog modela i okluzije, analiza 3D snimka, očekivanja pacijenta)
- Otkrivanje implantata (uticaj na izlazni profil)
- Komponente Implant Direct sistema

13:00 - 13:30

Pauza



**monoprnt supra
DETAX** -
Adicioni silikon za
jednofazno uzimanje
otisaka na implantima

Preporuka

DETAX



**implantlink semi Forte
DETAX** - Kompozitni
cement za restauracije
na implantima

Preporuka

13:30 - 16:00

- Otskivanje (izbor kašike, otisnog materijala i tehnike otiskivanja)
- Okluzija na implantatima
- Fiksni radovi na implantatima (indikacije i kontraindikacije)
- Cementiranje naspram retiniranje šrafom (kada i kako)
- Mobilni radovi na implantatima (indikacije i kontraindikacije)
- Protokoli opterećenja (imeditatno, rano, kasno-uslovi)

16:00

Podela sertifikata polaznicima kursa



Prof. dr sci. Zoran Lazić

Rodjen 1963. god. u Ubu.
U Beogradu je završio Stomatološki fakultet. Od 1993. god. je specijalista oralne hirurgije a od 2010. god. je vanredni profesor na predmetu oralna hirurgija na Vojnomedicinskoj akademiji. Zvanični je predavač za Implant Direct, Nobel Biocare, Zimmer Dental i Sweden - Martina implantatne sisteme. Profesor na predmetu oralna hirurgija i oralna implantologija na Medicinskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, uključen u nastavni program postdiplomskih studija. Autor je više od 150 radova iz oblasti implantologije, maksilofacijalne i oralne hirurgije i načelnik Klinike za stomatologiju VMA.

NAJAVA:

**BASIC COURSE
25.03.2017.**

Članstva:

1995-1999. Sekretar Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva
1995-1999. Sekretar Časopisa „Oralna implantologija“ i „Bilten oralnih hirurga“
1999-2003. Potpredsednik Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva
1999-2003. Član Predsedništva Sekcije za oralnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva
2003-2008. Predsednik Sekcije za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva
Predsednik 5 međunarodnih simpozijuma
Monografija: Faktori rasta u koštanoj regeneraciji, Zadužbina Andrejević, 2007.

**IMPLANT DIRECT
EDUCATIONAL CENTER**

Opšte informacije

Datum: 28.01.2017. :: Broj učesnika: 8 :: Rukovodilac kursa: Prof. dr Zoran Lazić :: Kotizacija: 250€ + PDV. :: Uplate se primaju do 21.01.2016. :: Lokacija: Dental Clinic, Sokobanjska 3, Beograd SRB :: Rezervacija: 00381 64 6438153

SPECIJALNA PONUDA ZA POLAZNIKE KURSA: Kupovinom 10 implantata dobijate GRATIS 3 implanta u vrednosti od 450€

Implant Direct
simply smarter.

IKODENTAL
DENTAL DEPO

2017
KURSEVI IMPLANTOLOGIJA
2017

WAM - INOVATIVNO REŠENJE ZA UKLANJANJE KRUNA, MOSTOVA I KOČIČA

NOVO!



Tradicionalne tehnike za uklanjanje definitivnih protetskih nadoknada ne daju pouzdane i zadovoljavajuće rezultate. U najboljem slučaju, one omogućavaju da se zub zadrži dugotrajnim procedurama pri kojima se rotacioni instrumenti troše i habaju, u najgorem slučaju mogu dovesti do oštećenja i preloma restauracija ili nosača. Analizirajući terapijske, mehaničke i finansijske aspekte ovih tradicionalnih metoda, WAM je otvorio vrata inovativnim rešenjima za brzo i bezbedno uklanjanje krunica, mostova i kočiča. U mnogim situacijama, ovi koncepti mogu značajno da promene plan tretmana stomatologa... na bolje!

WAMkey je stomatološki instrument koji za 2 minuta uklanja definitivno cementirane krune i mostove bez rizika i bola. Na taj način, sačuvane krune i mostovi mogu se ponovo upotrebiti kao privremene ili trajne nadoknade.

WAMkey INTRO KIT

Set za uklanjanje kruna i mostova!

Redovna cena: 263€ **AKCIJA: 237€** (PDV UKLJUČEN U CENU)


Zašto rizikovati?

1. WAMkey je jednostavan za korišćenje.
2. Neće izazvati nikakvu bol Vašim pacijentima.
3. Brzo i sigurno (obično manje od 2 minuta po kruni).
4. U većini slučajeva, možete ponovno upotrebiti krunu kao privremenu nadoknadu. Tako možete uštedeti mnogo vremena. U nekoliko slučajeva, možete ih čak koristiti trajno.

Ovaj komplet ima sve što je potrebno:

- 3 veličine WAMkey No1, No2, No3
- 3 CMV (Ceramometalivore) freze
- kompletna uputstva na CD-u

Sve komponente u ovom kompletu mogu se sterilisati u autoklavu (130 °C / 275 °F).



WAM'X INTRO KIT

Uklanjanje metalnih kočiča i ričmond kruna lako je kao dečija igra!

Sve što Vam je potrebno je uključeno u ovaj set:

- 1 WAM'X klešta
- 3 para nastavaka
- 3 para silikonskih gumica
- 3 CMV (Ceramometalivore) freze
- 1 CD koji uključuje video snimke, animacije i objašnjenja.

Sve komponente se mogu sterilisati u autoklavu (130°C/275°F)

Redovna cena: 593€ **AKCIJA: 534€** (PDV UKLJUČEN U CENU)

POGLEDAJTE
VIDEO

na Mikodental YOUTUBE kanalu



ZEN INTRO PACK (WAMkey + WAM'X)

Uštedite kupovinom ovog seta!

Sve što Vam treba da lako uklonite krune, mostove i kočiče.

Kompletan set sadrži:

3 veličine WAMkey (n°1, n°2 i n°3)


1 WAM'X klešta

3 para nastavaka

3 para silikonskih gumica

3 Ceramometalivore freze

1CD sa video snimcima, animacijama i instrukcijama.



INFO TELEFONI

+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental





mectron Starlight Pro

Starlight pro je aparat za polimerizaciju svetlosno polimerizujućih kompozita. Kao izvor svetlosti koristi visoko efikasnu monohromatsku LED-diodu sa dominantnom dužinom talasa između 440 nm i 465nm.

Za razliku od uobičajenih halogen lampi STARLIGHT PRO rasipa svetlo koje aktivira Kampferchinon-Photoinitiators što omogućava izvanredne rezultate prilikom polimerizacije sa znatno manje snage koja sprečava razvoj toplotne energije. Aparat se sastoji od punjača (stalka) i lampe u čijoj se dršci nalazi dopunjujuća Litium-Ion-baterija.

STARLIGHT PRO ima mogućnost dve različite opcije svetlosti:

- Osvetljenje konstantne snage „FAST“ (ciklus u trajanju od 10 Sekundi)
- Osvetljenje sa lagano povećavajućom snagom svetlosti „SLOW RISE“ (ciklus u trajanju od 20 sekundi)

TRAJNOST: 1.800.000 ciklusa u trajanju od 20 sekundi.

GARANCIJA: 3 godine!

Italijanska kompanija Mectron je proizvođač prve LED lampe na svetu!

SPECIJALNA PONUDA!

Kupovinom mectron starlight pro LED lampe dobijate **GRATIS SHOFU Beautifil II 6 color set** u vrednosti od **220€**



Cena: **540€ + PDV**



GRATIS! BEAUTIFIL II 6 color set

BEAUTIFIL II je nova generacija BEAUTIFIL proizvoda, "GIOMER" proizvoda, koji u sebi objedinjuju osobine GLASSIONOMER cementa i kompozita. Oslobađa fluoride PRG-tehnologijom - (Pre-Reacted Glassionomer). BEAUTIFIL II je materijal znatno poboljšanih osobina rukovanja sa izvanrednim osobinama poliranja. Druge izvrsne karakteristike ostaju kao obeležje BEAUTIFIL ispun: prijem i oslobađanje fluorida, čvrstoća vezivanja, odlična rendgen-kontrastnost i sjajan estetski rezultat zahvaljujući izbalansiranom rasipanju svetlosti.

Beautifil II je najpouzdaniji, trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih. Zasnovan na PRG tehnologiji otpuštajućih fluorida (Pre-Reacted Glass-ionomer).

Beautifil II obezbeđuje vrhunske estetske rezultate izvanrednim slaganjem boja, koje vrše transmisiju svetlosti kao prirodan zub.

Beautifil II poseduje sposobnost trajnog otpuštanja fluorida i pruža efikasnu i delotvornu zaštitu od sekundarnog karijesa. U kombinaciji sa odgovarajućim adhezivnim sistemom Beautibond (jednokomponentni) ili FL-Bond II (dvokomponentni), udvostručeno je preventivno dejstvo i uspostavljena je jaka adhezivna veza.

Sadržaj seta:

- 6 Beautifil II tuba (A2,A3,A3,5, B2, A30, Inc) po 4,5 g,
- 1 Dura White kamen (FL2),
- 1 Super Snap Single kit (gumice za obradu i poliranje),
- 1 One Gloss Trial set (3 gumice),
- Papirni blok.
- PN/Šifra: 1775



Redovna cena seta: **220€** sa PDV-om



Pre restauracije



Posle restauracije sa Beautifil II

PREPORUKA



EyeSpecial C-II Digitalna smart kamera za stomatologiju



INFO TELEFONI
+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



NAMEŠTAJ PO MERI - OPREMITE KOMPLETNU ORDINACIJU

POKRETNİ KLINIČKI KABINETI D SERIJE

Sa D serijom kliničkih kabineta od metala možete napraviti Vašu idealnu kombinaciju!

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

- Materijal: 0,90mm DKP čelik
- Metalne površine presvučene ferum fosfatom, otporne na koroziju
- Metod farbanja: elektro-statički nanos boje u prahu
- Velika ponuda boja iz RAL serije

PRVI REGIONALNI ONLINE SHOP ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU

BestDentalShop®
www.bestdentalshop.net

- Radna površina 22mm medijapan obložen slojem PVC-a
- Modularni sistem, kompaktan dizajn
- EN ISO 9001:2000, sertifikat TUV
- Opcija: plastični ulošci za fioke

CENA OD 200€



D-63/s



D-64/s



D-65/S



D-71



D-75



D-77




D-78



D-91


GRATIS ULOŽAK ZA FIOKU PO IZBORU!



T-4




T-6



T-8



T-16



T-T

ULOŠCI ZA FIOKU

Redovna cena: 22€
(PDV UKLJUČEN U CENU)

NOVO! KLINIČKI KABINET ZA ORALNU HIRURGIJU



Klinički kabinet D-90

Redovna cena: 490€

(PDV UKLJUČEN U CENU)

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 57 x 51 x 90 cm (h)
- 220V utičnica
- Nečujni točkovi
- Police od nerđajućeg čelika
- Fioka za fiziodispenzer
- Težina: 63 kg



NOVO! KOMPAKTNI KLINIČKI SISTEMI AQUA SERIJE



INFO TELEFONI
+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



WALDMANN - VISOKO KVALITETNA LED RASVETA OD SADA U NAŠOJ PONUDI!

NOVO!

Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.

WALDMANN brend predstavlja inovativna rešenja osvetljenja. Porođična kompanija srednje veličine osnovana je 1928. godine u Villingen-Schwenningen, koju i danas vodi treća generacija vlasnika Gerhard Waldmann, kao Herbert Waldmann GmbH & Co. KG.

Kompanija razvija i proizvodi visoko kvalitetnu rasvetu za primenu u industriji, kancelariji, zdravstvu i nezi, kao i sisteme za medicinsku foto-terapiju. Sveobuhvatno znanje od inženjera Waldmann osvetljenja garantuje za kvalitet ostvaren u Nemačkoj ("Made in Germany") i kontinuiranoj optimizaciji produktivnosti, bezbednosti, zdravlja i uštede energije.

Najnovija LED tehnologija ne zahteva održavanje i garantuje dug radni vek, i preko 50.000 sati.

RING LED lupe - Precizno osvetljenje za precizan rad

RING LED lupa je idealno rešenje za poslove vezane za precizne radove. Kada treba da se pregledaju ili precizno obrađuju minijturni delovi na radnom mestu, obraćanje pažnje na detalje je od ključnog značaja. RING LED lupa ima savršeno sočivo - i sa 63 LED dioda optimalno osvetljenje da ispuni sve tražene zahteve. Dodatna prednost: atraktivan izgled.

- Lupa sa LED osvetljenjem, 63 LED dioda
- LED tehnologija koja ne zahteva održavanje, dug radni vek: preko 50.000 sati
- 4 puta više svetlosti po Watt-u
- Zaštita očiju: bez odsjaja ili distorzije
- Rad bez smetnji: zahvaljujući maloj težini lupa ostaje u svom položaju
- Može se postaviti bilo gde: mogućnost individualnog povezivanja
- Uvek spremna za upotrebu: uključivanje/isključivanje dodirnim prsta
- Precizno podesivo fleksibilno crevo
- Kompaktan dizajn - praktična ušteda prostora
- Brzo i lako čišćenje
- Neosetljivost na vibracije



Cene od 350€ + PDV

TANEO lampe - optimalna vidljivost

TANEO lampe sa LED tehnologijom su svestrane zahvaljujući odličnoj homogenoj svetlosti i mogućnosti zatamnjenja prema individualnim potrebama. Bez obzira na radno mesto, bez obzira u kom sektoru - gde god se mora garantovati optimalna vidljivost, beskompromisno osvetljenje je od suštinskog značaja. Sa svojim intenzitetom svetlosti pogodnim za skoro svaku aplikaciju, visokim kvalitetom i ergonomskim rukovanjem, TANEØ lampe obezbeđuju optimalne radne uslove i nude neuporedivu fleksibilnost u pogledu njihovog prilagođavanja individualnim aktivnostima u skladu sa zahtevima.

- LED tehnologija koja ne zahteva održavanje, radni vek od preko 50.000 sati
- Intenzitet svetlosti koji ispunjava sve zateve, do 4.000 luks-a
- Ušteda energije od 30%
- Kontinuirano zatamnjenje do 10% , sa memorijskom funkcijom
- Osvetljavanje površina bez senki i odsjaja uzrokovanih refleksijom zahvaljujući konusno prizmatičnom ekranu ili opal belom ekranu
- Optimalni rezultati rada zahvaljujući jedinstvenoj fleksibilnoj i izbalansiranoj zglobojnoj ruci
- Dobra osetljivost na kontrast i odlično prepoznavanje boja
- Aluminijumsko kućište
- Zatvoren dizajn za zaštitu korisnika i integrisana tehnologija
- Prekidač na dodir na glavi lampe za uključivanje/isključivanje/dimovanje (zatamnjenje)

-10%
POPUSTCene od 430€
+ PDV

TEVISIO lupe - Broj 1 za efikasnost, pokretljivost i vizuelni kvalitet

Ljudsko oko često dostiže svoje granice u realizaciji zahtevnih zadataka. Uvećanje bez distorzije u optimalnim uslovima osvetljenja je neophodno. TEVISIO lupa podržava najzahtevnije vizuelne zadatke sa ergonomskim savršenstvom i ekstremnom preciznošću.

Zahvaljujući svojoj visoko razvijenoj LED tehnologiji, inovativnoj tehnologiji ruke i vidnom polju idealno usklađenim sa udaljenosti od oka, TEVISIO lupa je od suštinskog značaja jer pruža optimalnu efikasnost i ergonomiju na radnom mestu.

- LED tehnologija koja ne zahteva održavanje, radni vek: minimalno 50.000 sati
- Izbalansirana zglobojna ruka: lako podesiva, može se precizno postaviti i zaključati ako je potrebno
- Približno dvostruko uvećanje za 3,5 dioptrije, sa dodatnim sočivom za 11,5 dioptrija
- 48 Premium SMD-LED dioda
- Intenzitet svetlosti: 6.000 luks-a na samo 14 W
- Dobra osetljivost na kontrast i odlično prepoznavanje boja
- Regulator jačine svetlosti - kontinuirano zatamnjenje
- Aluminijumsko kućište
- Zatvoreni dizajn za zaštitu korisnika i integrisana tehnologija

-10%
POPUSTCene od 550€
+ PDV

- Lupa apsolutno otporna na ogrebotine, opcionalno antireflektna ili sa dodatnim sočivom
- Veliko vidno polje sa Ø 153 mm bez distorzije (izobličenja)

INFO TELEFONI

+381 15 345 123
+385 91 546 46 96
+387 61 244 814
+381 64 643 81 54



mikodental.com
bestdentalshop.net



mikodental



DIPLOMAT stomatološke jedinice- RADNO MESTO PO MOJOJ ŽELJI!

Prilagodite je svojim potrebama! 20 modela!
Visoko kvalitetne performanse i jedinstven dizajn.
Tapacirung Standard, Special, Swiss Made u 44 boje!

Dugotrajni materijali!

Visoko kvalitetne performanse stolica:

- Udobnost i funkcionalnost
- Jedinstveni 3D sistem za glavu
- 24 memorisana položaja
- Široki radni opseg (od 39 cm – 79 cm visine)
- Maksimalna nosivost 200 kg
- Sigurnosni prekidači (za sedišta, naslon)

PREDNOSTI:

- Mogućnost programiranja individualnih podešavanja za čak 4 korisnika
- Jedinstveni stomatološki deo za do 6 instrumenata sa velikom kontrolnom tablom
- Maksimalan prostor za pristup asistenta – rotirajući vodeni blok na jedinici Comfort ili Premium line
- XENOS LED svetlo sa senzorom i jedinstveni 3D sistem, 8.000 - 30.000 LUKS. 5.000 K
- Bežična multifunkcionalna nožna kontrola (2 tipa)
- Sistem dezinfekcije za instrumente (manuelni ili automatski)
- Sistem dekontaminacije usisnih creva i čini je fontane
- Anti-bakterijski filter
- Klasični model ili lift tip stomatološke jedinice
- Nemački i švajcarski kvalitet instrumenata

Za više informacija posetite

www.bestdentalshop.net i www.diplomat-dental.com

CENA VEĆ OD 7300€ + PDV



CLASSIC LINE



COMFORT LINE



PREMIUM LINE



PRVI REGIONALNI ONLINE SHOP ZA STOMATOLOGIJU I ZUBNU TEHNIKU

BestDentalShop®

www.bestdentalshop.net

| 3000 Artikala | Akcije | Popusti |

**POSETITE NAŠ
ONLINE SHOP!!**

MIKODENTAL
DENTAL DEPOT

www.mikodental.com

MIKODENTAL
Glavno sedišta firme:
Stojana Novakovića 19
15000 Šabac/Srbija
Tel./fax.: +381 15 345 123
Tel.: +381 15 300 261

MIKODENTAL BG
Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 411 89 48
Tel.: +381 64 6438164

MIKODENTAL BH
Derviša Numića 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel./fax.: +387 33 712 111
Tel.: +387 61 244 814

MIKODENTAL HR
CIRKON-DENTAL
Smičklasova 8
47000 Karlovac
Hrvatska
Tel.: +385 91 5464696



mikodental.com
bestdentalshop.net

Follow us on

